



SHANGHAI DENTAL

CATALOGUE

2023

INNOVATING DENTISTRY FOR BETTER HEALTH



Table of Contents

1	SDI Products	1
	Tooth Whitening	3
	Glass Ionomers	7
	Glass Ionomers Luting Cements	11
	Resin Cements	13
	Composites	14
	Etchants	17
	Bonding	18
	Sealant	19
	Amalgam Alloy	20
	Equipments	21
2	Dental Materials	23
	Restorative Materials	24
	Surgery Materials	36
	Endodontic Materials	38
	Prosthodontic Materials	50
	X-ray Materials	63
	Dental Materials	65
	Tooth Models	70
3	Dental Burs	73
	Diamond Burs (Elite Diamond)	74
	Composite Finishing Burs	76
	Bur Block	77
	Diamond Burs (Mani)	78
	Carbide Burs	81
	Metal & Crown Cutters	82
	Steel Cutters	82
	Tungstein Carbide Cutters	83
	Diamond Disc	84
	Polisher for Acrylic	85
	Polisher for Precious Alloys	86
	Ceramic Polisher	86
	Stone Burs	87
	Composite Polisher	88
	Composite & Hybrid Ceramic Polisher.....	89

4 Dental Instruments 91

Diagnostic Instruments	92
Restorative Instruments	93
Extraction Instruments	97
Surgery Instruments	103
Periodontal Instruments	111
Endodontic Instruments	112
Prosthodontic Instruments.....	114
Orthodontic Instruments	119
Stainless Steel Instruments	123
Luxator Periotome	126
Luxator Dual Edge Periotome	127
Forte Elevator	127

5 Dental Instruments (Schwert) 129

Extraction Instruments	131
Surgery Instruments	133
Endodontic Instruments	137
Restorative Instruments	138
Periodontal Instruments.....	138
Implants Instruments	139

6 Dental Equipments (Woodpecker) 141

Cordless Endo Motor	143
Apex Locator	146
Gutta-percha Obturation System.....	148
Dental Turbine Handpieces.....	149
Dental Air Polisher	150
Image Plate Scanner.....	151
Digital Imaging Plate System.....	152
Plasma Air Purifier	154
Curing Light	155
Ultrasonic Scaler	158
Handpiece for Ultrasonic Scaler	160
Spare Part for Ultrasonic Scaler	160
Tip	161

7 Dental Equipments 167

Mobile Unit	168
Mobile Suction	168
High Speed Handpiece	169
Low Speed Handpiece	170
Handpieces	171
Brush Micromotors	172
Dental Equipments	174

SDI

INNOVATING DENTISTRY FOR BETTER HEALTH

FOCUSED ON TOOTH
WHITENING, COMPOSITES
AND GLASS IONOMERS



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.



SDI's products are combination of innovation and excellence to provide the ideal restorative materials for the dental profession.

- Tooth Whitening
- Glass Ionomers
- Glass Ionomers Luting Cements
- Resin Cements
- Composites
- Etchants
- Bonding
- Amalgam Alloy
- Equipments

MADE IN AUSTRALIA
Watermarkly

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

WHITER
BRIGHTER
YOU

TALK TO YOUR PATIENT
ABOUT A WHITENING
PROGRAM THAT'S RIGHT
FOR THEM

SDI

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.



Watermarkly
MADE IN AUSTRALIA

Tooth Whitening

SDI

POLAOFFICE

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันในคลินิกทันตกรรม

- สูตรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35%
- ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วภายใน 30 นาที
- ลดอาการเสียวฟัน ยับยั้งอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน
- มีส่วนผสมของโพแทสเซียมไนเตรดซึ่งเป็นสารลดความไวต่อการถูกระตุ้นของเส้นประสาทรับความรู้สึก โดยออกฤทธิ์ที่ปลายประสาทโดยการปิดกั้นการส่งกระแสประสาทที่อ่อนไหว ช่วยลดอาการเสียวฟันในขณะที่ฟอกสีฟันได้
- ไม่ต้องฉายแสงเพื่อเร่งปฏิกิริยา
- น้ำยาป้องกันเหงือก (Gingival Barrier) ที่ยืดหยุ่นได้ สามารถกำจัดออกได้อย่างหมดจดและรวดเร็ว



Note: Individual patient results may vary.
Photos courtesy of Dr. Shuichi Tsubura, D.D.S., Ph.D., Japan

CREATED BY SDI

POLA
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

WHITER
BRIGHTER
YOU




 Watermarkly


Tooth Whitening

วิธีใช้ Pola Office

1. เทียบสีฟันกับชุดเทียบสี เพื่อบันทึกเฉดสีฟันก่อนการฟอกสี
2. ทำความสะอาดฟันด้วยผงขัดฟัน
3. ใส่อุปกรณ์ช่วยถ่างปากและเคลือบริมฝีปากด้วยวิตามินอี




4. เป่าฟันให้แห้งและฉีดยาป้องกันเหงือก (Gingival Barrier)



5. ฉายแสง 10 - 20 วินาที โบกไปมา จนกระทั่ง น้ำยาป้องกันเหงือก (Gingival Barrier) แข็งตัว




6. เปิดกระปุกผง Pola Office เตรียมไว้ จากนั้นใส่ หัวฉีดเข้ากับหลอดฉีดยาฟอกสีฟันให้แน่น และ ดึงปลายหลอดออกเพื่อลดแรงดันในหลอดฉีด




7. ค่อยๆ ฉีดน้ำยาฟอกสีฟันลงในกระปุกผง Pola Office




8. ผสมทันทีโดยใช้แปรงผสมที่ให้มาด้วยให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเนื้อเจลสีฟ้า




9. ทาเจลลงบนผิวฟันทุกซี่ที่ต้องการฟอกสี



10. ปลดปล่อยเจลเคลือบบนผิวฟันทิ้งไว้ นานอย่างน้อย 15-20 นาที (สามารถใช้เครื่องฉายแสง เพื่อช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)




11. ดูดเจลออกโดยใช้ Suction Tip



12. ทำซ้ำรอบที่ 2 ตามขั้นตอนที่ 9 ถึง 11
หมายเหตุ: เจลที่ผสมแล้วสามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที



13. หลังจากฟอกสีฟันรอบสุดท้าย ให้ทำการดูดเจลออกทั้งหมด และล้างทำความสะอาดและดูดออก



14. ถอดน้ำยาป้องกันเหงือกออก

POLAOFFICE Economy 3 Patients Kit



รหัสสินค้า	Pola Office 3 Patient Kits	7700215
จำนวน/ขนาด	6 x 0.3 g Pola Office Powder Pots 6 x 2 ml Pola Office Syringes 3 x 1 g Gingival Barrier Syringes	

POLAOFFICE Bulk Kit



รหัสสินค้า	Pola Office Bulk Kit	7700059
จำนวน/ขนาด	1 x 3 g Pola Office Powder Bottle 1 x 20 ml Pola Office Liquid Bottle 3 x 1 g Gingival Barrier Syringes	

Tooth Whitening

POLANIGHT

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

- สูตรคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์เข้มข้น 22%
- ลดการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ลดอาการเสียวฟัน
- มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ทำให้ฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการเสียวฟัน
- เนื้อเจลมีส่วนประกอบของน้ำสูง มีค่า pH เป็นกลาง เพื่อป้องกันเหงือกและฟันในระหว่างทำการฟอกสีฟัน
- เนื้อเจลมีความหนืดสูง
- ใช้เทคโนโลยี PDT (Pola Desensitising Technology) ช่วยป้องกันอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน
- ใช้เวลาฟอกสีฟันเพียง 45 นาที หรือทิ้งไว้ข้ามคืนในขณะหลับ



Photos courtesy of Prof. Leandro Martins

รหัสสินค้า	Pola Night Mini Kit	7700110
จำนวน/ขนาด	4 x 1.3 g, 22% Carbamide Peroxide	
รหัสสินค้า	Pola Night 10 Syringes Kit	7700111
จำนวน/ขนาด	10 x 1.3 g, 22% Carbamide Peroxide	
รหัสสินค้า	Pola Night Bulk Kit	7700029
จำนวน/ขนาด	50 x 1.3 g, 22% Carbamide Peroxide	

POLANIGHT Mini Kit



POLANIGHT 10 Syringe Kit



POLANIGHT Bulk Kit



วิธีใช้ POLANIGHT

1. แปรงฟันให้สะอาดและเช็ดฟันให้แห้ง
2. หยดเจลเล็กน้อย ในทุกช่องของถาดฟอกสีฟัน (เจลต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำ)
3. สวมถาดฟอกสีฟันลงบนฟันให้แน่น
4. หลังการฟอกสีฟัน ถอดถาดฟอกสีฟันออก และบ้วนปากด้วยน้ำอุ่น
5. แปรงฟัน



Tooth Whitening

GINGIVAL BARRIER

วัสดุป้องกันเหงือก

- สำหรับใช้ร่วมกับ Pola Office
- ป้องกันการระคายเคืองหรือการเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปากและเหงือก จากไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูง



รหัสสินค้า	Gingival Barrier	7750006
จำนวน/ขนาด	2 x 1 g	

SOOTHE

เจลลดอาการเสียวฟัน

- มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรด 0.7% และฟลูออไรด์ 0.1% ช่วยลดอาการเสียวฟันที่เกิดจากสารเคมีหรือความเย็น โดยไม่รบกวนกระบวนการฟอกสีฟัน
- ใช้ก่อนหรือหลังการฟอกสีฟัน เพื่อช่วยลดการเสียวฟันได้

รหัสสินค้า	Soothe Syringe	8150002
จำนวน/ขนาด	4 x 1.2 ml	



Mouthguard

วัสดุสำหรับพิมพ์ฟัน สำหรับทำถาดฟอกสีฟัน

- สำหรับพิมพ์แบบฟัน เพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล ก่อนทำการฟอกสีฟันที่คลินิก หรือทำด้วยตัวเองที่บ้าน

รหัสสินค้า	Mouthguard	7750005
จำนวน	20 แผ่นต่อท่อ	
ขนาด	130 x 130 mm หนา 1 mm.	



Glass Ionomers

RIVA LIGHT CURE

วัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์เสริมแรงด้วยเรซิน (Resin Reinforced Glass Ionomer Restorative Material)


- กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดบ่มตัวด้วยแสง (Light curing)
- ไม่มีส่วนผสม BISPHENOL-A (BPA-Free)
- มีส่วนประกอบของ ionglass™ เป็นเทคโนโลยีเลียนแบบทางชีวภาพ โดยเลียนแบบคุณสมบัติการเข้ากับน้ำได้ของเนื้อฟัน อีกทั้งความใสและทึบแสงของเนื้อฟันและสารเคลือบฟัน เพื่อให้การบูรณะฟันได้สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
- มีความทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่อกรดได้ดีกว่าฟันจริง ทนต่อคราบทั่วไป เช่น คราบชาดำหรือ ไวน์แดง มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง 50%
- มีความทนทานต่อการดัดงอได้สูง สำหรับการบูรณะฟันในระยะยาว ทนต่อแรงบิดเคี้ยวโดยไม่แตกหัก เหมาะสำหรับการบูรณะฟันแบบอนุรักษ์ (Minimal invasive treatment), การรักษารอยฟันสึกแบบ Abfraction /คอฟันสึกกร่อน, การบูรณะฟัน Class V
- สามารถทดแทนเนื้อฟัน โดยยึดติดกับเนื้อฟันด้วยพันธะทางเคมี ไม่ต้องใช้สารกัดหรือสายยึดติด ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียวฟันได้
- หัวฉีดสีผสมใสช่วยป้องกันเนื้อวัสดุจากการฉายแสงในระหว่างที่กำลังปฏิบัติการ
- ริดออกได้ง่ายขึ้น 70% ลดการสิ้นของมือและความเครียดของกล้ามเนื้อ
- ปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมสูงสุดหลังการอุดฟัน 6 สัปดาห์



THE MULTI AWARDED EASY HANDLING GLASS IONOMER




FLEXURAL STRENGTH AT 1 WEEK



Source: AI-Naimi OT, Lopes MB, McCabe JF, Prentice LH. Flexural Strength of Resin-Modified Glass-Ionomer cements (RMGIs), Brisbane (Australia); June 2006.

*Not a registered trademark of SDI.


FLUORIDE RELEASE AT 6 WEEKS



Source: PANISUT, P. and TONELUCK, A. Monomer conversion, dimensional stability, biaxial flexural strength, and fluoride release of resin-based restorative material containing alkaline fillers. DENTAL MATERIALS JOURNAL, 2020.

*Not a registered trademark of SDI.

OPTIMAL TRANSLUCENCY



Source: Published and SDI Test Data.

*Not a registered trademark of SDI.


Glass Ionomers

SDI


วิธีใช้ RIVA LIGHT CURE



1. เตรียมโพรงฟันและ Isolate ฟัน ใส่สารปรับสภาพผิวเนื้อฟัน (Riva Conditioner) เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นล้างและดูดน้ำออก



2. กัดส่วนปลายแคปซูล เพื่อให้วัสดุผสมกัน และ นำเข้าเครื่องผสมเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนจะนำ ใส่ในปืนฉีด (Riva Applicator)



3. ฉีดบนฟัน 2 มม. ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นขัดแต่งวัสดุโดยใช้น้ำ

EXCEPTIONAL HANDLING



BEFORE



DURING



AFTER

Photos courtesy of Dr Marcelo Alves & Dr Alvaro Junqueira - Brazil

BEST IN CLASS AESTHETICS




BEFORE




AFTER

Photos courtesy of Dr Geoff Knight - Australia



BEFORE



AFTER

Photos courtesy of Dr Marcelo Alves & Dr Alvaro Junqueira - Brazil

รหัสสินค้า	Riva Light Cure 50 Capsules (A2)	8700002
จำนวน	50 Capsules	
รหัสสินค้า	Riva Light Cure 50 Capsules (A3)	8700003
จำนวน	50 Capsules	
รหัสสินค้า	Riva Light Cure 50 Capsules (A3.5)	8700004
จำนวน	50 Capsules	



50 Capsules



Powder and Liquid Kit

รหัสสินค้า	Riva Light Cure Powder / Liquid Kit (A2)	8700502
	Riva Light Cure Powder / Liquid Kit (A3)	8700503
	Riva Light Cure Powder / Liquid Kit (A3.5)	8700504
ปริมาณ	15g Riva Light Cure powder bottle	
	8g (7.2ml) Riva Light Cure liquid bottle	

Glass Ionomers

RIVA SELF CURE


การบูรณะฟันแบบทั้งก้อนด้วยกลาสไฮบริด (Bulk Fill Glass Hybrid Restorative System)

- กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดบ่มตัวเอง (Self curing) ไม่ต้องฉายแสง
- ไม่มีส่วนผสม BISPHENOL-A (BPA-Free)
- มีส่วนประกอบของ ionglass™ เป็นเทคโนโลยีเลียนแบบทางชีวภาพ โดยเลียนแบบคุณสมบัติการเข้ากับน้ำได้ของเนื้อฟัน อีกทั้งความใสและทึบแสงของเนื้อฟันและสารเคลือบฟัน เพื่อให้การบูรณะฟันได้สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
- มีความทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่อกรดได้ดีกว่าฟันจริง ทนต่อคราบทั่วไป เช่น คราบชาดำหรือ ไวน์แดง มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบรนต์อื่นถึง 50%
- มีความทนทานต่อการดัดงอได้สูง สำหรับการบูรณะฟันในระยะยาว ทนต่อแรงบดเคี้ยวโดยไม่แตกหัก เหมาะสำหรับบูรณะฟันแบบอนุรักษ์ (Minimal invasive treatment), การรักษารอยฟันสึกแบบ Abfraction / คอฟันสึกกร่อน, การบูรณะฟัน Class V
- สามารถทดแทนเนื้อฟัน โดยยึดติดกับเนื้อฟันด้วยพันธะทางเคมี ไม่ต้องใช้สารกัดหรือสายยึดติด ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียวฟันได้
- ริดออกได้ง่ายขึ้น 70% ลดการสั่นของมือและความเครียดของกล้ามเนื้อ
- ปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมสูงสุดหลังการอุดฟัน 6 สัปดาห์




Photos courtesy of Dr. Marcelo Alves and Dr. Alvaro Junqueira - Brazil

COMPRESSIVE STRENGTH




Source: An independent, non-profit, dental education and product testing foundation, Clinicians Report, Jan 2020. Full report available from SDI upon request. *Not a registered trademark of SDI.

DEPTH OF SURFACE WEAR



Source: Internal test data Nov 2020 *Not a registered trademark of SDI. †Tested with ACTA (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) wear machine – proven to be a realistic simulation of clinical wear

AVERAGE EXTRUSION FORCE




†Source: Internal test data Nov, 2020 *Not a registered trademark of SDI.


Glass Ionomers

SDI


วิธีใช้ RIVA SELF CURE



1. เตรียมโพรงฟันและ Isolate ฟัน
OPTIONAL: ใส่สารปรับสภาพผิวเนื้อฟัน (Riva Conditioner) เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นล้างและดูดน้ำออก



2. กดส่วนปลายแคปซูล เพื่อให้วัสดุผสมกัน และนำเข้าเครื่องผสมเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนจะนำใส่ในบีนชิต (Riva Applicator)




3. ฉีดบนโพรงฟันเพิ่มขึ้นทีละครั้ง




สำหรับ Power/Liquid Kit สแกน QR code เพื่อดูวิธีใช้

HIGHEST RADIOCAPACITY



OPTIMAL TRANSLUCENCY



รหัสสินค้า	Riva Self Cure Regular Set, 50 Capsules (A2)	8600002
	Riva Self Cure Fast Set, 50 Capsules (A2)	8605002
จำนวน	50 Capsules	
รหัสสินค้า	Riva Self Cure Regular Set, 50 Capsules (A3)	8600003
	Riva Self Cure Fast Set, 50 Capsules (A3)	8605003
จำนวน	50 Capsules	
รหัสสินค้า	Riva Self Cure Regular Set, 50 Capsules (A3.5)	8600004
	Riva Self Cure Fast Set, 50 Capsules (A3.5)	8605004
จำนวน	50 Capsules	



50 Capsules



Powder and Liquid Kit

รหัสสินค้า	Riva Self Cure Powder / Liquid Kit (A2)	8610502
	Riva Self Cure Powder / Liquid Kit (A3)	8610503
	Riva Self Cure Powder / Liquid Kit (A3.5)	8610504
ปริมาณ	15g Riva Self Cure powder bottle	
	8g (6.9ml) Riva Self Cure liquid bottle	

Glass Ionomers Luting Cements


RIVA LUTING

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดกาวยึด (Self-Curing Glass Ionomer Luting Cement)


- วัสดุยึดติดแบบดั้งเดิม แข็งตัวโดยการบ่มตัวเอง (Self-curing)
- ยึดชิ้นงานบูรณะประเภทโลหะกับเนื้อฟันด้วยพันธะทางเคมี
- มีส่วนประกอบของ ionglass™ เป็นวัสดุที่บร้งสี สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้สูง
- ความสามารถในการละลายตัวต่ำ เหมาะกับการใช้งานในช่องปากทนต่อสภาวะความเป็นกรดในช่องปากได้
- ลดระยะเวลาในการทำงานลง เนื่องจากสามารถแข็งตัวได้เร็ว
- ฟิล์มบางเพียงแค่ 17 ไมครอน
- ปลดปล่อยฟลูออไรด์ปริมาณสูง
- ไม่มีส่วนผสม BISPHENOL-A (BPA-Free) และ Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA-Free)
- ค่าความแข็งแรงยึดติดสูง (High bond strength)
- มีความแข็งแรงต่อการดัดงอสูง ทนต่อแรงบดเคี้ยว เพิ่มความทนทานในช่องปากและความสามารถในการรักษาชิ้นงานบูรณะโดยอ้อม (Indirect restoration) ในระยะยาว
- ด้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ (Cariogenic bacteria)
- สำหรับยึดติดครอบฟัน/อินเลย์/เอาท์เลย์ประเภทโลหะหรือโลหะเคลือบเซรามิก (PFM), ครอบฟันสแตนเลส, ยึดติดเดือยฟัน/สกรูโลหะ, ยึดติดแหวนจัดฟันโลหะ, Lining



SETTING TIMES










FLEXURAL STRENGTH (MPa)



รหัสสินค้า	Riva Luting 50 Capsules	8651008
จำนวน	50 Capsules	

วิธีใช้ RIVA LUTING แบบแคปซูล

1. Isolate ฟันและเตรียมแกนฟัน
2. ให้แน่ใจว่าพื้นผิวภายในของชิ้นงานบูรณะสะอาดและแห้ง ห้ามนำฟันไปผ่านกระบวนการขจัดน้ำ (Dehydration) ห้ามกำจัดชั้นเคลือบ ในกรณีจำเป็นต้องป้องกันเนื้อเยื่อฟัน ให้ใช้ Calcium Hydroxide เป็นวัสดุรองฟัน (Liner)
3. เตรียมแคปซูลโดยกดแคปซูลลงบนพื้นแข็งจนดังคลิก และผสมในเครื่องผสมทันทีเป็นเวลา 10 วินาที
4. บรรจุแคปซูลในปืนฉีดทันที่ (Riva Applicator) จากนั้นกดตามฉีดยาจนมองเห็นเนื้อวัสดุภายในหัวฉีด
5. ค่อยๆ ถีดยาออกมาประมาณ 1 mm บนพื้นผิวที่ต้องการยึดติด
6. กดชิ้นงานให้เข้าที่ภายในระยะเวลา 30 วินาที
7. กำจัดซีเมนต์ส่วนเกินออกในขณะที่วัสดุยังเป็นเนื้อเจล (ประมาณ 2 นาทีที่ตั้งแต่เริ่มผสม)
8. รอจนวัสดุแข็งตัว (ประมาณ 4 นาที 35 วินาทีตั้งแต่เริ่มผสม)



Glass Ionomers Luting Cements


RIVA LUTING PLUS

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เสริมแรงด้วยเรซินชนิดกาวยึด
(Resin Reinforced Glass Ionomer Luting Cement)


- แข็งตัวโดยการบ่มตัวเอง (Self-curing)
- ยึดชิ้นงานบูรณะประเภทโลหะ, PFM และเรซิน กับเนื้อฟัน, ผิวเคลือบฟันและวัสดุแกนฟันทุกชนิด ด้วยพันธะทางเคมี
- ฟิล์มบางเพียงแค่ 10 ไมครอน
- ค่าความแข็งแรงยึดติดสูง (High bond strength) และมีความแข็งแรงต่อการดัดงอสูง (High Flexural strength)
- สำหรับยึดติดครอบฟัน/สะพานฟัน/อุดฝัง/อุดครอบ เรซิน, โลหะ, โลหะเคลือบเซรามิก (PFM), ยึดติด อุดฝัง/ครอบฟัน เซรามิก, ยึดติดเดือยฟัน หมุดและสกรู



DENTINE - SHEAR BOND STRENGTH**



ZIRCONIA - SHEAR BOND STRENGTH**



รหัสสินค้า	Riva Luting Powder / Liquid kit (A3)	8650508
ปริมาณ	35g Riva Luting powder 25g (24.3ml) Riva Luting liquid	

RIVA CONDITIONER

สารปรับสภาพผิวเนื้อฟันสำหรับกลาสไอโอโนเมอร์

- เป็นกรดพอลิอะคริลิกอย่างอ่อน สำหรับกำจัดชั้นสเมียร์ (Smear Layer) ของเนื้อฟันและชั้นเคลือบฟัน เพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างกลาสไอโอโนเมอร์กับโครงสร้างฟันได้
- สำหรับใช้ร่วมกับ Riva Light Cure หรือ Riva Self Cure



รหัสสินค้า	Riva Conditioner	8620001
จำนวน/ปริมาณ	1 x 10mL bottle refill	

RIVA APPLICATOR

ปืนสำหรับควบคุมการทำงานของ Riva Capsule

- มีตัวล็อกแคปซูลเพื่อควบคุมการฉีด
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- แข็งแรง ทนทาน
- ใส่เข้าช่องปากได้ง่าย

รหัสสินค้า	Riva Applicator	5545009
วัสดุ	Stainless steel	



seT PP

เรซินซีเมนต์ชนิดเซล์ฟเอทซ์-เซลฟ์แอดฮีซีฟ (Self-Etching, Self-Adhesive Resin Cement)

- วัสดุยึดติดแบบ All-in-one รวมส่วนประกอบต่างๆ ในกระบอกฉีดคู่ (dual-tube automixing) ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- ไม่ต้องเตรียมผิวฟันด้วยกรดกัดฟัน ไม่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันหรือเสียวฟันน้อยมาก หลังการยึดชิ้นงานบูรณะ
- สามารถใช้งานกับหัวฉีดเกลียวผสม (Mixing Tip), หัวฉีด Intra oral
- ยึดชิ้นงานบูรณะประเภทโลหะ, เรซิน, เซรามิกทุกชนิดกับโครงสร้างของฟันและวัสดุแกนฟันทุกชนิด
- มีส่วนประกอบของ ionglass™ เป็นวัสดุที่บ่งสี สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้สูง
- ปลดปล่อยฟลูออไรด์ปริมาณสูง
- ไม่มีส่วนผสม BISPHENOL-A (BPA-Free) และ Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA-Free)
- สำหรับยึดติดครอบฟัน/สะพานฟัน/อินเลย์/ออนเลย์ประเภทโลหะ เรซิน, เซรามิกทุกประเภท, มีส่วนประกอบของเซรามิก และยึดติดหมด/เดือยฟัน/สกรู



รหัสสินค้า	seT PP automix syringe refill	8805105
ปริมาณ	7g	
สี	Translucent	

วิธีใช้ seT PP


- กำจัดซีเมนต์ยึดชั่วคราวและล้างออก
ใช้น้ำส่วนเกินออก คงความชุ่มชื้นไว้



- เตรียมวัสดุบูรณะตามขั้นตอนของวัสดุนั้นๆ
และตรวจสอบความพอดี



- ฉีดซีเมนต์อย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิววัสดุ
บูรณะและพื้นที่ต้องการยึดติด






- กดชิ้นงานให้แนบสนิทเป็นเวลา 30 วินาที
ฉายแสงเป็นเวลา 2 วินาที หรือรอ 2 นาที



- กำจัดซีเมนต์ส่วนเกินออก



- รอนวัสดุแข็งตัว (ประมาณ 5 นาที) หรือ
ฉายแสงอย่างน้อย 20 วินาที



Composites

AURA EASY


เรซินคอมโพสิต (Universal Composite)

- ความลึกในการบ่มตัว (Depth of cure) 3 mm.
- มีค่าการหดตัวต่ำเพียง 2.21% หลังการฉายแสง
- มีความแข็งแรงต่อการดัดงอสูง (Flexural strength) ถึง 115MPa
- ทนแรงอัด (Compressive strength) ได้สูงถึง 375MPa
- มี 4 เฉดสี เหมือนสีฟันธรรมชาติ (เทียบเท่าสี A1-D4 ของ VITA)
- สำหรับการบูรณะฟันหน้า/ฟันหลัง, การบูรณะโดยอ้อมชิ้นงานอินเลย์/ออนเลย์/วีเนียร์, ใช้ก่อกันฟัน, ทำเฟือกสบฟัน, การบูรณะฟันแบบ Sandwich ร่วมกับกลาสไอโอโนเมอร์

รหัสสินค้า	Aura Easy Syringe Refill ae1	8560020
	Aura Easy Syringe Refill ae2	8560021
	Aura Easy Syringe Refill ae3	8560022
	Aura Easy Syringe Refill ae4	8560023
ปริมาณ	4 กรัมต่อหลอด	




Four unique shades cover 16 VITA® A1-D4® shades, enabling and easy switch from traditional shading systems.



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

ACHIEVABLE AESTHETICS




Dr. Terry Wong - Australia

AURA BULK FILL

เรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ (Universal Composite)

- วัสดุบูรณะฟันแบบทั้งก้อน (Bulk-fill)
- ออกครั้งเดียวได้ลึก 5 มิลลิเมตร
- ความลึกในการบ่มตัว (Depth of cure) 5 mm.
- มีค่าการหดตัวต่ำเพียง 2.21% หลังการฉายแสง
- มีความแข็งแรงต่อการดัดงอสูง (Flexural strength) ถึง 115MPa
- ทนแรงอัด (Compressive strength) ได้สูงถึง 375MPa
- สำหรับการบูรณะฟันหลัง หรือฟันที่ลึก

รหัสสินค้า	Aura Bulk Fill ae1 (A1)	8560012
ปริมาณ	4 กรัมต่อหลอด	



ACHIEVABLE AESTHETICS



Dr. Bob Lowe (USA)

LUNA

นาโนไฮบริดเรซินคอมโพสิต

(Nano Hybrid Resin Composite)


- เรซินคอมโพสิตแบบบ่มตัวด้วยแสง (Light curing)
- มีส่วนประกอบของวัสดุอัดแทรกขนาดเล็กระดับนาโนไฮบริด (Nano hybrid filler) เพิ่มความสามารถในการขัดแต่ง, ความต้านทานต่อการสึกกร่อน และความแข็งแรง ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- Filler Load 77%
- ความลึกในการบ่มตัว (Depth of cure) เพียง 2mm.
- ทนแรงอัด (Compressive strength) ได้สูงถึง 343MPa ที่ 24ชม
- มีความแข็งแรงต่อการดัดงอสูง (Flexural strength) ถึง 136MPa ที่ 24 ชม.
- มีการหดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric shrinkage) 2.88%
- มีค่าความทึบรังสี (Radiopacity) สูงถึง 180%Al สามารถมองเห็นได้เมื่อทำการเอ็กซเรย์ ช่วยจำแนกกรณีฟันผุเข้าได้อย่างง่ายดาย
- ให้สีเหมือนสีฟันธรรมชาติ และเมื่อโดนแสง UV สามารถเรืองแสงได้เหมือนกับฟันธรรมชาติ
- ไม่เหนียวติดเครื่องมือ
- สำหรับการบูรณะฟันหน้า (Anterior) และฟันหลัง (Posterior)

รหัสสินค้า	Luna 1 Syringe A1	8401081
	Luna 1 Syringe A2	8401082
	Luna 1 Syringe A3	8401083
	Luna 1 Syringe A3.5	8401084
	Luna 1 Syringe A4	8401085


ปริมาณ 4 กรัมต่อหลอด



COMPRESSIVE STRENGTH



FLEXURAL STRENGTH



* SDI internal data

[^] Clearfil™ Majesty Posterior, Tetric EvoCeram®, Filtek™ Z350 are not the registered trademarks of SDI.

~ C. Meenakumari et al (2018), "Evaluation of Mechanical Properties of Newer Nanoposterior restorative Resin Composites: An In Vitro Study", Contemporary Clinical Dentistry


Samples prepared according to ISO 4049

วิธีใช้ LUNA

1. กัดผิวฟันด้วย Super Etch กรดฟอสฟอริก 37% เป็นเวลา 20 วินาที
2. ทำความสะอาดฟัน
3. ซับน้ำส่วนเกินออก คงความชุ่มชื้นไว้
4. ใส่สารยึดติดเพื่อให้พื้นผิวภายในทั้งหมดติดตามขั้นตอนของสารยึดติดนั้นๆ
5. เป่าลมเบาๆ ให้แห้ง เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อให้ตัวทำละลายระเหยออกไป ปลอ่ยให้พื้นผิวเป็นมันวาว



6. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วินาที
7. ใส่ Luna เพิ่มขึ้นทีละ 2 mm หรือน้อยกว่าในการบูรณะฟันหน้า หรือ การบูรณะฟันหลัง
8. ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที เพิ่มขึ้นทีละ 2mm.
9. ขัดเงาและเสร็จสิ้นขั้นตอน




WAVE MV

คอมโพสิตชนิดไหลแผ่ที่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ (Fluoride Releasing Flowable Composite)

- มีส่วนประกอบของวัสดุอัดแทรกขนาดเล็กระดับนาโน (Nano filler) เพิ่มความสามารถในการขัดแต่ง, ความต้านทานต่อการสึกกร่อน และความแข็งแรง ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- Filler Loading 64%
- ปลดปล่อยฟลูออไรด์ ยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน และส่งเสริมการคืนแร่ธาตุกลับเข้าสู่ผิวเคลือบฟัน
- ทนแรงอัด (Compressive strength) ได้สูงถึง 345 MPa
- มีค่าความทึบรังสี (Radiopacity) สามารถมองเห็นได้เมื่อทำการเอ็กซเรย์ ช่วยจำแนกกรณีฟันผุซ้ำหลังการอุดฟันได้อย่างง่ายดาย
- ให้สีเหมือนสีฟันธรรมชาติ และเมื่อโดนแสง UV สามารถเรืองแสงได้เหมือนกับฟันธรรมชาติ
- สำหรับใช้ในการบูรณะฟันได้ทุกแบบ



FLUORIDE RELEASE




รหัสสินค้า	Wave MV Syringe Refill A1	8310102
	Wave MV Syringe Refill A2	8310203
	Wave MV Syringe Refill A3	8310304
	Wave MV Syringe Refill A3.5	8310405
	Wave MV Syringe Refill B1	8311101
ปริมาณ	1 กรัมต่อหลอด	

วิธีใช้ WAVE

- ทำความสะอาดและ Isolate ฟัน
- ซับน้ำส่วนเกินออก คงความชุ่มชื้นไว้
- ทาสารยึดติดอื่นเพื่อให้พื้นผิวภายในทั้งหมดติดตัวตามขั้นตอนของสารยึดติดนั้นๆ




- เป่าลมเบาๆ ให้แห้ง เป็นเวลา 5 วินาที ปลดปล่อยพื้นผิวเป็นมันวาว



- ฉายแสงเป็นเวลา 10 วินาที



- ฉีดคอมโพสิตเพิ่มขึ้นทีละ 2 mm. หรือน้อยกว่า โดยฉีดเข้าไปโดยตรงใน
- การบูรณะโพรงฟัน Class V, การเตรียมโพรงฟันแบบบูมิ่งค์



- การบูรณะโพรงฟัน Class I, II, III และ IV หรืออื่นๆ



- ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที เพิ่มขึ้นทีละ 2mm.
- ขัดเงาและเสร็จสิ้นขั้นตอน

SUPER ETCH

เจลกรดกัดฟัน

(37% Phosphoric Acid Etchant Gel)

- เป็นเนื้อเจลเหลว ประกอบด้วยกรดฟอสฟอริกเข้มข้น 37% ออกฤทธิ์รวดเร็ว
- สำหรับกัดผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันก่อนทำการอุดฟัน
- เนื้อเจลมีความหนืดสูงและควบคุมการไหลได้ง่าย สามารถจำกัดพื้นที่ของผิวเคลือบฟันได้
- มีสีฟ้าใส เห็นการทำงานได้ชัดเจน
- เนื้อเจลไม่ไหลย้อน ทำให้ควบคุมการทำงานได้แม่นยำ
- เจลกรดทำให้เกิดรูพรุนที่ผิวชั้นเคลือบฟันและกำจัดชั้นสเมียร์ (Smear layer) เพื่อเปิดท่อเนื้อฟัน (Dentinal tubule) ทำให้วัสดุบูรณะฟันยึดติดได้ง่ายขึ้น
- สามารถใช้งานร่วมกับสารยึดติด, คอมโพสิต, คอมโพเมอร์, กลาส ไอโอโนเมอร์, ซีลแลนท์, ซีเมนต์



Super Etch 12g Syringe





Super Etch Jumbo Syringe

รหัสสินค้า	Super Etch 12g Syringe	8100052
จำนวน/ขนาด	1 x 12 g (พร้อมหัวฉีด 25 ชิ้น)	

รหัสสินค้า	Super Etch Jumbo Syringe	81000059
จำนวน/ขนาด	2 x 25 ml (พร้อมหัวฉีด 50 ชิ้น) syringe ขนาดเล็ก + adaptor สำหรับโหลดเอชซี	

วิธีใช้ SUPER ETCH


1. ทำความสะอาดฟัน
2. กัดผิวฟันด้วย Super Etch กรดฟอสฟอริก 37% เป็นระยะเวลา 20 วินาที
3. ล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
4. ชับน้ำส่วนเกินออก คงความชุ่มชื้นไว้
5. ใส่สารยึดติดเพื่อให้ฟันเกาะในทั้งหมดตามขั้นตอนของสารยึดติดนั้นๆ
6. เป่าลมเบาๆ ให้แห้ง เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อให้ตัวทำละลายระเหยออกไป ปล่อยให้ฟันผิวเป็นมันวาว



7. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วินาที



8. อุดด้วยวัสดุบูรณะฟันตามการใช้งาน



9. ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที เพิ่มขึ้นทีละ 2mm.



10. ขัดเงาและเสริมสีชั้นชั้นตอน



Bonding

ZIPBOND UNIVERSAL

สารยึดติด

(Fluoride Releasing Universal Adhesive)


- สารยึดติดที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ สำหรับยึดติดด้วยเทคนิค Self etch, Selective etch และ Total etch
- มีความแข็งแรงยึดติดเนื้อฟันและผิวเคลือบฟันเมื่อใช้เทคนิค Self etch และ Total etch
- มีค่าความแข็งแรงยึดติดสูง (High bond strength) ในการบูรณะ ฟันทางอ้อมด้วยคอมโพสิต, เซรามิก, พอร์ซเลน และโลหะ
- สามารถยึดติดได้ทั้งพื้นผิวเปียกชื้น และแห้ง
- ไม่มีส่วนผสม BISPHENOL-A (BPA-Free) และ Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA-Free)
- มีส่วนผสมของโมโนเมอร์ 2 แบบ คือ Hydrophilic Monomer และ Hydrophobic Monomer
- ฟิล์มบางเพียงแค่ 8 ไมครอน
- มีกลิ่นหอม
- เกิดขบวนการไฮบริดเซชัน (Hybridization) อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปิดท่อนเนื้อฟันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเทคนิค Self etch และ Total etch ช่วยลดอาการเสียวฟันหลังการบูรณะฟัน

รหัสสินค้า	Zipbond Universal Bottle Refill	8100502
ปริมาณ	5 ml (330 drops)	

DENTIN WITH ETCHING - TOTAL ETCH TECHNIQUE~




DENTIN WITHOUT ETCHING - SELF ETCH TECHNIQUE~




~Independently tested by Unité de Recherches Biomatériaux Innovants et Interfaces (URB2i-EA 4462 Paris Descartes). Chairman : Dr Jean-Pierre ATTAL



SHEAR BOND STRENGTH (MPa)*




DEHYDRATED (OVER DRIED) DENTIN WITH ETCHING~



~Independently tested by Unité de Recherches Biomatériaux Innovants et Interfaces (URB2i-EA 4462 Paris Descartes). Chairman : Dr Jean-Pierre ATTAL

วิธีใช้ ZIPBOND UNIVERSAL

1. ทาสาร Zipbond Universal เข้าไปในร่องฟันเป็นระยะเวลา 10 วินาที
2. ปลดปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วินาที
3. เป่าด้วยลมให้แห้ง จนผิวเป็นมันวาว และไม่มีการเคลื่อนไหวของเนื้อสาร
4. ฉายแสงเป็นระยะเวลา 10 วินาที



Sealant

CONSEAL F

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้
(Fluoride Releasing Pit and Fissure Sealant)

- ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้สูงถึง 1,100 ng/cm² ที่ 180 วัน ช่วยป้องกันฟันผุ, การคืนกลับแร่ธาตุ และยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุของชั้นเคลือบฟัน
- เนื้อวัสดุสีขาวขุ่น มีความหนืดต่ำ ไหลแผ่ได้เร็วและลึก สามารถปิดผนึกหลุมร่องฟันได้ดี มีการหดตัวต่ำ ทนต่อการสึกกร่อน
- ความสามารถในการละลายตัวต่ำ เหมาะกับการใช้งานในช่องปาก
- ประกอบด้วยวัสดุอัดแทรกขนาดเพียง 0.04 ไมครอน ปริมาณ 7%
- หัวฉีดแบบโค้ง ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.41mm. สามารถผนึกหลุมร่องฟันที่ลึกที่สุดได้
- ใช้ร่วมกับเจลกรดกัดฟัน Super Etch ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการผนึกหลุมร่องฟันได้ดียิ่งขึ้น



Con Seal f Bottle Kit




Con Seal f Bulk Syringe Kit



Photos courtesy of Dr Mitsuru Sonoda, D.D.S Hokkaido, Japan

วิธีใช้ CONSEAL F

1. ทำความสะอาดฟัน
2. กัดผิวฟันด้วย Super Etch กรดฟอสฟอริก 37% เป็นระยะเวลา 20 วินาที
3. ล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
4. เป่าฟันให้แห้งสนิท จำเป็นมากสำหรับขั้นตอนต่อไป
5. ฉีดหรือทา Con Seal f ด้วยแปรงขนนุ่มหรือฟัน
6. ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที



Amalgam Alloy

ULTRACAPS+

อมัลกัมอัลลอย

(High Strength Admix Amalgam)

- อมัลกัมอัลลอยคุณภาพสูง
- วัสดุอุดแบบ Non gamma 2 ที่บรรจุในรูปแบบแคปซูล
- ตกแต่งได้ง่าย มีผิวเงางาม แข็งแรง
- มีส่วนประกอบของ Ag 50%, Sn 30% และ Cu 20%
- ทนแรงอัด (Compressive strength) ได้สูงถึง 500MPa ที่ 24 ชม.
- ทนแรงดึงศูนย์กลาง (Diametral tensile strength) ถึง 50MPa ที่ 24 ชม.
- ค่าการคืบแบบสถิตของโลหะ (Static creep) 0.2% ที่ 7 วัน
- การเปลี่ยนแปลงขนาด (Dimensional change) +4 $\mu\text{m}/\text{cm}$ ที่ 24 ชม.

รหัสสินค้า	Economy bags of 500 capsules - 1 spill	5011323
	Economy bags of 50 capsules - 1 spill	5011303
	Economy bags of 500 capsules - 2 spill	5022303
	Economy bags of 50 capsules - 2 spill	5012303
ปริมาณ	1 spill 400mg	
	2 spill 600mg	

ULTRAMAT 2


เครื่องผสมอมัลกัมความเร็วสูง (High Speed Amalgamator)

- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทำงานได้เที่ยงตรงแม่นยำ
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ไม่มีสื่อน้ำไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม
- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส บอกเวลาชัดเจนด้วยตัวเลขเรืองแสง
- ไม่มีเสียงรบกวน
- มีความเร็วสูงถึง 4,600 รอบต่อวินาที
- มีระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดฝาเครื่องในขณะทำงานเพื่อป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย
- ใช้ได้กับวัสดุบูรณะที่บรรจุในแคปซูลทุกชนิด



รหัสสินค้า	Ultramat 2	5546052
ไฟฟ้าขาเข้า	100 /240 Vac 50/60 Hz	
ขนาด	(W x H x D) 217 x 80 x 173mm	
น้ำหนัก	2.765 kg.	




SETTING TIME



HIGH COMPRESSIVE STRENGTH



ใช้ได้กับแคปซูลอมัลกัม, ซีเมนต์ และกلاسไอโอโนเมอร์ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ



ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดฝาเครื่องในขณะทำงาน

RADII PLUS

เครื่องฉายแสงแบบไร้สาย (Cordless LED Curing Light)

- เครื่องฉายแสงที่สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับการบูรณะฟัน, การจัดฟัน, และฟอกสีฟัน
- มีความเข้มแสงสูงถึง 1,500 mW/cm²
- สามารถปรับหลอดฉายแสงได้ 360 องศา สะดวกกับการใช้งาน
- มีเสียงเตือนทุก 10 วินาที และใช้งานได้ถึง 60 วินาที
- ใช้งานต่อเนื่อง 1,200 วินาที
- ใช้เทคโนโลยีในการกระจายความร้อน
- ไม่มีพัดลมจึงไม่ทำให้เกิดเสียง

รหัสสินค้า	Radii Plus LED Curing Light	5600202
	- 1 x handpiece	
	- 1 x charger	
	- 1 x plug pack	
	- 100 x barrier sleeves	
	- 3 x lens caps	
	- 5 x light shields	
น้ำหนัก	176 g	



POINTS

แปรงสำหรับทาวาสตทางทันตกรรม (Disposable Brush Applicator)

- แปรงชนิดใช้แล้วทิ้ง สำหรับทาสาร bonding หรือ etching
- ประหยัดวัสดุได้ถึง 25% เพราะผลิตจาก Synthetic Fiber ดังนั้นวัสดุจะอยู่ที่ผิวฟัน ไม่สูญเสียไปกับการติดอยู่ที่ขนแปรง
- ขนแปรงไม่หลุดร่วงขณะใช้งาน
- ใช้งานสะดวก สามารถดัดงอบริเวณหัวแปรงเพื่อเข้าทำงานในมุมต่างๆ โดยหัวแปรงไม่หัก
- มีปลายให้เลือก 3 ขนาด ตามลักษณะการใช้งาน

รหัสสินค้า	Super Fine - Purple	8100122R
	Fine - Dark green	8100116R
	Fine - Light green	8100117R
	Medium - Dark blue	8100118R
	Medium - Light blue	8100119R
จำนวน	100 ชิ้น ต่อ กล่อง	



IONGLASS FOR HEALTHIER TEETH


RIVA LIGHT CURE

LIGHT CURED RESIN REINFORCED
GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL



RIVA SELF CURE

BULK FILL GLASS HYBRID RESTORATIVE SYSTEM



YOUR SMILE. OUR VISION.


Watermarkly



A collage of logos for various dental companies, including kemdent, NORDIN, MANI, TDV, DiaDent, bivo, Sure-endo, Sanctuary, DENTECH, CAVEX, Ruthinium Group, premium plus, and MAHNENKRATT.

- Watermarkly

Matrix Band Ivory



- Band Ivory ใช้ร่วมกับ Ivory holder ในการอุดฟัน
- ทำจาก Stainless steel
- No. 11, 12, 13 สำหรับฟันกรามน้อย (Premolar)
- No. 14, 15, 16 สำหรับฟันกราม (Molar)



รหัสสินค้า	Band Ivory No. 11	REF-41/11
	Band Ivory No. 12	REF-41/12
	Band Ivory No. 13	REF-41/13
	Band Ivory No. 14	REF-41/14
	Band Ivory No. 15	REF-41/15
	Band Ivory No. 16	REF-41/16

จำนวน 12 pcs.

ความหนา 0.04 mm

Matrix Band Tofflemire



- ใช้ร่วมกับ Tofflemire holder ในการอุดฟัน
- ทำจาก Stainless steel
- มีความหนา 0.03, 0.04, 0.05 mm.
- มีความสูง 4, 5, 6, 7 mm



รหัสสินค้า	Band Tofflemire 0.03mm No.4	REF10.334
	Band Tofflemire 0.03mm No.5	REF10.335
	Band Tofflemire 0.03mm No.6	REF10.336
	Band Tofflemire 0.03mm No.7	REF10.337
	Band Tofflemire 0.04mm No.4	REF10.344
	Band Tofflemire 0.04mm No.5	REF10.345
	Band Tofflemire 0.04mm No.6	REF10.346
	Band Tofflemire 0.04mm No.7	REF10.347
	Band Tofflemire 0.05mm No.4	REF10.354
	Band Tofflemire 0.05mm No.5	REF10.355
	Band Tofflemire 0.05mm No.6	REF10.356
	Band Tofflemire 0.05mm No.7	REF10.357

ความยาว 3 เมตร

Band Boomerange



รหัสสินค้า	Band Boomerange No.102	A-2663
------------	------------------------	--------

จำนวน 12 pcs.

ความหนา 0.04mm.

T-Band



- T-Band ใช้ร่วมกับ Tofflemire holder ในการอุดฟันเด็ก
- ทำจาก stainless steel

รหัสสินค้า	T-Band Small	004023112
	T-Band Large	004023111

จำนวน 12 pcs.

ความหนา 0.04mm.

Celluroid Strip



- แผ่นพลาสติกใสสำหรับกั้นฟัน งานอุดฟันหน้า
- สำหรับงานอุดฟัน Class II และ III

รหัสสินค้า	Celluroid Strip	TDV4146
ขนาด	กว้าง 10mm หนา 0.05 mm ยาว 15 m	



Sand Paper Strips



- แผ่นกระดาษทรายสำหรับขัดตกแต่งคอมโพสิตให้เรียบและเป็นมันเงา และไม่มีส่วนของวัสดุขาดหรือเกินจากขอบโพรงฟัน
- มีทั้งความละเอียด และความหยาบ ภายใน 1 แผ่น
- ส่วนกลางของแผ่นเป็น Neutral space สำหรับแทรกผ่าน Contact point ได้โดยง่าย

รหัสสินค้า	Sand Paper Strip	TDV3066
จำนวน	100 pcs. / กล่อง (4 mm x 170 mm.)	



Abrasive Steel Strips



- แผ่นโลหะสำหรับขัดตกแต่งวัสดุอุดฟัน
- มีความหนา 0.10 mm ง่ายสำหรับบริเวณซอกฟัน
- มีขนาดความกว้าง 4 และ 6 mm

รหัสสินค้า	Steel Strip 12 pcs. (4 mm x 130 mm.)	A1701
	Steel Strip 12 pcs. (6 mm x 130 mm.)	A1857
ความหนา	0.10mm	



Unimatrix R




- ระบบเมทริกซ์แบบบางส่วน (Sectional Matrix) สำหรับการบูรณะฟัน Class II พร้อมด้วยวงแหวนเสริมแรง
- ชนิดแข็ง (สีฟ้า) : สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงกดสูงในการแยกฟัน
- ชนิดอ่อน (สีชมพู) : สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงกดน้อยในการแยกฟัน
- มีความต้านทานต่อการเสียรูป ยึดอายุการใช้งาน
- มุมของ Unimatrix ปรับให้เข้ากับความสูงในแนวบดเคี้ยวคอฟัน (Occluso-cervical) ได้อย่างสมบูรณ์
- Band มีความหนาโค้งและความหนา 0.05mm ทำให้มีจุดสัมผัสที่แน่นและสมบูรณ์ เข้ากับรูปร่างฟันได้ดี
- Band มี 3 ขนาด (S/M/L) ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

รหัสสินค้า	Unimatrix R	2809
	- 2 Reinforced Ring (Hard & Soft) - 50 Assorted Matrix - 8 Triangular Silicone Tip - 25 Assorted Elastic	

รหัสสินค้า	Unimatrix R Starter Kit	A2953
	- 1 Reinforced Ring (Hard) - 25 Assorted Matrix - 4 Triangular Silicone Tip	


Unimatrix Refill



- Band สำหรับใช้กับ Unimatrix R
- มีความหนาโค้งแนบเข้ากับรูปร่างฟัน
- ลดปัญหา Food impact หลังอุดฟัน

รหัสสินค้า	Unimatrix Refill Small (50 pcs.)	A1879
	Unimatrix Refill Medium (50 pcs.)	A1880
	Unimatrix Refill Large (50 pcs.)	0003020016
	Unimatrix Refill Assort (50 pcs.)	A1878
	(S = 16 pcs, M = 21 pcs, L = 13 pcs)	

ความหนา	0.05mm
---------	--------



Restorative Materials

วัสดุทันตกรรมบูรณะ

Microcut



- สำหรับกำจัดวัสดุบูรณะ เช่น คอมโพสิต, ซีเมนต์และอมัลกัม ส่วนเกินออกจากบริเวณซอกฟัน
- ใบเลื่อยมีความบางเพียง 0.05mm โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อจุดสัมผัส
- แผ่นไดมอนด์ (Diamond strip) ใช้สำหรับลดขนาด และ ตกแต่งรูปร่างฟันในกระบวนการจัดฟัน
- ง่ายและปลอดภัยในการทำงาน
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	Microcut - Hack-saw x 1 - Saw blade x 1	0005000004
ความหนา	Saw Blade หนา 0.05 mm Diamond Strip หนา 0.1 mm	

Praxis



- แผ่นขัดและตกแต่งวัสดุอุดฟัน ชนิดแผ่นกลม
- รุกกลางแผ่นเป็นโลหะ สวมเข้ากับแกนหัวขัดได้พอดี
- มีสองขนาด 1/2 และ 3/8 นิ้ว
- มีแบบผิวหยาบ, หยาบปานกลาง, ละเอียดย และละเอียดมาก
- สามารถขัดตกแต่งตำแหน่ง Mesial และ Distal ได้



รหัสสินค้า	Coarse abrasive disc 1/2 (burgundy) Medium abrasive disc 1/2 (Pink) Fine abrasive disc 1/2 (light pink) X-Fine abrasive disc 1/2 (white) Coarse abrasive disc 3/8 (burgundy) Medium abrasive disc 3/8 (Pink) Fine abrasive disc 3/8 (light pink) X-Fine abrasive disc 3/8 (white)	0002000048 0002000049 0002000050 0002000051 0002000044 0002000045 0002000046 0002000047
ปริมาณ	50 discs / แพ็ค	

Articulating Paper



- แผ่นกระดาษสี 2 ด้าน คือด้านสีแดงและด้านสีน้ำเงิน สำหรับตรวจหารอยสบสูง
- สีสามารถติดบนผิวฟันได้ดี เมื่อได้รับแรงกดจากการสบฟัน และสีไม่ลอกหลุดง่าย
- มีขนาดความบาง 65 μm (Blue Red Radar) และ 40 μm (Xtra Thin Radar)
- มีรูปแบบทรงเกือกม้า (Horseshoe) และทรงโค้ง (Curved)

รหัสสินค้า	Blue Red Radar Horseshoe	07-004
	Blue Red Radar Curved	07-003
	XtraThin Radar Horseshoe	07-011
	Xtra Thin Radar Curved	07-013
ปริมาณ	Horseshoe จำนวน 6 เล่ม เล่มละ 12 แผ่น	
	Curved จำนวน 12 เล่ม เล่มละ 12 แผ่น	

Knitted Retraction Cord with Cutter



SURE-Cord®



SURE-Cord®



—	#000 Green
—	#00 Brown
—	#0 Purple
—	#1 Blue
—	#2 Orange

- ด้ายแยกเหงือกแบบถัก ทำจาก cotton 100%
- สำหรับแยกเหงือก เพื่อพิมพ์ปากหรืองานอุดฟัน
- สามารถใส่เข้าไปในร่องเหงือกได้โดยง่ายและสามารถคงอยู่ในร่องเหงือกได้โดยไม่ลื่นไถลออก
- บรรจุในขวดมีฝาปิด-เปิด มีใบมีดสำหรับตัดติดอยู่ที่ฝาขวด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
- มีทั้งแบบไม่ชุบน้ำยาห้ามเลือด (Sure-Cord) และชุบน้ำยาห้ามเลือด (Sure-Cord Plus)
- แบบชุบน้ำยาห้ามเลือด (Sure-Cord Plus) มีส่วนประกอบ Aluminum Chloride 0.50mg ห้ามเลือดในร่องเหงือกโดยไม่มีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ (Epinephrine Free)

รหัสสินค้า	Sure-Cord no.000	SC#000
	Sure-Cord no.00	SC#00
	Sure-Cord no.0	SC#0
	Sure-Cord no.1	SC#1
	Sure-Cord no.2	SC#2
	Sure-Cord Plus no.000	SC_STB#000
	Sure-Cord Plus no.00	SC_STB#00
	Sure-Cord Plus no.0	SC_STB#0
	Sure-Cord Plus no.1	SC_STB#1
ความยาว	254 cm.	

Knitted with Split Microfiber



Before Split

Split Microfiber

After AlCl₃
Finished Products

Mouth Mirror (for diagnostic)



Economy

- ให้คุณภาพการมองเห็นที่ดี
- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- ทนทานต่อการฆ่าเชื้อทุกประเภท

SEplus

- ชั้นสะท้อนแสงมีการเคลือบเงินบริสุทธิ์สองชั้น ส่งผลให้ภาพสะท้อนในกระจกมีคุณภาพของภาพที่สว่างสดใส
- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- ทนทานต่อการฆ่าเชื้อทุกประเภท

รหัสสินค้า	Economy	REF770/4
	SE Plus	REF702/4
ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 mm	
จำนวน	12 pcs./กล่อง	

Mouth Mirror (for endodontic)



TOPvision

- ผิวกระจกเคลือบด้วย Rhodium
- สะท้อนแสงสีธรรมชาติ
- ทนต่อการกัดกร่อน และทนทานต่อการฆ่าเชื้อทุกประเภท

MEGA FS


- สะท้อนภาพที่โฟกัสได้อย่างแม่นยำ
- ทนต่อการกัดกร่อน และทนทานต่อการฆ่าเชื้อทุกประเภท
- รูปทรงบางพิเศษ

ULTRA FS

- การออกแบบชั้นกระจกแบบใหม่ ให้ภาพสว่างสดใสและคมชัด
- มีค่าการสะท้อนแสงประมาณ 113% กระจก Ultra FS จึงสว่างกว่าแบบ Rhodium
- ให้ความแม่นยำของสี และความคมชัดที่ดีกว่า
- ทนต่อการขีดข่วน

รหัสสินค้า	TOPvision	REF721/4
	MEGA FS	REF6560
	ULTRA FS	A0477
ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 mm	
จำนวน	12 pcs. / กล่อง สำหรับ TOPvision และ MEGA FS	
	6 pcs. / กล่อง สำหรับ ULTRA FS	

Clinical Photographic Glass Mirror



- มีความเงาทั้งสองด้าน ให้คุณภาพสีและการถ่ายภาพที่ดี
- ความสามารถในการสะท้อนแสงใกล้เคียง 80%
- ความทนทานสูงสำหรับการใช้งานซ้ำ ๆ
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 135°C

รหัสสินค้า	G-01 Buccal	A2188
	G-02 Lingual	A2189
	G-03 Child Occlusal	A2190
	G-04 Adult Occlusal	A2191
	G-05 XL Occlusal	A2322
วัสดุ	High-quality glass	

Glass Slap



- แผ่นแก้วสำหรับผสมวัสดุอุดฟัน

รหัสสินค้า	Glass Slap	A0436
ปริมาณ	W75 x H12 x L151mm	

Plastic Spatula



- พายพลาสติกสำหรับผสมวัสดุอุดฟัน

รหัสสินค้า	Plastic Spatula	A1777
ความยาว	14 cm	

Disposable Mixing Wells



- หลุมใส่ Bonding แบบใช้แล้วทิ้ง

รหัสสินค้า	2 Wells (500 pcs)	PM18-907
	4 Wells (200 pcs)	PMN906
วัสดุ	พลาสติก	

Mixing Wells with Cover



- หลุมใส่ Bonding แบบ 4 หลุม
- ทำจากพลาสติกแบบมีฝาปิด
- สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีแช่น้ำยาหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

รหัสสินค้า	4 Wells	A9109
จำนวน	1 ชิ้น	

Porcelain Etch - Hydrofluoric Acid Etchant



- กรดไฮโดรฟลูออริก 9.5%
- สำหรับเตรียมพื้นผิวของวัสดุบูรณะเซรามิก สำหรับการบูรณะฟันแบบวีเนียร์ (Veneer), อุดฝัง (Inlay), อุดครอบ (Onlay), ครอบฟัน (crown)
- ทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กบนพื้นผิว ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะได้ดี

รหัสสินค้า	Porcelain Etch	A0035
ปริมาณ	2.5ml / หลอด	
Tip	3 x Disposable Tips	

DENSHIELD - Dental Desensitizer



- ยาลดอาการเสียวฟันในการบูรณะฟัน
- ใช้งานง่ายในขั้นตอนเดียว
- ลดอาการในทันทีเมื่อเริ่มใช้
- ป้องกันอาการเสียวฟันหลังการบูรณะฟัน
- ป้องกันอาการเสียวฟันที่มีสาเหตุมาจากเปิดท่อเนื้อฟัน หรือ รอยร้าวที่ทำให้แบคทีเรียเข้าสู่เนื้อเยื่อโพรงฟัน
- ทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กบนพื้นผิว ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะได้ดี

รหัสสินค้า	Denshield	A0034
ปริมาณ	5ml / ขวด	

Disposable Saliva Ejectors



- หลอดดูดน้ำลาย ใช้สำหรับต่อกับเครื่องดูดน้ำลาย
- มีแกนลวดภายใน ดัดโค้งงอได้ และคงรูปได้โดยไม่คืนตัว
- เมื่อถอดจุกที่ปลายหลอดออก ไม่มีแกนลวดไหลออกมา
- ความยาวของหลอดดูดน้ำลาย 13-15 cm.
- มีทั้งชนิดถอดจุกได้และติดแน่น
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี

รหัสสินค้า	ชนิดถอดจุกได้	CAT16
	ชนิดติดแน่น	SEC15ZFC
จำนวน	100 pcs. / ถุง	

Restorative Materials

วัสดุทันตกรรมบูรณะ

Applicator Brushes



—SWEDISH DENTAL SUPPLIES AB—



- แปรงใช้สำหรับทากรดกัดฟัน (Etchants), วัสดุเคลือบยึด (Bonding agent), สารเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) และ กาวยึด (Cement) เป็นต้น
- หัวแปรงถอดออกได้


รหัสสินค้า	Applicator Brushes	A0369
ความยาว	14.5 cm (holder)	
จำนวน	100 pcs. of brush tip	1305

Micro Applicators

premium plus



- แปรงใช้สำหรับทากรดกัดฟัน (Etchants), วัสดุเคลือบยึด (Bonding agent), สารเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) เป็นต้น
- หัวแปรงพับงอได้ในมุมใดก็ได้ สำหรับทาวาสตูปริมาณน้อย ในพื้นที่จำกัดที่เข้าถึงยากได้
- ขนไม่หลุดร่วงขณะใช้งาน ลดการใช้วัสดุมากเกินจำเป็น ประหยัดได้มากถึง 80%



รหัสสินค้า	901T Regular (diameter 2.5 mm)	PM901TLB
	902T Fine (diameter 2.0 mm)	PM902T-LG
	903T Ultra Fine (diameter 1.5 mm)	PM903LL
	904T Cylinder (diameter 1.2 mm)	PM904TB
จำนวน	100 pcs.	

Disposable Brush Applicators

premium plus



- แปรงใช้สำหรับทากรดกัดฟัน (Etchants), วัสดุเคลือบยึด (Bonding agent), สารเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) และ กาวยึด (Cement) เป็นต้น
- หัวแปรงพับงอได้รอบ ทำให้สะดวกในการใช้งานและเข้าถึงพื้นที่แคบได้

รหัสสินค้า	7500 Blue (100 pcs.)	PM7500B
	7510 Lavender (100 pcs.)	PM7500LAV
ความยาว	11 cm.	
จำนวน	100 pcs.	

Disposable Wedges

premium plus



- ใช้สำหรับเสียบที่ร่องฟัน เพื่อถ่างฟันคนไข้
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ผลิตจากพลาสติกนุ่ม และทนทาน
- เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

รหัสสินค้า	7650S (Small)	A6070
	7650M (Medium)	A9059
	7650L (Large)	A9069
จำนวน	100 pcs. / กล่อง	

Disposable Mixing Pad

premium plus



- กระดาษเคลือบมันสำหรับผสมวัสดุอุดฟัน วัสดุไม่ติดกระดาษขณะผสม

รหัสสินค้า	80 x 70 mm.	PM3225
จำนวน	300 pcs./กล่อง	

Flowable Composite Tips

premium plus



- หัวทิปสำหรับต่อหลอด Flowable Composite
- ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อหัวทิปกับหลอดวัสดุได้โดยไม่เกิดการรั่วไหลของวัสดุ (Luer Lock)
- ปลายทิปสามารถงอได้
- ขนาด G.20 0.9 mm

รหัสสินค้า	080 - Black	A2664
จำนวน	100 pcs/กล่อง	

Etching Gel Tips

premium plus



- หัวทิปสำหรับต่อหลอด Etching gel
- ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อหัวทิปกับหลอดวัสดุได้โดยไม่เกิดการรั่วไหลของวัสดุ (Luer Lock)
- ปลายทิปสามารถงอได้
- ขนาด G.23 0.6 mm

รหัสสินค้า	081- Blue	081
จำนวน	100 pcs/กล่อง	

Rubber Cup / Rubber Tip



- ถ้วยยางขัดฟันแบบมีก้าน และ แบบไม่มีก้าน
- ใช้ร่วมกับผงขัด (Polishing paste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทั้งแบบมีก้าน (Latch type) และแบบไม่มีก้าน (Screw type)

รหัสสินค้า	แบบมีก้าน ไม่มีแฉก	A2319
	แบบไม่มีก้าน ไม่มีแฉก	A2316
	แบบมีก้าน 4 แฉก	A2296
	แบบไม่มีก้าน 4 แฉก	A2315
	Rubber cup Snap-on	A2317
	Rubber Tip	PL-022C
จำนวน	12 pcs./pack	

Polishing Brush



- ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันขัดคราบหินปูน ขัดฟันแบบคอมโพสิต ทำความสะอาดบริเวณ brackets ของคนใช้จัดฟัน
- ใช้กับ handpiece เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
- ขนแปรงมีความแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย

รหัสสินค้า	แบบมีก้าน ปลายตัด	PL-024
	แบบมีก้าน ปลายแหลม	PL-024A
	แบบไม่มีก้าน ปลายตัด	PL-024E
	แบบไม่มีก้าน ปลายแหลม	PL-024F
จำนวน	12 pcs./pack	

Mandrel for Rubber Cup



- ก้าน Mandrel สำหรับต่อกับ Rubber Cup และ Polishing Brush
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	Mandrel for rubber cup	A0471
จำนวน	12 pcs./pack	

Mandrel for Polishing Disc



- ก้าน Mandrel สำหรับต่อกับ Polishing disc ทุกยี่ห้อ
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	Mandrel for polishing disc	NO028H
จำนวน	1 pcs.	

Restorative Materials

วัสดุทันตกรรมบูรณะ

Pumice



- ผง Pumice ใช้สำหรับขัดฟันหลังจากอุดหินปูนเสร็จ
- มีความหยาบ 3 ระดับให้เลือกใช้

รหัสสินค้า	ละเอียด	A0495
	กลาง	A0496
	หยาบ	A0497
จำนวน	450 กรัม / กระป๋อง	

PRO-F - Fluoride Gel



- ฟลูออไรด์เจลชนิดทาเคลือบผิวฟัน นาน 4 นาที
- Sodium Fluoride 2%
- Acidulated Phosphat Mixture
- กลิ่นสตรอเบอรี่, ส้ม, องุ่น และมะนาว

รหัสสินค้า	Strawberry	A0422
	Orange	A0421
	Grape	A0423
	Mint	A9166
จำนวน	450ml. / ขวด	

Rubber Tray



- ถาดเคลือบฟลูออไรด์แบบยาง
- สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธีแช่น้ำยา หรือ อบลมร้อน
- แต่ละขนาดมีสีที่แตกต่างกันสังเกตง่าย

รหัสสินค้า	Size S	A0556
	Size M	A0557
	Size L	A0558
วัสดุ	ยาง	


Disposable Fluoride Foam Trays



- ถาดเคลือบฟลูออไรด์แบบโฟม ชนิดใช้แล้วทิ้ง
- เนื้อโฟมนุ่ม ขอบถาดโฟมไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อ
- สามารถเคลือบฟลูออไรด์ได้พร้อมกันทั้งบนและล่าง
- แต่ละขนาดมีสีที่แตกต่างกันสังเกตง่าย

รหัสสินค้า	Size S	A1332
	Size M	A1333
	Size L	A1334
จำนวน	50 คู่ / แพ็ค	

C-K JECT Disposable Dental Needles



- เข็มฉีดยาแบบ Round cutting edge เคลือบด้วยซิลิโคน ให้ความนุ่มนวลในการแทงเข็ม และช่วยปกป้องเหงือก
- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม
- ฐานเข็มเป็นพลาสติกชนิดเกลียว สามารถใช้ร่วมกับ Syringe ทุกชนิด มีเครื่องหมายลูกศรแสดงตำแหน่งปลายเข็ม bevel เพื่อสะดวก และง่ายต่อการทิศทางการแทงเข็ม
- มีแถบสีแสดงขนาดของเข็ม สะดวกต่อการสังเกตและใช้งาน
- ผลิตภัณท์จากประเทศเกาหลี

รหัสสินค้า	Gauge 27G (0.4mm.), Length (21mm.)	A0639
	Gauge 27G (0.4mm.), Length (30mm.)	A0640
	Gauge 30G (0.34mm.), Length (21mm.)	A0641
จำนวน	100 pcs. / กล่อง	

Surgical Blades



- ใบมีดสำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรม มีความคมและแข็งแรง
- ใบมีดทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)
- ใบมีดผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนบรรจุ และทำการบรรจุแยกชิ้นในซองอลูมิเนียมที่ปลอดเชื้อ ใบมีดเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	no. 11	A0361
	no. 12	A0362
	no. 15	A0363
	no. 15C	A0364
จำนวน	100 pcs. / กล่อง	




Stainless steel blade No.11



Stainless steel blade No.12



Stainless steel blade No.15



Stainless steel blade No.15C

Black Braided Silk



- ไหมเย็บแผลสีดำชนิดม้วน แบบไม่ละลาย
- ใช้ร่วมกับเข็มเย็บ สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนในทางทันตกรรม
- ผลิตภัณท์จากประเทศไต้หวัน

รหัสสินค้า	3/0	A0651
	4/0	A0652
ความยาว	100 หลา / ม้วน	

Surgical Needles

MANI®



Cutting edge 1/2 circle (H)

Order code	Length (mm.)	Diameter (mm.)
18	17.5	0.58
21	21	0.68
24	24	0.68

Cutting edge 3/8 circle (E)

Order code	Length (mm.)	Diameter (mm.)
18	17.5	0.58
21	21	0.68
24	24	0.68

- เข็มเย็บแผลสำหรับเย็บเหงือกหรือเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
- เข็มชนิดปลายตัด (Cutting edge)
- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	SE-MH 18mm. 1/2 Circle	A1298
	SE-MH 18mm. 3/8 Circle	A1299
	SE-MH 21mm. 1/2 Circle	A0647
	SE-MH 21mm. 3/8 Circle	A0648
	SE-MH 24mm. 1/2 Circle	A0649
	SE-MH 24mm. 3/8 Circle	A0650

จำนวน 12 pcs. / แพ็ค

SE Spring eye



M Cutting edge (Inside cutting edge)



H 1/2 circle (180°)



E 3/8 circle (135°)



Absorbable Gelatin Sponge

SURGISPON®



Made in India

- แท่งโฟมเจลาตินใช้สำหรับห้ามเลือดจากการผ่าตัด
- ผลิตจากวัสดุที่มีสารสกัดจากเจลาตินเป็นหลัก ไม่ละลายน้ำ แต่สลายตัวได้ภายใน 4-6 สัปดาห์
- ลักษณะเป็นก้อนรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ โดยแต่ละก้อนบรรจุในหีบห่อแยกแต่ละชั้นออกจากกัน
- ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไลส์แล้ว
- ขนาด 10x10x10 mm. ต่อชิ้น

รหัสสินค้า	Surgispon	SSP101010
จำนวน	32 pcs. / กล่อง	

Absorbable Gelatin Sponge with 5% Colloidal Silver

DENTOSPON®



Made in India

- แท่งโฟมเจลาตินสีน้ำตาล มีส่วนผสมของ Colloidal 5% เพื่อประโยชน์ในการห้ามเลือด
- ป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดหลุดจากปากแผล
- เหมาะสำหรับใช้กับแผลสดในช่องปาก ภายหลังการถอนฟันหรือการผ่าฟันคุด
- ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไลส์แล้ว
- ขนาด 14 x 7 x 7 mm. ต่อชิ้น

รหัสสินค้า	Dentospon	DS140707.24
จำนวน	24 pcs. / กล่อง	


DiaPex Plus - Premixed Calcium Hydroxide paste with Iodoform

DiaDent®



ส่วนประกอบ:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Calcium Hydroxide | 30.35% |
| • Iodoform (Purest grade) | 40.4% |
| • Silicone Oil (Medical grade) | 22.4% |
| • Inert | 6.9% |



Techniques for using DiaPex Plus

1. Clean and shape the canal.
2. Insert the pre-bent tip into the apical one fifth of root canal length.
3. Fill the canal.

DiaPex Plus does not set and can be removed during a subsequent visit using 5.25% sodium hypochlorite and ultrasonic irrigation tip.

ข้อบ่งใช้:

- รักษาฟันชั่วคราว
- รักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิต ด้วยการตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟันน้ำนมออก
- กระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อแข็ง (hard tissue formation)
- รักษาการสลายตัวของรากฟัน รวมถึงฟันน้ำนม

คุณสมบัติ:

- ประหยัดเวลาและใช้ได้ทันที
- ต้านแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม และยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
- ปลายทึบโค้งงอ ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย
- มีความทึบรังสีสูง
- ไอโอโดฟอร์ม เกรดทางยา (Pharmaceutical grade)
- เคลือบผนังคลองรากฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ไม่แข็งตัว Ca(OH)₂ remains active

รหัสสินค้า	DiaPex Plus	A1001-501
ปริมาณ	2g x 1 syringe, 20 tips, & silicone cap	

DiaPaste - Premixed Calcium Hydroxide Paste with Barium Sulfate

DiaDent®



ส่วนประกอบ:

- Calcium Hydroxide
- Barium Sulfate
- Propylene Glycol
- Thickening Agent
- Water



ข้อบ่งใช้:

- ปิดปลายคลองรากฟัน (Apexification)
- รักษาคลองรากฟันที่ติดเชื้อ
- สำหรับอุดรากฟันชั่วคราว
- ใช้อุดรากฟันน้ำนม
- ใช้ฆ่าเชื้อหลังจากการดึงเนื้อเยื่อในออก (Pulp extirpation)
- รักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิต ด้วยการตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟัน (Vital pulpotomy)

คุณสมบัติ:

- ประหยัดเวลาและใช้ได้ทันที
- ไม่มีไอโอโดฟอร์ม และเข้ากันได้ทางชีวภาพ
- ละลายน้ำได้, ล้างออกได้ง่าย
- ปลายทึบหักงอได้ ง่ายต่อการใช้งาน



รหัสสินค้า	Diapaste	1001-401
ปริมาณ	2 g x 1 syringe and 20 disposable tips	

DiaPrep Pro - EDTA Root Canal Preparation Cream

DiaDent®



ข้อบ่งใช้ (ใช้ร่วมกับโซเดียมไฮโปคลอไรท์):

- ทำความสะอาดและขยายคลองรากฟันที่ติดเชื้อ
- ละลายเนื้อเยื่อประสาทในโพรงฟัน
- กำจัดชั้นเสมียร์ (Smear layer)
- ทำให้การเคลื่อนไหวของเครื่องมือคล่องตัว
- ซ้ำเชื้อภายในคลองรากฟัน
- สร้างระยะห่างระหว่างท่อเนื้อฟันและปลายรากฟัน

ส่วนประกอบ:

- Ethylenediamine Tetraacetic Acid (EDTA) 17%
- Urea Peroxide 3.5%
- Polypropylene Glycol & Polyethylene Glycol

ประโยชน์และประสิทธิภาพ:

- EDTA กำจัดชั้นเสมียร์ ทำให้เนื้อฟันนุ่มขึ้น และช่วยในการกำจัดสิ่งกีดขวางจากหินปูน
- ยูเรียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ทำให้เกิดฟองออกซิเจน เพื่อชะล้างเศษสกปรกภายในคลองรากฟัน
- ช่วยหล่อลื่นเครื่องมือภายในคลองรากฟัน ไม่ให้เกิดการแตกหักหรือการติดขัดของเครื่องมือ
- ทำให้ท่อเนื้อฟันไม่อุดตัน และการแทรกซึมของยารักษาคลองรากฟันที่บริเวณปลายรากฟันได้ดีขึ้น
- ล้างและขยายคลองรากฟันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก EDTA ทำให้ผนังคลองรากฟันนุ่มขึ้น และขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่
- เนื้อครีมทำให้ฉีดเข้าไปในคลองรากฟันได้ง่ายกว่าของเหลว
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

รหัสสินค้า	DiaPrep Pro	2002-4100
ปริมาณ	6 g x 2 syringes and 10 disposable tips	


e-Temp - Hydraulic Temporary Restorative Material

DiaDent®



- วัสดุบูรณะฟันแบบชั่วคราว แนบสนิทกับขอบโพรงฟันได้ดี
- ไม่ละลายน้ำ
- สามารถแข็งตัวในเวลา 25 นาทีหรือน้อยกว่า
- ค่าความแข็งแรงสูงถึง 6 MPa
- มีส่วนผสมของ Zinc Oxide และ Calcium Sulfate
- รื้อออกได้ง่าย ไม่ยุ่ย
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

รหัสสินค้า	e-Temp	J029
ปริมาณ	30g	
สี	ขาว	



Interim Kit - Intermediate Restorative Material



- วัสดุบูรณะฟันแบบชั่วคราว ที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ ยูจีนอล (Zinc Oxide Eugenol (modified))
- ระยะเวลาการเซตตัว 5-8 นาที
- ผงเป็นสี Ivory
- ง่ายต่อการจัดการและใส่เข้าไปในโพรงฟัน
- มีความต้านทานต่อการบดอัดสูง
- มีความทนทานต่อการขัดถูหรือการเสียดสี
- มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อได้ และแก้ปวดหรือลดการเสียวฟันได้ เนื่องจากมียูจีนอล
- ไม่ละลายในช่องปาก
- มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ เหมือนเป็นตัวป้องกันเนื้อเยื่อในฟัน
- ป้องกันการรั่วซึมตามขอบ
- ง่ายต่อการรื้อออก
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศบราซิล

รหัสสินค้า	Interim kit	A0697
ปริมาณ	38g of Interim powder 15ml of Interim liquid	

Gutta Percha Obturator




- วัสดุอุดคลองรากฟันแบบแท่ง
- สำหรับใช้กับปืนฉีดกักตุนาเปอร์ชาแบบแท่ง (Obturator gun)
- เป็นแบบสูตรพิเศษ
- เข้ากันได้ทางชีวภาพกับเนื้อเยื่อฟันได้ดี (Biocompatibility)
- ทำให้นุ่มและอ่อนตัวได้โดยใช้ความร้อน
- มีให้เลือกทั้งแบบนิ่ม (Soft) และแบบปกติ (Regular)
- แบบนิ่ม (Soft) มีจุดหลอมเหลวที่ 150°C
- แบบปกติ (Regular) มีจุดหลอมเหลวที่ 200°C
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

รหัสสินค้า	GP Obturator - Regular type	A6217
จำนวน	100 ชิ้น ต่อ กล่อง	

Gutta Percha Points




- วัสดุอุดคลองรากฟันสำหรับงานรักษารากฟัน
- ทำจากยางไม้ ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อปลายรากเมื่ออุดเกินปลายรากออกไป
- สามารถทำให้นิ่มและอ่อนตัวโดยใช้ความร้อน ง่ายต่อการนำสู่คลองรากฟัน รื้อออกได้ง่าย
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี



รหัสสินค้า	Taper 0.02, No.15	SURE15	Taper 0.04, No.20	SURE20/04	Taper 0.06, No.20	SURE20/06
	Taper 0.02, No.20	SURE20	Taper 0.04, No.25	SURE25/04	Taper 0.06, No.25	SURE25/06
	Taper 0.02, No.25	SURE25	Taper 0.04, No.30	SURE30/04	Taper 0.06, No.30	SURE30/06
	Taper 0.02, No.30	SURE30	Taper 0.04, No.35	SURE35/04	Taper 0.06, No.35	SURE35/06
	Taper 0.02, No.35	SURE35	Taper 0.04, No.40	SURE40/04	Taper 0.06, No.40	SURE40/06
	Taper 0.02, No.40	SURE40	Taper 0.04, No.45	SURE45/04	Taper 0.06, No.45	SURE45/06
	Taper 0.02, No.45	SURE45	Taper 0.04, No. 20-45	SURE20-45/04	Taper 0.06, No. 20-45	SURE20-45/06
	Taper 0.02, No.50	SURE50				
	Taper 0.02, No.55	SURE55				
	Taper 0.02, No.60	SURE60				
	Taper 0.02, No.70	SURE70				
	Taper 0.02, No.80	SURE80				
	Taper 0.02, No.15 - 40	SURE15-40				
	Taper 0.02, No.45 - 80	SURE45-80				
จำนวน	120 ชิ้น ต่อ กล่อง		120 ชิ้น ต่อ กล่อง		120 ชิ้น ต่อ กล่อง	

Lateral Cone - Non-Standardized Size




รหัสสินค้า	Lateral Cone No.XXF (De-Tray)	SURE-DE-XX
	Lateral Cone No.XF (Regular type)	SURE-REG-X
	Lateral Cone No.FF (Regular type)	SURE-REG-F
	Lateral Cone No.MF (Regular type)	SURE-REG-M
	Lateral Cone No.F (Regular type)	SURE-REG-FINE
	Lateral Cone No.FM (Regular type)	SURE-F-MEDIUM
จำนวน	100 ชิ้น ต่อ กล่อง	

Rubber Dam Clamps




- KSK Rubber Dam Clamps ทำมาจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- ทำงานเหมือนสปริงและมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
- มีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฟันแต่ละซี่
- ผ่านการทดสอบการใช้งาน 4,000 ครั้ง ในการทดสอบความล้าของโลหะ (Metal Fatigue Test)
- ส่วนที่ยึดเกาะตัวฟัน มีความคม ทำให้สามารถยึดติดกับตัวฟันได้ดี
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 121°C และ 132°C




Made in Japan




Anterior



No.6 รหัสสินค้า 01012006
For anteriors with slightly offset beaks.



No.9 รหัสสินค้า 01012009
For labial cavities on anteriors with slightly offset beaks.




No.212 รหัสสินค้า 01012212
For gum compression on anteriors with offset beaks.


Winged Bicuspid



No.0 รหัสสินค้า 01012701
For narrow bicuspid cervical zone with flat beaks. Available for deciduous anteriors as well.



No.00 รหัสสินค้า 01012702
For small bicuspid with flat beaks. Available for deciduous anteriors as well.




No.1 รหัสสินค้า 01012001
For bicuspid root with festooned beaks.



No.1A รหัสสินค้า 01012901
For cervical cavities of bicuspid with festooned beaks.




No.2 รหัสสินค้า 01012002
For lower bicuspid with flat beaks.




No.2A รหัสสินค้า 01012902
For bigger upper and lower bicuspid with flat beaks. A little bigger than 2.

Winged Molar




No.4 รหัสสินค้า 01012004

For upper molars with festooned beaks.




No.5 รหัสสินค้า 01012005

For upper molars with festooned beaks.




No.7 รหัสสินค้า 01012007

For big lower molars with flat beaks.




No.7A รหัสสินค้า 01012007

For big lower molars with flat beaks.




No.8 รหัสสินค้า 01012907

For big upper molars with festooned beaks. Same size as 7.




No.8A รหัสสินค้า 01012008

For upper molars with deeply festooned beaks which can grab subgingival part.




No.11 รหัสสินค้า 01012011

For small lower left molars with flat beaks, paired with 10.




No.12A รหัสสินค้า 01012912

Especially for the third upper left and lower right molars with flat serrated beaks, paired with 13A.




No.13A รหัสสินค้า 01012913

Especially for the third lower left and upper right molars with flat serrated beaks, paired with 12A.




No.14 รหัสสินค้า 01012014

For partially erupted molars with deeply festooned beaks.



No.14A รหัสสินค้า 01012914

For partially erupted molars with deeply festooned beaks, bigger than 14.



No.56 รหัสสินค้า 01012908

For lower molars with festooned beaks.

Rubber Dam Sheets



Sanctuary®



Green



Black



Silk Blue



Green



Black



Silk Blue

Made in Malaysia

- แผ่นยางกันน้ำลายที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของโปรตีนต่ำ และไม่มีผงแป้ง ช่วยลดอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองในผู้ใช้
- ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีความทนทานต่อการฉีกขาดสูงเพื่อให้สามารถยึด Clamp ได้ง่าย
- ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ขยายตัวได้ 10 เท่าจากรูที่เจาะทำให้ง่ายต่อการยึด Clamp
- แผ่นยางกันน้ำลายสีเขียวเป็นกลิ่นมินต์

รหัสสินค้า	5 x 5 inch จำนวน 52 แผ่น	A2281
	6 x 6 inch จำนวน 36 แผ่น	A2282
สี / กลิ่น	สีเขียว / กลิ่นมินต์	

- แผ่นยางกันน้ำลายสีดำ กลิ่นมินต์
- ออกแบบมาเพื่อให้ผลลัพธ์ในการถ่ายภาพที่ชัดเจนและโดดเด่นเหมาะสำหรับการถ่ายภาพฟันในระหว่างการรักษารากฟัน

รหัสสินค้า	6 x 6 inch จำนวน 36 แผ่น	DL661H-EBS0
สี / กลิ่น	สีดำ / กลิ่นมินต์	

- แผ่นยางกันน้ำลายสีฟ้าอ่อน สบายตา กลิ่นมินต์
- พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาจากการสะท้อนของแสงไฟเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและ ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น

รหัสสินค้า	6 x 6 inch จำนวน 36 แผ่น	DL633L-EBSH0
สี / กลิ่น	สีฟ้า / กลิ่นมินต์	

D-Finders


MANI



- เครื่องมือขยายคลองรากฟัน ในกรณีคลองรากตีบ
- แก้ปัญหาการขยายคลองรากฟันที่ผิดไปจากแนวเดิม (Canal Transportation) และการเกิดชั้น (Ledge Formation)
- หน้าที่เป็น D-shape ส่วนปลายไม่สามารถตัดได้ แต่สามารถเข้าไปในคลองรากที่ตีบ และใช้ส่วนกลางจนถึงโคนไฟล์ในการตัดได้
- มีสตอปเปอร์ยางซิลิโคน (Silicone stopper) สามเหลี่ยม
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

Size	8	10	12	15
Ø Tip	0.08 mm	0.10 mm	0.12 mm	0.15 mm
รหัสสินค้า	A9146	A9147	A9301	A9148
Length	21mm			

Size	8	10	12	15
Ø Tip	0.08 mm	0.10 mm	0.12 mm	0.15 mm
รหัสสินค้า	A9149	A9150	A9310	A9151
Length	25mm			



Glide Finders


MANI



- เครื่องมือสำหรับขยายคลองรากฟัน ในกรณีคลองรากตัน
- สำหรับหาคลองรากฟัน (Canal negotiation)
- หน้าที่ตัดไฟล์มีหลายขนาด (Multi-cross section)
- จากปลาย - 3.5mm หน้าที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส Taper 3%
- 3.5mm - Shaft หน้าที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Taper 2%
- มีประสิทธิภาพในการตัดสูง
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

Size	8	10	12	15
Ø Tip	0.08 mm	0.10 mm	0.12 mm	0.15 mm
รหัสสินค้า	A9509	A9302	A9303	A9304
Length	21mm			

Size	8	10	12	15
Ø Tip	0.08 mm	0.10 mm	0.12 mm	0.15 mm
รหัสสินค้า	A9360	A9307	A9308	A9309
Length	25mm			



Endodontic Materials

วัสดุรักษารากฟัน

K-Files

LUSTER DENT



- เครื่องมือขยายคลองรากฟันหมุนด้วยมือ ไฟล์สแตนเลสชนิด K และไฟล์นิกเกิลไททาเนียมชนิด K
- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง และนิกเกิลไททาเนียมคุณภาพสูง
- มีความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น และความทนทานสูงมาก
- มีสตอปเปอร์ยางซิลิโคน (Silicone stopper) สีเหลี่ยม
- มีประสิทธิภาพในการตัดสูง
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็ค
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส



ISO Ø	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Single														
Ass. 15-40														
Ass. 45-80														
Length	21mm / 25mm / 28mm / 31mm													

H-Files

LUSTER DENT




- เครื่องมือขยายคลองรากฟันหมุนด้วยมือ ไฟล์สแตนเลสชนิด H และไฟล์นิกเกิลไททาเนียมชนิด H
- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง และนิกเกิลไททาเนียมคุณภาพสูง
- มีความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น และความทนทานสูงมาก
- มีสตอปเปอร์ยางซิลิโคน (Silicone stopper) วงกลม
- มีประสิทธิภาพในการตัดสูง
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็ค
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส



ISO Ø	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Single														
Ass. 15-40														
Ass. 45-80														
Length	21mm / 25mm / 28mm / 31mm													

Barbed Broaches

LUSTER DENT



- เครื่องมือเข็มนามสำหรับดึงเนื้อเยื่อในคลองรากฟัน
- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- มีความยืดหยุ่นดี ไม่แตกหักเสียหายได้ง่าย
- จำนวน 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส



ISO ๑	10	15	20	25	30	35	40
Single รหัสสินค้า	LT011	A2560	LT013	LT014	LT015	LT016	LT017
Assorted รหัสสินค้า	LT018						
Length	21mm						

Paste Carriers (Lentulo)

LUSTER DENT



- เครื่องมือสำหรับใส่ซีเมนต์หรือซิลิโคนอุดคลองรากฟัน
- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- สามารถต้านทานการแตกหักได้สูง
- จำนวน 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส



ISO ๑	25	30	35	40
Single รหัสสินค้า	A2563	LT002	LT003	LT004
Assorted รหัสสินค้า	A2564			
Length	21mm			

ISO ๑	25	30	35	40
Single รหัสสินค้า	A2565	A9090	LT156	LT157
Assorted รหัสสินค้า	A0909			
Length	25mm			

Peeso Reamers

LUSTER DENT



- เครื่องมือขยายคลองรากฟัน ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- มีประสิทธิภาพในการตัดสูง สามารถต้านทานการแตกหักได้ดี
- ใช้กับความเร็รรอบ 800 - 1200 รอบต่อนาที
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณท์จากประเทศฝรั่งเศส

Size	1	2	3	4	5	6
Single รหัสสินค้า	A9167	A6361	A9168	A6363	A6364	A6365
Assorted รหัสสินค้า	A6366					
Ø	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
Length	28 mm					

Size	1	2	3	4	5	6
Single รหัสสินค้า	A2857	A2856	A2879	A2858	A0340	A2162
Assorted รหัสสินค้า	A63633					
Ø	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
Length	32 mm					

Gate Drills

LUSTER DENT



- เครื่องมือขยายคลองรากฟัน ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- มีประสิทธิภาพในการตัดสูง สามารถต้านทานการแตกหักได้ดี
- ใช้กับความเร็รรอบ 800 - 1200 รอบต่อนาที
- จำนวน 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ผลิตภัณท์จากประเทศฝรั่งเศส

Size	1	2	3	4	5	6
Single รหัสสินค้า	A2877	A2820	A2849	A2803	A2909	A2910
Assorted รหัสสินค้า	A2878					
Ø	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
Length	28mm					

Size	1	2	3	4	5	6
Single รหัสสินค้า	A2852	A2850	A2853	A2854	A2911	A2912
Assorted รหัสสินค้า	A28782					
Ø	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
Length	32 mm					

Endo Stopper



- ซิลิโคนทรงกลม สำหรับใส่ไฟล์เพื่อกำหนดความยาวในการทำงานกับคลองรากฟัน
- ซิลิโคนทรงกลมหนา 1mm.

รหัสสินค้า	Endo Stopper	A2650
จำนวน	125 pcs. / กล่อง	

Endo Cleaner



- ใช้สำหรับทำความสะอาดและนั่งฆ่าเชื้อไฟล์
- ฝักกือขัดด้านบนถอดเปลี่ยนได้

รหัสสินค้า	834-001 Open (กันเปิด)	834-001
ขนาด	Ø 40mm, สูง 30mm	

Small Combi Type E



DiaDent®

- กล่องจัดขนาดกะทัดรัด สำหรับเก็บโรตารีไฟล์และไฟล์มือ
- สามารถเสียบไฟล์ขยายคลองรากฟันได้ 72 ชิ้น
- ถาดเสียบไฟล์สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	816-050	816-050
ขนาด	W105 x H52 x D44 mm	

Small Oblong - 6 Compt.



DiaDent®

- กล่องสำหรับวางหัวกรอฟันและเครื่องมือขนาดเล็ก
- ถาดด้านในมี 6 ช่อง สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	805-003 (สีแดง)	805-003
	805-004 (สีฟ้า)	805-004
ขนาด	W135 x H15 x D50 mm	

Medium Oblong Type B



DiaDent®

- กล่องจัดเก็บอุปกรณ์ประสงคสำหรับไฟล์มือและไฟล์โรตารี รวมถึงช่องใส่กัตตาเปอร์ชา และช่องใส่กระดาษซับ (Paper points)
- สามารถเสียบไฟล์ได้ 60 ชิ้น และ 4 ช่องซิลิโคน
- สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	809-003 (สีแดง)	809-003
	809-004 (สีฟ้า)	809-004
ขนาด	W130 x H50 x D50 mm	

S1 Soft Putty - Kneadable Silicone Impression Material

birico®



- วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคนชนิดเติม (A-Silicone) ให้รอยพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงและมิติที่ถูกต้อง
- เนื้อแน่นมาก เนียนนุ่ม ผสมง่าย ไม่ต้องออกแรงกดมากขณะพิมพ์
- เวลาในการผสม 30 วินาที, เวลาในการทำงาน (รวมผสม) ประมาณ 2 นาที และเวลาในการแข็งตัวในปาก < 3 นาที
- ค่าการหดตัวเชิงเส้น < 0.1%
- ค่าความแข็งหลังเซตตัว ประมาณ 64 Shore A
- Standard ISO 4823, Type 0
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี

รหัสสินค้า	Putty S1	01060
ปริมาณ	600 ml (300 ml x 2)	
สี (A/B)	ขาว / เหลือง	

Mandasil Mono-Phase

birico®



- สำหรับพิมพ์ปากงาน Free end denture และ Complete denture
- ค่าการหดตัว < 0.1%
- ค่าความแข็งหลังเซตตัว : approx. 48 shore A
- Standard ISO 4823, Type 2, Medium consistency
- Non-Thixotropic
- Colour (A/B) : white/blue-green
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี

รหัสสินค้า	Mandasil Mono-Phase	01220
ปริมาณ	150 ml (75 ml x 2)	
	Mixing Time: 30 Sec.	
	Working Time (incl. mixing time): 2 min.	
	Setting Time (in mouth): approx. 3 min.	

S4 Light Body Silicone

birico



- วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคนชนิดเหลว (Light body) สำหรับพิมพ์แบบในช่องปาก เพื่อให้ได้รอยพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และมีมิติที่ถูกต้องตามอวัยวะช่องปากที่ต้องการ
- มีเนื้อเนียนนุ่ม ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย
- สามารถไหลแผ่ได้ดีเมื่อมีแรงกด และคงรูปได้ดีในสภาวะปกติ
- มีความยืดหยุ่นดี สามารถดึงออกจากพิมพ์ได้ง่าย ไม่ฉีกขาด
- ค่าการหดตัวเชิงเส้น < 0.1%
- ค่าความแข็งหลังเซตตัว ประมาณ 50 Shore A
- Standard : ISO 4823, Type 3
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี

รหัสสินค้า	Light body S4 (Hand mix)	01260
ปริมาณ	150 ml (75 ml x 2)	
	Mixing Time: 30 Sec.	
	Working Time (incl. mixing time): 2.30 min	
	Setting Time (in mount): < 3.00 min	
	Colour (A/B): white/blue	

รหัสสินค้า	Light body S4 (Automix)	71430
ปริมาณ	50 ml x 3 cartridge	
หัว Tip	18 mixing tip (yellow)	
	10 IOT (yellow)	
	Mixing Time: not applicable	
	Working Time: 2 min.	
	Setting Time (in mouth): < 3.00 min	
	Colour: violet	

Adhesive for Impression Tray

birico



- สารยึดติดสำหรับทาถาดพิมพ์ปาก เพื่อให้วัสดุพิมพ์ปากยึดเกาะกับถาดพิมพ์ปากได้ดี ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
- ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปากและวัสดุพิมพ์ปาก
- เป็น Universal adhesive ใช้ได้กับวัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี


รหัสสินค้า	Adhesive	08210
ปริมาณ	10 ml	
	10 x Brush tips	

Bite Registration Material

SOLEBITE



Hardness



- วัสดุบันทึกการสบฟัน ชนิด Vinyl Polysiloxane ใช้งานง่าย
- แรงต้านการกัดน้อยมาก
- ระยะเวลาในการทำงาน 20 วินาที และใช้เวลาในการเซตตัวในปากเพียงแค่ 30 วินาที
- วัสดุหลังก่อตัวมีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
- ค่าการหดตัวต่ำ เพียงแค่ 0.1%

รหัสสินค้า	Solebite	PJ8110-EX
ปริมาณ	2 x 50 ml Cartridges	
หัว Tip	3 x Mixing tips (green)	



- สีฟ้า เห็นบันทึกการสบฟันได้อย่างชัดเจน



- ใช้เวลาในการเซตตัวในปากเพียงแค่ 30 วินาที



- อัตราการหดตัวต่ำ เพียงแค่ 0.1% - คงรูปร่างได้อย่างถูกต้องเป็นเวลานาน ลดเวลาและข้อผิดพลาดในงานทันตกรรมประดิษฐ์



- ความแข็งของวัสดุในเชิงของความยืดหยุ่น (Shore A) ที่ระดับ 90 เนื้อวัสดุไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไป สามารถตัดแต่งได้ง่าย



- ฉีดได้ง่าย

- Made in Japan

Impression Mixing Tips



Color-coding	Mixing Ratio	Inner Diameter	Length	System	Quantity	รหัสสินค้า
Yellow	1:1	3.5 mm.	70 mm.	For light body impression material	50 pcs.	PM7001
Green	1:1	5 mm.	89 mm.	For bite registration material	50 pcs.	PM7002
Pink	1:1	5 mm.	83 mm.	For mono-phase material	50 pcs.	A2571
Blue short tapered	1:1	1 mm.	78 mm.	For core build-up	50 pcs.	TBT206
Blue short blunt	1:1	4.2 mm.	59 mm.	For core build-up	50 pcs.	A2615
Blue/Orange	4:1	1 mm.	76 mm.	For temporary crown material	50 pcs.	A2572
Brown short tapered	1:1	1 mm.	50 mm.	For cement material	50 pcs.	PM7015
Brown short blunt	1:1	3 mm.	35 mm.	For endodontic material	50 pcs.	A2586
Dynamic mixing tip (Red)	5:1	7 mm.	49 mm.	For automatic impression machines (Penta 3M)	25 pcs.	A2570
Intra-oral tip (Yellow)	-	0.5 mm.	25 mm.	For yellow mixing tip (Buckle bit, $\phi 3.7$ mm.)	100 pcs.	PM085
Intra-oral tip (Transparent)	-	1 mm.	10 mm.	For brown short blunt (Buckle bit, $\phi 5$ mm.)	100 pcs.	A6168

Mixing Silicone Gun




- ปืนสำหรับ Load และฉีดวัสดุพิมพ์ปาก
- ใช้ได้กับ Light body แบบ Cartridge ทุกยี่ห้อ
- อัตราส่วน 1:1 หรือ 2:1

รหัสสินค้า Mixing Silicone Gun A2846
วัสดุ พลาสติก

ALGINMAX - High Precision Alginate



- วัสดุพิมพ์ปากอัลจินเตชนิดแข็งตัวเร็ว เปลี่ยนสีได้
- เนื้อผงละเอียด ผสมง่าย ยืดหยุ่นสูง ด้านทานต่อการฉีกขาด
- สามารถลอกเลียนรายละเอียดของแบบพิมพ์ได้ดี
- ไม่ระคายเคืองต่อเหงือกและเนื้อเยื่อในช่องปาก
- ไม่มีการกระจายของฝุ่นผง (Dust free)
- มีการคืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 96.5%
- อายุการเก็บรักษา 6 ปี
- คงสภาพความแม่นยำของรอยพิมพ์ได้นาน 5 วัน (เมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท)
- ผงวัสดุมีสีฟ้าอ่อน กลิ่นผลไม้
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี



รหัสสินค้า	Alginmax	A2673
ปริมาณ	453 g	
	Mixing Time : 35 sec.	
	Working Time : 1.20 min	
	Setting Time : 2 min.	

Alginate Container



- กล่องสำหรับเก็บ Alginate เพื่อรักษาคุณภาพของ Alginate ให้พ้นจากอากาศ และแสงจากภายนอก
- ฝาเปิด-ปิดสามารถเปิดปิดได้ง่าย
- บริเวณด้านในมีตัวเลขบอกระดับปริมาณ Alginate ด้านใน

รหัสสินค้า	Alginate Container	CVAT240
ขนาด	(L x W x H) 15 x 15 x 18 cm.	

Water Dosing Bottle



- ขวดสำหรับตวงน้ำในการผสม Alginate
- สามารถกำหนดปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำ ด้วยวิธีการบีบน้ำจากขวดเก็บน้ำด้านล่าง

รหัสสินค้า	Water Dosing Bottle	CVAT021
ขนาด	12 Oz for 24 scoops of Cavex	

CAVEX ColorChange

CAVEX



- วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตชนิดแข็งตัวเร็ว
- เปลี่ยนสีได้ 3 สี ในขั้นตอนต่างๆ
 - สีม่วงเป็นสีชมพู: สิ้นสุดเวลาในการผสม (30-60 วินาที)
 - สีชมพูเป็นสีขาว: สิ้นสุดเวลาในการแข็งตัว (60 วินาที)
 - สีขาวเป็นสีชมพู: แข็งตัวอย่างสมบูรณ์ (30 นาที)
- คงสภาพความแม่นยำของรอยพิมพ์ได้ 9 วัน (เก็บไว้ในที่แห้ง ปิดสนิทได้นาน 5 วันโดยไม่หดตัว)
- มีความยืดหยุ่นสูง ต้านทานต่อการฉีกขาดและการบิดรูป
- อายุการเก็บรักษา 5 ปี
- พื้นผิวเนียนเรียบ เข้ากันได้กับยิปซัมพลาสติกเตอร์
- ไม่มีการกระจายของฝุ่นผง (Dust free)
- ผงวัสดุสีชมพูอ่อน กลิ่นเปปเปอร์มินท์
- ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสสินค้า	Cavex ColorChange	CVAA323
ปริมาณ	500 g	
Working time	1.30 min.	
Setting time	1 min.	

CAVEX GreenClean

CAVEX



- สำหรับทำความสะอาดเศษอัลจิเนตหรือปูนที่ตกค้างอยู่ใน ถาดพิมพ์ปาก, ไม่พ่าย และเครื่องมือทันตกรรมอื่นๆ
- กลิ่นหอม มีค่า pH เป็นกลาง ปลอดภัย พิชัย ย่อยสลายได้
- สามารถทำความสะอาดถาดพิมพ์ปากได้ถึง 500 ครั้ง
- ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสสินค้า	Cavex GreenClean	CVHA001
ปริมาณ	1 kg	

CAVEX Temporary Cement

CAVEX



- ซีเมนต์ยึดชั่วคราว สำหรับการยึดครอบฟันชั่วคราว และ สะพานฟันชั่วคราว
- ใช้งานง่ายและถอดออกได้โดยไม่ทิ้งเศษตกค้าง
- ไม่มีสารยูจีนอล (Eugenol free) ไม่มีกลิ่น
- ระยะเวลาในการบ่มตัวต่ำ มีการละลายต่ำ

รหัสสินค้า	Cavex Temporary Cement	CVCE090
ขนาด/จำนวน	1x Base 35 g, 1x Catalyst 16 g, 1x Mixing Pad	

CAVEX LC Dental Tray

CAVEX



- แผ่นเรซินสำหรับสร้างถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล แข็งตัวด้วยการฉายแสง
- เหมาะสำหรับทำ Base plate สำหรับการแต่งฟันหรือบันทึกการสบฟัน
- ระยะเวลาการบ่มตัวด้วยแสงฮาโลเจนหรือ UV: 3 - 5 นาที
- สามารถขยายความกว้างได้
- อายุการเก็บรักษา 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสสินค้า	Cavex LC Dental Tray	CVEP010
จำนวน	50 sheets per box	

CAVEX Outline

CAVEX



- วัสดุพิมพ์ปากชนิดไม่มียูจีนอล สำหรับการพิมพ์ปากเพื่อทำฟันปลอมได้อย่างแม่นยำ
- ไม่มียูจีนอล (Eugenol-free) ไม่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนเนื้อเยื่อในช่องปาก ในขณะที่สร้างรอยพิมพ์
- ไม่ยืดหยุ่น และไหลแผ่ได้เมื่อใช้แรงกดเบา ๆ ทำให้เกิดความแม่นยำของรอยพิมพ์บนเนื้อเยื่ออ่อนได้ดี
- อายุการเก็บรักษา 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสสินค้า	Cavex Outline	CVAP030
ขนาด/จำนวน	1x Blue Paste (65 g), 1x White Paste (140 g), 1x Mixing Pad	

CAVEX Set Up Wax (Regular)

CAVEX



- ขี้ผึ้งสีชมพูสำหรับทำฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมบางส่วน
- คงสภาพความแม่นยำของรอยพิมพ์ได้ดี
- มีความยืดหยุ่น ขึ้นหล่อมีการหดตัวต่ำ
- ใช้เป็น Modeling wax และ Boxing wax
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสสินค้า	Cavex Set up modeling wax (Regular)	CVWA005
ขนาด/จำนวน	500g (23 Sheets)	

Anutex Eco Modeling Wax



- ขี้ผึ้งสีชมพู ใช้สำหรับทำ plate งานฟันปลอมพลาสติกชนิดถอดได้ ให้สีคล้ายเหงือกธรรมชาติ
- ไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปาก
- นุ่มลื่น ไม่ลกร่อน
- ตัดแต่งได้ง่าย ผิวเรียบ มีความมันวาว
- สีชมพูโปร่งแสง
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ

รหัสสินค้า	Anutex Eco	WAX677
ขนาด	187 x 88 mm หน้า 1.5 mm	
ปริมาณ	500g (24 sheets)	

Alminax Aluwax



- ขี้ผึ้งผสมผงอลูมิเนียม สำหรับใช้ในการบันทึกการสบฟันในการทำฟันปลอมทั้งปาก หรือฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
- มีความคงตัวสูงในสภาวะอุณหภูมิห้อง
- สามารถทำให้นุ่มลงได้ โดยการใช้ความร้อน
- มีผงโลหะผสมอยู่ในเนื้อขี้ผึ้งจึงทำให้มีความเสถียยิ่งขึ้น
- สามารถทำให้นุ่มลงได้ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
- เป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า สีเทาเงิน
- มีแบบหนา และบางให้เลือกใช้ตามความต้องการ
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ

รหัสสินค้า	Alminax Aluwax แบบหนา	A1211
ขนาด	142 x 73 mm หน้า 2.6mm	
ปริมาณ	500g (19 sheets)	



รหัสสินค้า	Alminax Aluwax แบบบาง	A12112
ขนาด	142 x 73 mm หน้า 1.0mm	
ปริมาณ	500g (42 sheets)	

Periphery Wax



- ขี้ผึ้งใช้สำหรับเสริมสภาพพิมพ์ปากที่สันเกินไปเพื่อให้ได้ขอบเขตการพิมพ์ตามที่ต้องการหรือกรณีสภาพพิมพ์สึกเกินไป จึงใช้รองสภาพพิมพ์ให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้ความหนาของวัสดุตามที่ต้องการ หรือเพื่อปิดรอยคอดที่ไม่ต้องการ
- มีความนุ่ม สามารถปั้นแต่งได้ที่อุณหภูมิห้อง
- สามารถยึดติดกับสภาพพิมพ์ฟันได้
- เป็นแท่งกลมสีขาว
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ

รหัสสินค้า	Periphery wax	DWS306
ขนาด/จำนวน	185 x 6.5 mm diameter / 78 แท่ง	

Sticky Wax



- ขี้ผึ้งเหนียว สำหรับยึดติดฟัน, ตะขอฟันเทียม, ครอบฟัน ฯลฯ ในตำแหน่งชั่วคราว และซ่อมแซมปูนพลาสติกและขึ้นหล่อ
- เป็นวัสดุยึดติดขึ้นหล่อ โดยละลายส่วนปลายของแท่งด้วยเปลวไฟ และใช้เป็นกาวขี้ผึ้ง
- ถอดออกได้โดยทำให้ร้อนซ้ำอีกครั้ง และขี้ผึ้งจะละลายอย่างหมดจด ไม่ทิ้งเศษตกค้าง
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ

รหัสสินค้า	Sticky wax	DWS4041
ปริมาณ	70g (14 sticks)	

Prophylaxis Paste



- ผงขัดฟันสูตรเฉพาะของ Kemdent
- ชนิดผงหยาบ ขัดฟันได้ดีกว่า
- มีความเหนียวพิเศษ ยึดติดกับแปรงได้ดี ไม่กระเด็น
- กลิ่นสตรอเบอร์รี่
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ

รหัสสินค้า	Prophylaxis Paste	LAB034
ปริมาณ	200g	

Acry Self



- เรซินอะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความเย็น (PMMA) สำหรับการบูรณะและเสริมฐานของฟันปลอมทั้งปาก และฟันปลอมบางส่วน
- ปั้นแต่งได้ง่าย ขึ้นรูปได้ง่าย
- มีเสถียรภาพของสี
- ยึดติดได้ดี
- ผลิตภัณท์จากประเทศอิตาลี

รหัสสินค้า	Acry Self Set	A1155
ปริมาณ	Powder 500 g	A0342
	Liquid 8 Oz.	A0343

Acry Tray



- เรซินชนิดบ่มตัวเอง สำหรับถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล, แผ่นสำหรับบันทึกการสบฟันและการแต่งฟัน
- ค่าสัมประสิทธิ์การหดตัวต่ำ และไม่ต้องใช้เวลารอนาน
- ส่วนผสมของวัสดุสามารถปั้นแต่งขึ้นรูปได้ทันที
- สีชมพู
- ผลิตภัณท์จากประเทศอิตาลี

รหัสสินค้า	Acry Tray	A1236
ปริมาณ	Powder 500 g	A0338
	Liquid 8 Oz.	A0339

Acry Pol-R



- เรซินอะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความร้อน (PMMA) สำหรับฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฟันปลอมทั้งปาก และการสร้างฐานฟันปลอม
- มีความต้านทานทางกลที่ดี
- มีเสถียรภาพของสีและเสถียรภาพเชิงมิติ
- สีเหมือนฟันธรรมชาติ
- ผลิตภัณท์จากประเทศอิตาลี

รหัสสินค้า	Acry Pol-R	A1156
ปริมาณ	Powder 500 g	0820002
	Liquid 8 Oz.	A0341

Self-Cure Acrylic Resin



- เรซินชนิดบ่มตัวเองชนิดแข็งตัวเร็ว
- สำหรับซ่อมฟันปลอมอะคริลิกและครอบฟันชั่วคราว
- สี Pink (สีเหมือนเหงือก) สำหรับซ่อมฐานฟันปลอม
- สี Ivory (สีเหมือนฟัน) สำหรับทำครอบฟันชั่วคราว
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	SNAP-Pink	A0041
	SNAP-Ivory	A0040
ปริมาณ	Liquid 80 g	
	Powder 100 g	
	Mixing time: 10 - 15 sec	
	Setting time (include mixing time): 2 min.	

VITA Toothguide 3D-Master®



- ระบบเฉดสี VITA 3D-Master ครอบคลุมทุกเฉดสีของฟันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- มี 26 เฉดสีฟันตามธรรมชาติ และ 3 เฉดสีสำหรับฟอกสีฟัน (VITA Bleached Shades)
- จำแนกสีตามค่าความสว่าง (0 ถึง 5) และความเข้มสี (L/M/R)

รหัสสินค้า	VITA 3D-Master	A0738
ความสว่าง	0, 1, 2, 3, 4, 5	
ความเข้มสี	Yellow (L), Middle Hue (M), Red (R)	

VITA Classical Shade Guide



- VITA Classical แถบเทียบสีฟันตามสีมาตรฐาน
- มี 16 เฉดสีฟันตามสีมาตรฐาน และ 3 เฉดสีสำหรับฟอกสีฟัน (VITA Bleached Shades)

รหัสสินค้า	VITA Classical Shade Guide	A0739
เฉดสีฟัน	A1 - D4 และ M1 - M3	

Dental Stone Type 3 (Green, Blue)



- สำหรับทำขึ้นหล่อแบบฟัน เพื่อศึกษาและงานฟันเทียมถอดได้
- ใช้เทแบบจำลองฟัน สามารถใช้ได้กับวัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด
- เนื้อละเอียด ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เปื้อน
- สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี มีความแข็งแรงหลังก่อตัว และไม่เปราะ

รหัสสินค้า	Green stone 2 kg / ถุง	A2743
	Green stone 24 kg / ลัง (2 kg x 12 ถุง)	A2744

ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

รหัสสินค้า	Blue Stone 2 kg / ถุง	A2745
	Blue stone 24 kg / ลัง (2 kg x 12 ถุง)	A2746

ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

Orthodontic Stone Type 3 (White)



- ปูนสำหรับงานทันตกรรมจัดฟัน สำหรับทำขึ้นหล่อแบบฟัน สำหรับงานจัดฟัน
- สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี
- เนื้อละเอียด ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เปื้อน

รหัสสินค้า	2 kg / ถุง	A2747
	24 kg / ลัง (2 kg x 12 ถุง)	A2748

ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

Dental Stone Type 4 Velmix (Pink)




- สำหรับทำขึ้นหล่อแบบฟัน เพื่อวางแบบสร้างวัสดุบูรณะฟัน
- มีความแข็งแรงต่อแรงอัด (Compressive strength)
- เนื้อละเอียด ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เปื้อน
- สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี และมีความแข็งแรงสูง
- มีความแข็งแรงหลังก่อตัว และไม่เปราะ

รหัสสินค้า	2 kg / ถุง	A2749
	14 kg / ลัง (2 kg x 7 ถุง)	A2750

ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

Occusal Plate



- แผ่นเรียงฟัน ขนาด 80 x 70mm

รหัสสินค้า	แผ่นเรียงฟัน	A1213
วัสดุ	พลาสติกใส	

Fox plate



- แผ่นวัดระดับแท่งกัด

รหัสสินค้า	Foxplate	A0432
วัสดุ	แผ่นอคริลิก	

Hotplate



- เกรียงสำหรับแต่งซี่ฟัน

รหัสสินค้า	Hotplate	A0445
ความกว้าง	4 นิ้ว	

Torch



รหัสสินค้า	A0603
วัสดุ	พลาสติก

ตะเกียงแอลกอฮอล์แก้ว



รหัสสินค้า	A0601
วัสดุ	แก้ว

ตะเกียงแอลกอฮอล์โลหะ



รหัสสินค้า	A0600
วัสดุ	โลหะ

Dappen dish



- ถ้วยสำหรับผสมวัสดุทันตกรรม
- สีน้ำเงิน, เหลือง, ชมพู และใส

รหัสสินค้า	A0622
วัสดุ	แก้ว

ขวดยาแก้ว



- ขวดสำหรับใส่วัสดุทันตกรรม
- สีน้ำเงิน, เหลือง, ชมพู และใส

รหัสสินค้า	A0617
วัสดุ	แก้ว

Plate แก้ว ช้องเดียว



- Plate แก้วสำหรับใส่วัสดุทันตกรรม

รหัสสินค้า	เล็ก ๑ 5.4 cm	A0514
	ใหญ่ ๑ 9.3 cm	A0515
วัสดุ	แก้ว	

Prosthodontic Materials

วัสดุทันตกรรมประดิษฐ์

Silicone Mixing Cup



- ถ้วยซิลิโคนสำหรับผสมอะคริลิก
- ใช้งานได้ 2 ด้าน ล้างออกได้ง่าย

รหัสสินค้า	Size M (8 ml)	A1209
	Size L (30 ml)	A1210
วัสดุ	ซิลิโคน	

Mixing Bowl



- ถ้วยยางซิลิโคนสำหรับผสมวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนท หรือปูน
- ยางซิลิโคนหนา แต่มีความยืดหยุ่น
- จับพอดีมือ ทำความสะอาดง่าย ใช้งานได้ยาวนาน

รหัสสินค้า	สีดำทึบ (Ø11cm, H7.5cm)	A0455
	สีน้ำเงินทึบ (Ø13cm, H8.5cm)	A0466
	สีเขียวใส (Ø11.8cm, H 6.8cm)	A0460
	สีน้ำเงินใส (Ø11.8cm, H 6.8cm)	A0461
	สีม่วงใส (Ø11.8cm, H 6.8cm)	A0457
	สีเหลืองใส (Ø11.8cm, H 6.8cm)	A0459
	สีแดงใส (Ø11.8cm, H 6.8cm)	A0456
วัสดุ	ยางซิลิโคน	

X-Ray Materials

วัสดุงานเอ็กซเรย์

X-ray Barrier Envelope

premium plus



- ซองใส่ฟิล์ม X-ray ชนิดฉีกเปิดด้านบน
- ฉีกออกได้ง่ายและรวดเร็ว

รหัสสินค้า	X-ray Barrier Envelope	
ขนาด	27 x 40 mm (เบอร์ 198-0)	198-0
	26 x 43 mm (เบอร์ 199-1)	199-1
	33 x 44 mm (เบอร์ 199-2)	199-2
จำนวน	100 pcs./กล่อง	

- ซองใส่ฟิล์ม X-ray ชนิดฉีกเปิดกลาง
- ฉีกออกได้ง่ายและรวดเร็ว

รหัสสินค้า	X-ray Barrier Envelope	
ขนาด	82 x 60 mm (เบอร์ 188-4)	
จำนวน	50 pcs./กล่อง	

X-Ray Materials

วัสดุงานเอ็กซเรย์

XCP + EndoRay



- อุปกรณ์ช่วยยึดฟิล์มเอกซเรย์ เพื่อกำหนดตำแหน่งถ่ายภาพภายในช่องปาก
- ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน โครงทำจากโลหะ ทนทานต่อการใช้งาน
- ส่วนที่ใช้กัด (Bite block) เป็นขอบมน ไม่มีคม ออกแบบเป็นชนิด Open ให้คนใช้กัดได้อย่างนุ่มนวล
- ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ประกอบง่าย
- สามารถใช้กับฟันหน้า (Anterior), ฟันหลัง (Posterior), สบฟัน (Bite wing) และ ขั้นตอนการรักษารากฟัน
- ใช้กับแผ่นรับภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก (Image Plate) ขนาด 0, ขนาด 1, ขนาด 2 และขนาด 3
- มีให้เลือกเป็นชุด หรือแยกชิ้น

รหัสสินค้า	XCP Set (Anterior, Posterior, Bite Wing and Endo Ray)	A1585
	Anterior (Blue) 1 Indicator arm, 1 Arming arm, 4 Bite-blocks	A1625
	Posterior (Yellow) 2 Indicator arms, 2 Arming arms, 8 Bite-blocks	A1626
	Bitewing (Red) 1 Indicator arm, 1 Arming arm, 5 Bite-blocks 2-#2H, 1-#2V, 1-#0/1H, 1-#1V	A1627
	EndoRay (Green) 1 Indicator arm, 1 Aiming ring, 2 Film holders	A0703

วัสดุ วัสดุพลาสติก แขนโลหะ

Snap-A-Ray

premium plus



- อุปกรณ์หนีบฟิล์มเอกซเรย์ขนาดเล็ก เข้าช่องปากได้ง่าย
- ปลายด้าน Scissor grip ใช้สำหรับจับฟิล์มเอกซเรย์ฟันหลัง (Posterior) และปลายโค้งอีกด้านสำหรับฟิล์มเอกซเรย์ฟันหน้า (Anterior)
- ช่วยให้เทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากแบบแบ่งครึ่งมุม (Bisecting angle technique) ได้แม่นยำ
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	Snap-A-Ray	1188-BEIGE
วัสดุ	พลาสติก	

Cheek Retractor



- อุปกรณ์ถ่างปากทางทันตกรรม C-shape
- วัสดุทำจากพลาสติกใส แข็งแรง
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size M (118 x 85 x 17mm)	A2627
	Size L (132 x 90 x 17mm)	A2677
จำนวน	2 ชิ้น/ชุด	



- อุปกรณ์ถ่างปากทางทันตกรรมแบบ M-shape
- วัสดุทำจากพลาสติกใส แข็งแรง
- สำหรับเปิดช่องปาก และควบคุมลิ้น
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size L (126 x 57 x 51mm)	A9630
จำนวน	2 ชิ้น/ชุด	



- อุปกรณ์ถ่างปากทางทันตกรรมแบบ Semilunar 2 ด้าน
- วัสดุทำจากพลาสติกใส แข็งแรง
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size S (145 x 45 x 20mm)	A2844
จำนวน	2 ชิ้น/ชุด	



Lip Retractor



- อุปกรณ์ถ่างปากทางทันตกรรมแบบ T-shape
- วัสดุทำจากพลาสติกใส แข็งแรง
- ด้ามจับยาว จับถนัดมือ
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size L (120 x 53.5 x 18mm)	740-001
จำนวน	2 ชิ้น/ชุด	



- อุปกรณ์ถ่างปากทางทันตกรรมแบบ Y-shape
- วัสดุทำจากพลาสติกใส แข็งแรง
- ด้ามจับยาว จับถนัดมือ
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size 105 x 45 x 18mm	1102-VSHAPE
จำนวน	1 ชิ้น/ชุด	

Mouth Prop



- ยางสำหรับกีดถ่างปาก สำหรับคนไข้ที่อ้าปากกว้างไม่ได้
- วัสดุทำจากยางคุณภาพสูง
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยการแช่น้ำยา

รหัสสินค้า	Size S (Child) (33 x 28 x 17mm)	A2518
	Size M (Adult) (34.5 x 36.5 x 17mm)	A0479
จำนวน	1 ชิ้น	




- ยางสำหรับกีดถ่างปาก สำหรับคนไข้ที่อ้าปากกว้างไม่ได้
- วัสดุทำจากพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C

รหัสสินค้า	Size S (Child) (33 x 28 x 17mm)	A2674
	Size M (Adult) (34.5 x 36.5 x 17mm)	A2668
จำนวน	1 ชิ้น	

Hypodermic Needle

NIPRO


- เข็มฉีดยาโลหะฐานพลาสติก
- บรรจุในซองปิดผนึกผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไรซ์
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น



รหัสสินค้า	ขนาด 18G x 1" (1.2 x 25 mm.) ชมพู	A1259
	ขนาด 18G x 1 1/2" (1.2 x 38 mm.) ชมพู	A1397
	ขนาด 20G x 1" (0.9 x 25 mm.) เหลือง	A6180
	ขนาด 21G x 1" (0.8 x 25 mm.) เขียว	A1260
	ขนาด 22G x 1" (0.7 x 25 mm.) ดำ	A6163
	ขนาด 23G x 1" (0.6 x 25 mm.) น้ำเงิน	A1261
	ขนาด 24G x 1" (0.55 x 25 mm.) ม่วง	A1262
	ขนาด 25G x 1" (0.5 x 25 mm.) ส้ม	A1263
	ขนาด 27G x 1" (0.4 x 25 mm.) เทา	A1408
จำนวน	100 pcs. / กล่อง	

Disposable Syringe

NIPRO



- กระบอกฉีดยาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง
- ไม่มีส่วนผสมของ BPA (BPA-Free), Latex (Latex-Free), DEHP (DEHP-Free) และ PVC (PVC-Free)
- บรรจุในซองปิดผนึกผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไรซ์
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	ขนาด 5 cc. (100 pcs. / กล่อง)	A0899
	ขนาด 10 cc. (100 pcs. / กล่อง)	A0898
	ขนาด 20 cc. (50 pcs. / กล่อง)	A0900
วัสดุ	Polypropylene (PP), Polyisoprene rubber	

Hypodermic Syringe



- กระบอกฉีดยาแก้ว interchangeable
- Borosilicate hard glass ทนความร้อนสูงถึง 200°C
- สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	ขนาด 2 ml.	A0538
	ขนาด 5 ml.	A0539
	ขนาด 10 ml.	A0540
	ขนาด 20 ml.	A0541
จำนวน	1 pcs. / กล่อง	

Face shield and Refill



- หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าสู่ใบหน้าแบบหมวก
- ป้องกันฝ้าย, ไอน้ำ และฝุ่น
- ใส่สบาย ไม่เจ็บ สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะได้
- มีช่องให้แสงเข้าบนปึกหมวกด้านบน
- สามารถเปลี่ยนแผ่น Refill ได้

รหัสสินค้า	Faceshield ชมพู	A0398
	Faceshield เขียว	A0400
	Faceshield ฟ้า	A0399
	Faceshield ม่วง	A0402
	Refill แผ่นเล็ก	A1741
	Refill แผ่นใหญ่	A0404

วัสดุ แผ่นใส Polycarbonate ทหนา 0.5mm

แว่นตากันกระเด็น



- ป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าสู่ดวงตา ป้องกันฝ้าย, ไอน้ำ และฝุ่น

รหัสสินค้า	A0612
วัสดุหลัก	พลาสติก

ไม้กันแสง



- ป้องกันแสงจากเครื่องฉายแสงขณะอุดฟัน

รหัสสินค้า	A0609
วัสดุ	พลาสติก

Dental Bib



- กระดาษกันเปื้อนขนาด 33 x 45cm
- สีชมพู, เขียว และม่วง

รหัสสินค้า	Dental Bib	A0020
จำนวน	500 pcs./กล่อง	

Steri-sock



- ถุงสวมหัวกรอ

รหัสสินค้า	A0521
จำนวน	100 ชิ้น

ผ้าห่อเครื่องมือ



- ผ้าหนา 2 ชั้น ขนาด 16x20 นิ้ว

รหัสสินค้า	A0635
จำนวน	12 ผืน

ผ้าคลุมหน้า



- ขนาด 14x18 นิ้ว วงกลมเจาะ 4 นิ้ว

รหัสสินค้า	A0634
จำนวน	12 ผืน

Steria® Spray



- สเปรย์ทำความสะอาดและหล่อลื่นคุณภาพสูง
- สำหรับด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ, ด้ามกรอฟันความเร็วสูง และด้ามกรอฟันชนิดหักมุม
- ปราศจากเรซิน ไม่มีกรด ไม่มีส่วนผสมที่เป็นพิษ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilization)
- ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์
- ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์

Class I

รหัสสินค้า	Steria Spray	340 31990
ขนาด	500ml	

Sterilization Rolls

HOLY




- ซองสเตอร์ไรต์บรรจุเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อด้วยวิธีอบความร้อน
- บริเวณด้านข้างทั้งสองข้างยึดติดแน่นตลอดแนวม้วน
- มีแถบสีบนซอง สามารถเปลี่ยนสีเมื่อผ่านการอบฆ่าเชื้อ
- สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส
- มีทั้งแบบธรรมดาและแบบขยายด้านข้าง

รหัสสินค้า	50 x 200 m. (2 inch)	HL001
	75 x 200 m. (3 inch)	HL002
	100 x 200 m. (4 inch)	HL003
	150 x 200 m. (6 inch)	HL004
	200 x 200 m. (8 inch)	HL005
	250 x 200 m. (10 inch)	HL006
	100 x 200 m. (4 inch) แบบขยาย	HL007
	150 x 200 m. (6 inch) แบบขยาย	HL008
	200 x 200 m. (8 inch) แบบขยาย	HL009
ความหนา	70 grams	

Autoclave Tape

REPAK



- เทปขาวสำหรับติดบนซองสเตอร์ไรต์หรือห่อวัสดุเครื่องมือ เพื่อบ่งบอกว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- เมื่อผ่านการสเตอร์ไรต์แล้ว แถบสีจะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน
- เนื้อเทปมีความยืดหยุ่น ไม่ลอกหลุดง่ายระหว่างใช้งาน
- สามารถลอกเทปออกจากซองซิลได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว

รหัสสินค้า	Repak 1/2 inch (12mm. x 55m.)	A6247
	Repak 3/4 inch (19mm. x 55m.)	A6248
ความหนา	70 grams	

Dental Materials

วัสดุทันตกรรมทั่วไป

Silicone Instrument Rings

premium
plus



- ยางซิลิโคนสำหรับใส่ด้ามจับเครื่องมือเพื่อแยกประเภท
- มี 2 ขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 134°C

รหัสสินค้า	Code Ring สีม่วง ขนาดใหญ่ (25 pcs.)	657L-LV
	Code Ring สีเหลือง ขนาดใหญ่ (25 pcs.)	657L-YL
	Code Ring สีแดง ขนาดใหญ่ (25 pcs.)	657L-RD
	Code Ring สีม่วง ขนาดเล็ก (50 pcs.)	657S-LV
	Code Ring สีเหลือง ขนาดเล็ก (50 pcs.)	657S-YL
	Code Ring สีแดง ขนาดเล็ก (50 pcs.)	657S-RD
วัสดุ	ซิลิโคน	

Denture Box

C TISEN®



- กล่องใส่ Retainer ทำจากพลาสติกคุณภาพดี
- มีหลายสีให้เลือก

รหัสสินค้า	Denture Box	601ASSORT
ปริมาณ	12 pcs./กล่อง	

Tooth Models

โมเดลฟัน



แบบจำลองสาริตการแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟัน

รหัสสินค้า	NO008
ขนาด	W12 x H14 x D9 cm.



แบบจำลองฟันแทะแบบถอดซี่ฟันออกได้

รหัสสินค้า	A2448
ขนาด	W7.5 x H12 x D6.5 cm.



แบบจำลองฟันแทะรีขึ้น

รหัสสินค้า	A6255
ขนาด	W7 x H9.5 x D6.5 cm.



แบบจำลองฟันเรซินใส แสดงฟันน้ำนมและการขึ้นของฟันแท้

รหัสสินค้า

A2487

ขนาด

W7 x H9.5 x D6.5 cm.



แบบจำลองฟันเรซินใส แสดงโรคทางทันตกรรมทุกชนิด

รหัสสินค้า

A2447

ขนาด

W6.5 x H9 x D7 cm.



แบบจำลองฟันกราม แสดงรอยพุทถึงโพรงประสาทฟัน

รหัสสินค้า

A2486

ขนาด

W5.5 x H9.5 x D4 cm.




แบบจำลองฟันผ่าซีก แสดงการลุกลามของรอยพุทด้านสบ 3 ระดับ

รหัสสินค้า

A2484

ขนาด

W12 x H6.5 x D6 cm.



แบบจำลองระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์

รหัสสินค้า

A1622

ขนาด

W14.5 x H4.5 x D3 cm.

New & Light

新しくなつて新発売！



女性にも
扱いやすい
バイト材！

SOLEBITE

Vinyl Polysiloxane
Bite Registration Material

● Made in Japan

premiumTM
plus JAPAN

 Watermarkly



Dental Burs

- Diamond Burs
- Composite Finishing Burs
- Carbide Burs
- Crown Cutters
- Steel Cutters
- Carbide Cutters
- Polisher for Acrylics
- Polisher for Ceramics
- Stone Burs
- Composite Polisher
- Polishette
- Bur Box

Elite diamond
THE HIGHEST QUALITY DENTAL DIAMOND PRODUCTS

MANI.

KENDA
DENTAL POLISHERS

TRI HAWK
FOR THE BUR CONNOISSEUR

edenta | e

B
RECO-DENT

ELA
GERMANY

Watermarkly

Diamond Burs

Elite diamond
THE HIGHEST QUALITY DENTAL DIAMOND PRODUCTS

GOLD Elite Diamond Burs

Double layer diamond burs, Longer drilling time

- Electrodeposition bonding (fixation of abrasive grains by plating)
- High efficiency
- High grinding ability and durability






Fig. 801 Round											
ISO Ø 1/10mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
FG Standard	199	200S	200N	200	201S	201N	201	400A	400S	400N	400
FG Miniature	M199	M200S	M200N	M200	M201S	M201N	M201		M400S		

Fig. 802 Round with Collar				
ISO Ø 1/10mm	009	012	014	018
L mm	2.5	2.5	3.0	4.0
FG Standard	300S	300	301S	301
FG Miniature	M300S	M300		

Fig. 830R Pear					
ISO Ø 1/10mm	010	012	014	016	018
L mm	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0
FG Standard	218	219	219N	220S	220
FG Miniature	M218	M219			

Fig. 805 Inverted Cone						
ISO Ø 1/10mm	009	010	012	014	016	018
L mm	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0
FG Standard	216N	217S	216	217	202	402
FG Miniature	M216N		M216		M202	

Fig. 806 Inverted Cone with Collar			
ISO Ø 1/10mm	008	009	012
L mm	1.8	2.0	2.5
FG Standard	316S	316N	316
FG Miniature		M316N	

Fig. 835 Cylinder		
ISO Ø 1/10mm	009	010
L mm	3.0	3.0
FG Standard	212S	210
FG Miniature	M212S	M210

Fig. 835 Cylinder						
ISO Ø 1/10mm	009	010	012	014	016	022
L mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
FG Standard	212	211	214	204	244	304
FG Miniature	M212		M214	M204		

Diamond Burs

Elite diamond
THE HIGHEST QUALITY DENTAL DIAMOND PRODUCTS

Fig. 838

**Round Edge
Cylinder**

ISO Ø 1/10mm	009	010	014
L mm	4.0	4.0	4.0
FG Standard	412	411	404

Fig. 845

**Flat End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	012	014
L mm	4.0	4.0
FG Standard	206	208
FG Miniature	M206	

Fig. 846

**Flat End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	018
L mm	6.0
FG Standard	113

Fig. 848

**Flat End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	016
L mm	10.0
FG Standard	D5
FG Miniature	MD5

Fig. 850

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	014	016	018	022
L mm	10.0	10.0	10.0	10.0
FG Standard	234	D6	236	237
FG Miniature		MD6		

Fig. 851

**Round Safe
End Taper**

ISO Ø 1/10mm	012	016	017
L mm	8.0	8.0	8.0
FG Standard	19	18	19A

Fig. 852

**Round Safe
End Taper**

ISO Ø 1/10mm	014	016
L mm	6.0	6.0
FG Standard	117A	117S

Fig. 857

**Round Safe
End Taper**

ISO Ø 1/10mm	016	017
L mm	10.0	10.0
FG Standard	18L	19L

Fig. 855

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	012	014	016	025
L mm	7.0	7.0	6.0	7.0
FG Standard	D16	D17	D8	D7
FG Miniature	MD16		MD8	

Fig. 856

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	016	018
L mm	8.0	8.0
FG Standard	D18	235
FG Miniature	MD18	

Fig. 858

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	010	011	012	014
L mm	7.0	7.0	7.0	8.0
FG Standard	D11		D2	D14
FG Miniature			MD2	

Fig. 859

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	012	016
L mm	11.0	10.0
FG Standard	D3	D4

Fig. 956

**Round End
Taper**

ISO Ø 1/10mm	010
L mm	3.0
FG Standard	D1

Diamond Burs

Elite diamond
THE HIGHEST QUALITY DENTAL DIAMOND PRODUCTS

Fig. 878

Cylindrical Torpedo

ISO Ø 1/10mm	014	016
L mm	8.0	8.0
FG Standard	388	408

Fig. 879

Cylindrical Torpedo

ISO Ø 1/10mm	012	014
L mm	10.0	10.0
FG Standard	310	410

Fig. 390

ISO Ø 1/10mm	016
L mm	3.0
FG Miniature	274

Fig. 368

ISO Ø 1/10mm	012	014	018	023
L mm	2.5	3.0	3.5	5.0
FG Standard	254	253	255A	255
FG Miniature				M255

Fig. 379

ISO Ø 1/10mm	018	023	023
L mm	3.5	4.5	5.0
FG Standard	257	258	250

Composite Finishing Burs

Elite diamond
THE HIGHEST QUALITY DENTAL DIAMOND PRODUCTS

Composhape

Contouring and finishing of composite filling is an important step in restorative dentistry. Tooth substance must be preserved and enamel and fillings fractures avoided to prevent infiltration and secondary caries.

 Fine

										
ISO Ø 1/10mm	012	010	014	021	021	017	021	024	011	015
L mm	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	-	-	-	7.0	10.0
µm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Order No.	4205	4205L	4062	4250	4255	4201	4400S	4400	40D2	40D4

 Extra Fine

										
ISO Ø 1/10mm	012	010	014	021	021	017	021	024	011	015
L mm	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	-	-	-	7.0	10.0
µm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Order No.	5205	5205L	5062	5250	5255	5201	5400S	5400	50D2	50D4

Composite Finishing Burs

Green Stones

For universal grinding of ceramic materials and metals. High-grade, silicone-carbide abrasive stones with ceramic bond. Idea for rapid, accurate contouring and finishing of porcelain, acrylic and metal alloys (gold, silver, amalgam)



ISO Ø 1/10mm	025	030
L mm	6.0	-
FG	●	●
RA	●	●

White Stones

High-grade, fine-grained aluminium oxide abrasive stone with ceramic bond. Idea for rapid, accurate finishing (very fine preparation) of composite materials. Finishing enamel, prepared teeth, composites and porcelain.




ISO Ø 1/10mm	025	030
L mm	6.0	-
FG	●	●
RA	●	●

Bur Block

Aluminium Mini Bur Block

premium
plus



- แท่นสำหรับใส่หัวกรอ Diamond Burs
- สามารถใส่ได้ทั้งแบบหัวกรอเร็ว (FG) และหัวกรอช้า (RA)
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- วัสดุทำจากอลูมิเนียม

Type	Detail	W x H x D	Order No.
A	10 FG (High Speed) Burs, 5 RA (Low Speed) Burs	60 x 35 x 26 mm	PM039MIX
B	16 FG (High Speed) Burs, 16 RA (Low Speed) Burs	80 x 35 x 43 mm	PM2832MIX
C	40 FG (High Speed) Burs, 40 RA (Low Speed) Burs	100 x 32 x 75 mm	PM2880MIX

Stainless Steel Bur Block



- แท่นทรงกลมสำหรับใส่หัวกรอ Diamond Burs
- ใส่ได้ทั้งแบบหัวกรอเร็ว (FG) 32 หัว และหัวกรอช้า (RA) 20 หัว
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave


รหัสสินค้า	A0395
วัสดุ	Stainless steel

Diamond Burs


MANI®

DIA-BURS® identification guide

Super coarse (SC)	/180-212 µm
Coarse (C)	/125-150 µm
Standard (S)	/106-125 µm
Fine (F)	/ 53-63 µm
Extra fine (EF)	/ 20-30 µm

































★ mark: Shoulder R



Super Coarse	ISO 001/020 1.8/19.2	ISO 001/018 1.6/20.3	ISO 001/016 1.4/19.2	ISO 001/012 1.1/19.2	ISO 001/014 1.2/19.2	ISO 039/034 5.1/19.2	ISO 237/023 5.3/19.1	ISO 237/034 5.1/19.1	ISO 297/016 7.3/21.2	ISO 288/018 7.3/21.2
	MANI No. BR-31SC	BR-40SC	BR-41SC	BR-45SC	BR-46SC	EX-11SC	EX-21SC	EX-26SC	FO-21SC	FO-22SC
	ISO 257/034 5.2/19.2	ISO 257/020 4.0/19.8	ISO 111/014 8.3/22.2	ISO 111/016 8.3/22.1	ISO 111/018 8.3/22.2	ISO 110/016 7.3/21.1	ISO 109/015 4.8/19.2	ISO 109/013 4.4/19.1	ISO 010/015 1.5/19.1	ISO 010/017 1.9/19.1
	FO-27SC	FO-32SC	SF-11SC	SF-12SC	SF-13SC	SF-21SC	SF-31SC	SF-41SC	SI-46SC	SI-47SC
	ISO 298/016 8.3/21.9	ISO 141/014 8.3/22.3	ISO 141/016 8.3/22.3	ISO 141/018 8.3/22.3	ISO 166/018 10.3/22.1	ISO 173/016 10.3/24.1	ISO 173/018 10.3/21.9	ISO 173/020 10.3/21.9	ISO 170/023 5.6/19.1	ISO 170/018 4.3/19.1
	SO-21SC	SR-11SC	SR-12SC	SR-13SC	TC-11SC	TF-11SC	TF-12SC	TF-13SC	TF-22SC	TF-31SC
	ISO 198/020 9.3/21.9	ISO 198/024 9.4/22.1	ISO 199/024 11.5/23.9	ISO 199/025 11.5/23.9	ISO 197/018 7.3/21.2	ISO 072/044 2.0/19.2	Coarse	ISO 508/019 9.6/21.0	ISO 166/017 10.2/22.0	ISO 173/019 10.2/21.8
	TR-13SC	TR-14SC	TR-15SC	TR-19SC	TR-21SC	WR-13SC		FO-54C	TC-11C	TF-13C
	ISO 197/018 7.2/20.0	ISO 072/043 2.0/19.2	ISO 001/019 1.7/19.1	ISO 257/019 3.9/19.7	ISO 111/015 8.2/22.0	ISO 010/015 1.8/19.0	Standard	ISO 002/018 2.4/19.1	ISO 002/016 3.6/19.1	ISO 002/014 2.5/19.1
	TR-62C	WR-13C	BR-31C	FO-32C	SF-12C	SI-47C		BC-31	BC-32	BC-42
	ISO 001/018 1.6/19.1	ISO 001/014 1.3/19.1	ISO 001/010 0.9/19.1	ISO 001/012 1.1/19.1	ISO 001/008 0.7/19.0	ISO 032/011 2.4/19.1	ISO 032/014 3.3/19.1	ISO 039/032 5.0/19.1	ISO 039/035 7.2/20.1	ISO 553/019 10.4/23.2
	BR-31	BR-41	BR-45	BR-46	BR-49	DI-41	DI-42	EX-11	EX-12	RS-11
	ISO 237/021 5.2/19.0	ISO 190/017 10.1/24.0	ISO 239/032 5.0/19.0	ISO 545/018 7.2/21.2	ISO 237/014 4.3/19.1	ISO 544/019 4.4/19.2	ISO 237/011 3.1/19.1	ISO 299/014 10.2/24.1	ISO 297/014 7.2/21.1	ISO 288/016 7.2/21.1
	EX-21	EX-24	EX-26	RS-21	EX-31	RS-31	EX-41	FO-11	FO-21	FO-22
	ISO 257/028 5.0/19.1									
	FO-25									

























Diamond Burs



											
FO-27	FO-32	SF-11	SF-12	SF-13	SF-21	SF-31	SF-41	SI-46	SI-47	SI-48	
											
SO-20	SO-21	SR-11	SR-12	SR-13	TC-11	TC-16	TC-21	TC-26	TF-11	TF-12	
											
TF-13	TF-14	TF-20	TF-21	TF-22	TF-23	TF-31	TF-41	TF-42	TF-43	TR-11	
											
TR-12	TR-13	TR-14	TR-15	TR-19	TR-20	TR-21	TR-24	TR-25	TR-26	WF-30	
	Short Shank										
WR-13			BC-S42	BC-S43	BR-S45	BR-S46	DI-S41	FO-S21	FO-S54	MI-S45	Pro-S3
											
SF-S41	SI-S46	SI-S48	SO-S20	TC-S21	TF-S12	TF-S20	TF-S21	TF-S22	TF-S23	TF-S31	
				Super Short Shank							
TF-S41	TR-S13	TR-S14	TR-S21			CD-SS51	DI-SS41	EX-SS13	EX-SS14	EX-SS33	RS-SS31
			Fine								
TC-SS21	TF-SS31	TR-SS21			BR-48F	CD-50F	CD-51F	CD-52F	CD-53F	CD-54F	CD-55F

Diamond Burs

MANI®

 ISO 295/007 2.2/16.7	 ISO 295/007 3.6/16.7	 ISO 156/009 3.2/16.2	 ISO 197/013 6.9/16.7	 ISO 138/007 2.2/19.0	 ISO 139/007 3.8/19.0	 ISO 156/009 3.2/19.0	 ISO 546/021 9.1/21.7	 ISO 544/020 5.3/18.9	 ISO 254/027 4.8/20.6	 ISO 198/017 9.1/21.7
CD-56F	CD-57F	CD-58F	CD-59F	CD-60F	CD-61F	CD-62F	CE-12F	CE-13F	CE-15F	CE-16F
 ISO 546/011 8.1/21.9	 ISO 196/020 5.1/19.0	 ISO 196/015 4.1/19.0	 ISO 197/012 7.1/21.5	 ISO 298/013 8.1/21.5	 ISO 179/010 9.2/21.0	 ISO 237/020 5.1/18.9	 ISO 237/013 4.2/19.0	 ISO 297/013 7.1/21.0	 ISO 288/015 7.1/21.0	 ISO 257/015 3.2/19.0
CE-17F	CR-11F	CR-12F	CR-21F	CR-22F	EX-18F	EX-21F	EX-31F	FO-21F	FO-22F	FO-30F
 ISO 001/010 0.9/19.2	 ISO 539/007 2.2/19.2	 ISO 139/007 3.8/19.2	 ISO 156/009 3.2/19.2	 ISO 198/020 8.1/22.1	 ISO 198/017 8.2/22.1	 ISO 277/022 4.7/20.6	 ISO 237/019 5.1/19.1	 ISO 041/039 0.7/19.1	 ISO 166/015 10.1/21.9	 ISO 165/013 8.1/21.9
MI-45F	MI-53F	MI-61F	MI-62F	Pro-1f	Pro-2f	Pro-3f	Pro-4f	Pro-5f	TC-11F	TC-21F
 ISO 173/015 10.1/21.7	 ISO 171/015 7.1/20.9	 ISO 199/015 10.1/21.7	 ISO 198/017 9.1/21.7	 ISO 197/015 7.1/21.0	 ISO 199/015 10.1/21.6	 ISO 198/017 9.1/21.7	 ISO 072/015 0.6/19.1	Short Shank		 ISO 072/015 0.6/16.6
TF-12F	TF-21F	TR-11F	TR-13F	TR-21F	TR-25F	TR-26F	WR-31F			WR-S31F
Super Short Shank	 ISO 298/013 7.7/18.1	 ISO 165/012 8.2/18.1	Extra Fine	 ISO 001/015 1.4/18.9	 ISO 546/019 8.9/21.6	 ISO 544/019 5.1/18.8	 ISO 254/025 4.6/20.5	 ISO 198/015 8.9/21.6	 ISO 196/019 4.9/18.9	 ISO 196/013 3.9/18.9
FO-SS21F	TC-SS21F			BR-40EF	CE-12EF	CE-13EF	CE-15EF	CE-16EF	CR-11EF	CR-12EF
 ISO 237/018 4.9/18.8	 ISO 218/012 7.0/21.0	 ISO 138/015 3.3/19.0	 ISO 254/023 1.9/19.0	 ISO 544/018 4.2/18.9	 ISO 257/012 6.0/19.9	 ISO 297/011 6.9/20.9	 ISO 288/013 6.9/20.9	 ISO 257/014 3.1/18.9	 ISO 540/009 4.2/23.4	 ISO 297/009 5.9/18.4
EX-21EF	EX-27EF	EX-36EF	EX-37EF	RS-31EF	FO-20EF	FO-21EF	FO-22EF	FO-30EF	FO-40EF	FO-41EF
 ISO 289/010 7.6/21.9	 ISO 198/021 8.8/22.0	 ISO 198/018 7.9/22.0	 ISO 166/013 9.9/21.8	 ISO 165/011 7.9/21.8	 ISO 173/013 9.9/21.6	 ISO 171/013 6.9/20.8	 ISO 199/013 9.9/21.6	 ISO 198/015 8.9/21.6	 ISO 197/013 6.9/20.9	 ISO 199/013 9.9/21.5
FO-42EF	Pro-1EF	Pro-2EF	TC-11EF	TC-21EF	TF-12EF	TF-21EF	TR-11EF	TR-13EF	TR-21EF	TR-25EF
 ISO 198/015 8.9/21.6	Short Shank		 ISO 198/019 8.9/19.9	Super Short Shank		 ISO 297/012 5.9/15.9	 ISO 197/012 5.9/15.9	 ISO 544/015 4.0/14.2	 ISO 544/018 4.2/15.9	
TR-26EF			TR-S14EF	EX-SS13EF	EX-SS14EF	EX-SS33EF	RS-SS31EF			

Carbide Burs




Type of Shank

HP	RA	Long Shank	FG
Handpiece : Normal length	Right angle : Normal length	Right angle : Extra long	FG : Normal length

ISOØ : 1/10mm	2.35	2.35	2.35	1.60
Length : mm	44.00	22.50	26.50	19.00




C1
Round shape



ISOØ : 1/10mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Long Shank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




C2
Fissure shape



ISOØ : 1/10mm	010	012	014
Length : mm	0.90	1.00	1.20
RA	●	●	●




C21
Fissure shape



ISOØ : 1/10mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Length : mm	3.40	3.70	4.00	4.30	4.60	4.90	5.20	5.50	5.80
RA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FG	●	●	●	●	●	●	●	●	●




C7L
Fissure shape



ISOØ : 1/10mm	008	010	012
Length : mm	1.60	1.80	2.20
FG	●	●	●



C21R
Fissure shape




ISOØ : 1/10mm	008	009	010	012	014	016	018
Length : mm	3.40	3.70	4.00	4.30	4.60	4.90	5.20
RA	●	●	●	●	●	●	●
FG	●	●	●	●	●	●	●



C31

Taper shape




ISOØ : 1/10mm	009	010	012	014	016	018	021	023
Length : mm	3.70	4.00	4.30	4.60	4.90	5.20	5.50	5.80
Long Shank	●	●	●	●	●	●	●	●



C33

Taper shape



ISOØ : 1/10mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Length : mm	3.40	3.70	4.00	4.30	4.60	4.90	5.20	5.50	5.80
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FG	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Metal & Crown Cutters



Classic Talon - 12

- For clean finish, fewer micro-fractures, and longer life

Surgical Talon - 12SU

- For removing wisdom tooth, separating roots, trimming an implant abutment, removing a broken implant screw, cutting into the jaw bone, etc.





Fig No. 330	Talon 12	Talon 12SU
Head diameter	1.2 mm	1.2 mm
Head Length	4.2 mm	4.2 mm
Overall length	19.5mm	25 mm
Order No.	A2845	A2869

- The Talon cuts VERY fast so use a feather light touch and let the bur do the work.
- The Talon will cut both vertically and horizontally, but using a 30 degree attack angle will optimize the cutting efficiency
- The Talon WILL NOT cut zirconia

Steel Cutters




Fig.71




ISO Ø : 1/10mm		040	050	060
Length : mm				
HP		●	●	●

Fig.75



ISO Ø : 1/10mm		040	050	060	070	080
Length : mm		8.00	9.50	11.00	12.50	14.00
HP		●	●	●	●	●

Fig.78



ISO Ø : 1/10mm		050	060	070	080
Length : mm		11.00	12.00	13.00	14.00
HP		●	●	●	●

Fig.79



ISO Ø : 1/10mm		045	055
Length : mm		12.00	12.00
HP		●	●

Tungsten Carbide Cutters

TC Cutter - cut 20



Cross cut fine tungsten carbide cutters suit for all dental materials. It smoothens the surface and it enables accurate operation on any structure.

					
ISO Ø 1/10mm	060	060	060	060	045
L mm	12.0	12.0	14.0	16.0	13.0
Order No.	5220.060HP	5320.060HP	5420.060HP	5520.060HP	5620.045HP



TC Cutter - cut 10



Cross cut standard tungsten carbide cutters for coarse abrasion on chrome - cobalt alloys, precious metall alloys, chrome - nickel alloys, model cast alloys, acrylics.

									
ISO Ø 1/10mm	023	023	060	060	060	060	045	060	060
L mm	14.0	17.0	12.0	12.0	14.0	15.0	13.0	13.0	14.0
Order No.	0110.023HP	0610.023HP	5210.060HP	5310.060HP	5410.060HP	5510.060HP	5610.045HP	5810.060HP	5910.060HP

			
ISO Ø 1/10mm	040	050	060
L mm	3.50	4.50	5.50
Order No.	7110.040HP	7110.050HP	7110.060HP



TC Cutter - cut 70



Plain cut standard tungsten carbide cutters for all dental materials – the plain cut enables a smooth cutting pattern, particularly on resins, and thus reduces rework.




							
L mm	12.0	12.0	14.0	15.0	13.0	13.0	14.0
ISO Ø 1/10mm	060	060	060	060	045	060	060
Order No.	5270.060HP	5370.060HP	5470.060HP	5570.060HP	5670.045HP	5870.060HP	5970.060HP

Tungsten Carbide Cutters

TC Cutter - cut 50



Cross cut coarse tungsten carbide cutters for efficient reduction of resins incl. tray materials as well as plaster.




					
ISO Ø 1/10mm	060	060	060	060	045
L mm	12.0	12.0	14.0	15.0	13.0
Order No.	5250.060HP	5350.060HP	5450.060HP	5550.060HP	5650.045HP



TC Cutter - cut 80




Plain cut coarse tungsten carbide cutters for rapid and effective trimming of acrylic and plaster.

					
ISO Ø 1/10mm	060	060	060	060	045
L mm	12.0	12.0	14.0	15.0	13.0
Order No.	5280.060HP	5380.060HP	5480.060HP	5580.060HP	5680.045HP

Diamond Disc

SUPERFLEX

In superfine, fine and standard diamond grit. Superfine for very finely separating, fine and standard for initially separating and contouring porcelain.



ISO Ø 1/10mm	220
L mm	0.15
Speed max (rpm)	15,000
Order No.	355.514.220HP



Polisher for Acrylic

Exa Technique - Green

Pretrimming for rapid material reduction

STEP 1 = Green: Coarse grit

Silicone polisher suitable for finishing and contouring.

Removes scratches and smooths the material surface.

Also suitable for adjustment of permanently soft acrylics.

Speed: 10,000 - 15,000 rpm



ISO Ø 1/10mm	100	110	110
L mm	24.5	18.0	20.0
Order No.	0674HP	0675HP	0676HP

Exa Technique - Yellow

High-lustre polishing

STEP 3 = Yellow: Fine grit

Silicone polisher for optimally smoothing and condensing material surfaces. Produces a high-shine polish without polishing paste.

Speed: 5,000 - 7,000 rpm



L mm	24.5	18.0	20.0
ISO Ø 1/10mm	100	110	110
Order No.	0654HP	0655HP	0656HP

Mandrel for Polishing Disc



Exa Technique - Grey

Polishing, for smoothing surfaces.

STEP 2 = Gray: Medium grit

Silicone polisher for smoothing and condensing material surfaces.

Produces a slight lustre. Suitable for preparing for high-lustre polishing.

Speed: 10,000 - 15,000 rpm



ISO Ø 1/10mm	070	100	110	110
L mm	20.0	24.5	18.0	20.0
Order No.	0667HP	0664HP	0665HP	0666HP

Acrylic Polisher - Blue

STEP 1 = Dark blue: Coarse grit for pretrimming.

STEP 2 = Light blue: Medium grit for smoothing.

Adjustment to the palatal and lingual aspects of the denture are complete quickly without using tungsten carbide cutters. Polishers with maximum service life. High-shine polishing is completed by using yellow EXA Technique polishers.

Speed: 10,000 - 15,000 rpm



L mm	24.5	20.0	24.5	20.0
ISO Ø 1/10mm	100	110	100	110
Order No.	0634HP	0636HP	0644HP	0646HP

- Mandrel สำหรับจับกระดาดทราย และจับ Polishing Disc
- ใช้ต่อกับ Straight Handpiece

รหัสสินค้า	Mandrel จับกระดาดทราย	A0470
	Mandrel Disc	NO028A
วัสดุ	Stainless steel	

Polisher for Precious Alloys

ALPHAFLEX HP

For all precious and semi-precious alloys as well as composite.

For abrasive work and pre-polishing

Speed: 20,000 rpm

ISO Ø 1/10mm	055	050	150	145	055	030
L mm	16.3	16	2.5	2.0	15.5	6.0
Order No.	0040HP	0041HP	0042HP	0043HP	0044HP	0046HP

For a high-gloss polish

Speed: 10,000 rpm

ISO Ø 1/10mm	055	050	055	030
L mm	16.3	16	15.5	6.0
Order No.	0140HP	0141HP	0144HP	0146HP

Ceramic Polisher

Ceramic Polisher - Grey-White

For porcelain/ceramics, grey-white, abrasive, eliminates scratches and smooths the surface.

Speed: 20.000 rpm

ISO Ø 1/10mm	170	055	050	055
L mm	2.0	16.3	16.0	15.5
Order No.	0303UM	0330HP	0351HP	0384HP

Ceramic Polisher - Pink

For porcelain/ceramics pink, retains the structure and provides a final shine.


Speed: 10.000 rpm

ISO Ø 1/10mm	170	055	050	055
L mm	2.0	16.3	16.0	15.5
Order No.	0308UM	0340HP	0361HP	0394HP

Stone Burs


Green Stones

Green Silicon Carbide Grain Stone Burs. Outstanding for finishing porcelain, gold, silver alloy, amalgam and composites.




Pink Stones

Pink Silicon Carbide Grain Stone Burs. For polishing of Nickel and Cobalt Chrome Alloys




Brown Stones

Brown Silicon Carbide Grain Stone Burs. For cutting and rough polishing Nickel and Cobalt Chrome Alloys.



White Stones

White Silicon Carbide Grain Stone Burs. For polishing semi- and non-precious ceramic metals.



Composite Polisher



KENDA MAXIMUS

1-STEP DIAMOND POLISHING SYSTEM
FOR SMOOTHING AND HIGH-GLOSS

- Ultra-fine grit polisher
- Extremely efficient and time saving polishing on all composite.
- From a scratched surface to an ultra luster in only one step
- High diamond content
- No paste for high shine polishing needed
- Optimize for Microhybrids and Nanofills
- High shine polisher for ultimate gloss
- Recommended speed for best polishing results is 5,000 - 7,500 rpm.
- Maximum speed 10,000 rpm
- Pressure 0.3 - 2N
- Light beige color bur and stainless shank
- Autoclavable at 134°C
- Made in Switzerland



«This polisher has tested to give a significant better shine and finer surface.»



ISO Ø 1: 828 204	243 493 050	303 493 100	030 493 090
Size Ø x L mm	Ø5 x 10	Ø10 x 1	Ø9 x 8.5
RA	●	●	●
Order No.	0388	0389	0390

DISPOSABLE KENDA BIG JOB

1-STEP POLISHING SYSTEM

- Medium grit polisher
- Fast and easy finishing and polishing
- Ideal for quick adjustments and smoothing large restoration surfaces
- Recommendation for ultimate high shine use KENDA G.P.S diamond high shine polisher
- For finishing and polishing of all composites
- For single patient use
- Maximum speed 5,000 rpm
- Pressure 0.3 - 1N
- White color bur and medical plastic shank
- Made in Switzerland



ISO Ø 1: 828 204	305 523 100	030 523 060	243 523 045
Size Ø x L mm	Ø10 x 1	Ø6 x 7.5	Ø5 x 10
RA	●	●	●
Order No.	PS4109	PS4111	PS4112






Composite & Hybrid Ceramic Polisher

Polishette mini shaped polishers

- Mini-shaped polishers with tapered shank necks
- For precise polishing
- Excellent access and visibility
- Three grits cover all tasks from contouring to high shine finish
- Single-use for convenience
- Maximum speed 5,000 rpm
- Pressure 0.3 - 1N
- Green, red and purple color burs and medical plastic shank
- 24 polishers in plastic box
- Made in Switzerland



ISO Ø 1: 658 244	030 543 060	243 543 030	030 523 060	243 523 030	030 503 060	243 503 030
2: 638 244						
3: 838 244						
Size Ø x L mm	Ø6.5 x 5	Ø3 x 7	Ø6.5 x 5	Ø3 x 7	Ø6.5 x 5	Ø3 x 7
Grit	Coarse		Medium		Extra-fine	
RA	●		●		●	
Amount per box	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	2 pcs	2 pcs
Order No.	KDPS710X024					





THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD

DIA-BURS®

Precise cutting & polishing tools



- Wide variety of diamond with code indicating the shape of bur
- Long-life diamond burs
- Quality control tested
- High precision with efficient cutting
- Used for cutting where there is less debris
- Use for grinding
- Sectioning multi-rooted teeth and reducing crown height
- Efficient cutting
- Stainless steel metal base
- Fine diamond crystals coated





Dental Instruments

- Diagnostic Instruments
- Restorative Instruments
- Extraction Instruments
- Surgery Instruments
- Periodontal Instruments
- Endodontic Instruments
- Prosthodontic Instruments
- Stainless Steel Instruments
- Luxator, Periotome

 **US DONTICS**

 **ASA DENTAL**
MAKE PEOPLE SMILE

 **Sanctuary**



 **premium plus**

 **DIRECTA**



 **Watermarkly**

Diagnostic Instruments

เครื่องมือสำหรับตรวจในช่องปาก



Explorer

รหัสสินค้า	Explorer No.5	A0114
ความยาว	17.3 cm	



Cotton Plier

รหัสสินค้า	Cotton Plier	A0073
ความยาว	16.3 cm	



Self-Locking Cotton Plier

รหัสสินค้า	Self-locking Cotton Plier	A0074
ความยาว	16.3 cm	



Mouth Mirror with Holder

รหัสสินค้า	Mouth Mirror with Holder	A1161
ความยาว	16 cm	



Mirror Handle

รหัสสินค้า	Mirror Handle	A0170
ความยาว	12 cm	



Mirror Handle with Scale

รหัสสินค้า	Scale 0 - 35 mm	A0171
ความยาว	12 cm	



Stainless Steel Cup

รหัสสินค้า	5 Oz	A0826
	7 Oz	A0827
ขนาด	5 Oz: Ø6.5 cm, H 7.5cm	
	7 Oz: Ø7 cm, H 8 cm	

Stainless Steel Tray

รหัสสินค้า	Tray 6" x 8.5"	A0832
	Tray 7" x 11"	A0833
	Tray 9.5" x 13"	A0834
วัสดุ	Stainless steel	

Restorative Instruments

เครื่องมือทันตกรรมบูรณะ



Double-ended Amalgam Carrier

รหัสสินค้า	A0048	
ความยาว	19.5 cm	
ขนาดหัว	L-Ø2mm, R-Ø3mm	



Single-ended Amalgam Carrier

รหัสสินค้า	Ø2mm	A2692
	Ø3mm	A2694
ความยาว	15 cm	



Plastic Amalgam Carrier

รหัสสินค้า	45° tip + handle	1021-2
	90° tip + handle	2021-3
ความยาว	15.5 cm	
ขนาดหัว	Ø2 mm	



Amalgam Carver

รหัสสินค้า	3S	A0086
	1-2	A2825
ความยาว	16.7 cm	



Amalgam Plugger

รหัสสินค้า	No.0-1	A0049
	No.1-2	A0051
ความยาว	16.7 cm	



Ball Burnisher

รหัสสินค้า	No.27/29	A0059
	T-Ball No.29/33	A1193
	T-Ball No.29/34	A1192
ความยาว	17.5 - 18 cm	



Cement Spatula

รหัสสินค้า	A0075	
ความยาว	17.2 cm	



Discoid Cleoid

รหัสสินค้า	A0099	
ความยาว	10.5 cm	

Restorative Instruments

เครื่องมือทันตกรรมบูรณะ



Cord Packer

รหัสสินค้า	GSI	A1431
	No.113	A0089
	Yardley	A6250
ความยาว	17 cm	



GSI



No.113



Yardley

Dycal Carrier



รหัสสินค้า	Single-ended	A0096
ความยาว	10.6 cm	



Excavator Spoon

รหัสสินค้า	No.17W	A0109
	No.18W	A0110
	No.19W	A1364
	No.21	A0102
	No.22	A1189
	No.44/45	A1609
ความยาว	17.8 cm	



Groove Burnisher

รหัสสินค้า	No.21	A0061
	No.21B	A0062
ความยาว	16.3 cm	



Interproximal Carver

รหัสสินค้า	IPC 1	A0201
ความยาว	16.5 cm	



Plastic Instruments

รหัสสินค้า	A0180	
ความยาว	18 cm	

Restorative Instruments

เครื่องมือทันตกรรมบูรณะ

Composite Filling Instruments

Composite Filling

รหัสสินค้า	PFI 1	A0090
	PFI 3	A0092
	PFI W3	A1676
	PFI 4	A2100
	PFI 6	A2101
	Carver IPC	A1437
ความยาว	16.3 - 17.5 cm	

Blue Titanium Coated

รหัสสินค้า	PFI W3	A1207
	Composite 4-5	A1206
	Composite 6	A6159
	Composite 12	A2680
	PFI C-1110	A1762
	IPC	A1610
	Ladmore 3C-1067	J025
ความยาว	16 - 18 cm	

Gold Titanium Coated

รหัสสินค้า	PFI W3	A2181
	Composite 4-5	A0928
	Composite 6	A9026
	Composite 12	A2716
	PFI C-1110	A1509
	IPC	A1457
	213-0101	A2800
ความยาว	16 - 18 cm	

Restorative Instruments

เครื่องมือทันตกรรมบูรณะ



Paper Forcep

รหัสสินค้า	Paper Forcep	A0196
ความยาว	17 cm	



Amalgam Well

รหัสสินค้า	Amalgam Well	A0351
ขนาด	Ø 2.5 cm	
ความสูง	2.5 cm	

US DONTICS



Ivory Holder

รหัสสินค้า	Ivory Holder	A0158
ความยาว	7 cm	



Ivory Holder

รหัสสินค้า	No shields	REF1
	With shields	REF12
ความยาว	7 cm	
ผลิตจาก	ประเทศเยอรมนี	

US DONTICS



Tofflemire Holder

รหัสสินค้า	Tofflemire Holder	A0274
ความยาว	6.2 cm	



Tofflemire Holder

รหัสสินค้า	Tofflemire Holder	REF21
ความยาว	6.2 cm	
ผลิตจาก	ประเทศเยอรมนี	



Unimatrix Plier

รหัสสินค้า	Unimatrix Plier	C-0687
ความยาว	16.5 cm	



Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน



Byonet T-shape

รหัสสินค้า	For left hand	A1805
	For right hand	A1806
ความยาว	12.5 cm	




Byonet

รหัสสินค้า	เล็ก (left hand)	A9101
	เล็ก (right hand)	A9102
	ใหญ่ (left hand)	A2598
	ใหญ่ (right hand)	A2597
ความยาว	16 cm	



Elevators

รหัสสินค้า	CM2 ปลายเรียบ (เล็ก)	A1235
	CM1 ปลายเรียบ (ใหญ่)	A1234
	M2 ปลายมีร่อง (เล็ก)	A1233
	M1 ปลายมีร่อง (ใหญ่)	A1232
ความยาว	14.5 cm	



Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน



Angle Elevators

รหัสสินค้า	For right hand	A1229
	For left hand	A1228
ความยาว	14.2 cm	



Elevators 190-191

รหัสสินค้า	No.191 (right hand)	A0115
	No.190 (left hand)	A0116
ความยาว	15.5 cm	




Elevators 301

รหัสสินค้า	No.301	A0117
ความยาว	15 cm	



Luxators (straight)

รหัสสินค้า	2mm tip	A0162
	3mm tip	A0163
	4mm tip	A0164
	5mm tip	A0165
ความยาว	16 cm	



2 mm

3 mm

4 mm

5 mm



Luxators (curved)

รหัสสินค้า	2mm tip	A0166
	3mm tip	A0167
	4mm tip	A0168
	5mm tip	A0169
ความยาว	16 cm	



2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน



Root Tip Picks (Double ended)

รหัสสินค้า	Double ended	A0205
ความยาว	17.3 cm	



Root Tip Picks (Single ended)

รหัสสินค้า	Right tip No.3	A0204
	Straight tip No.1	A0202
	Left tip No.2	A0203
ความยาว	16 cm	



Root Splitter

รหัสสินค้า	Root Splitter	A0206
ความยาว	13.5 cm.	



Cartridge Syringe

รหัสสินค้า	Syringe US Dontics	A0225
ความจุ	1.8 ml	




Aspirating Syringe

รหัสสินค้า	หัวลูกศร	A0229
	หัวเกลียว	A0228
ความจุ	1.8 ml	



Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน



Cartridge Syringe

รหัสสินค้า	Henke-Dent 100	2924118100
ความจุ	1.8 ml	
ผลิตจาก	ประเทศเยอรมนี	



Aspirating Syringe

รหัสสินค้า	Henke-Dent 100A	2924118101
ความจุ	1.8 ml	
ผลิตจาก	ประเทศเยอรมนี	



Aspirating Syringe with Soft-Grip

รหัสสินค้า	Henke-Dent 500 Blue	8300010276
	Henke-Dent 500 Pink	8300010283
	Henke-Dent 500 Red	8300011936
	Henke-Dent 500 Violet	8300011935
ความจุ	1.8 ml	
ผลิตจาก	ประเทศเยอรมนี	



Tooth Forceps

รหัสสินค้า	No.150	A0258
	No.151	A0259
	No.150S	A0260
	No.151S	A0261
ความยาว	18, 17.5, 15.5, 15.5 cm	



Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน

Tooth Forceps

รหัสสินค้า	No.23	A0265
	No.69	A0254
ความยาว	17.5 cm	



No.23



No.69

Tooth Forceps

รหัสสินค้า	No.88R	A0262
	No.88L	A0263
ความยาว	19 cm	



No.88R



No.88L

Root Forceps

รหัสสินค้า	No.586	A0267
	No.588	A0266
ความยาว	17 cm	



Extraction Instruments

เครื่องมือถอนฟัน

- คีมถอนฟันชนิด Universal
- ปลายคีมเรียวแหลม จับเข้าไปถึงรากฟันได้อย่างสมบูรณ์
- ด้ามจับมีร่องลายฟันปลา เพื่อกันลื่น จับถนัดมือ
- เข้าถึงได้เหวี่ยงได้ง่าย
- ดีไซน์ไม่ซ้ำใคร

Atraumatic Extraction Forceps

รหัสสินค้า	Upper Premolar 4974P F1P	A6158
	Lower Premolar 4975P F2P	A9003
	Upper Anterior 4976P F3P	A9004
	Lower Anterior 4977P F4P	A9316
	Upper Molar 4979P F7P	A9317
	Lower Molar 4980P F7CP	A9318

ความยาว 14.5 - 16 cm



Upper Premolar 4974P F1P



Lower Premolar 4975P F2P



Upper Anterior 4976P F3P



Lower Anterior 4977P F4P



Upper Molar 4979P F7P



Lower Molar 4980P F7CP

Artery Forceps (5 inch)

รหัสสินค้า	Straight	A0052
	Curved	A0053
ความยาว	5 inch	



Straight



Curved

Artery Forceps (5.5 inch)

รหัสสินค้า	Straight	A0054
	Curved	A0055
ความยาว	5.5 inch	



Straight



Curved

Bone Curettes

รหัสสินค้า	No.84	A0067
	No.85	A1163
	No.86	A1164
	No.87	A1165
	No.88	A1166
ความยาว	18 - 18.7 cm	





Blade Holder

รหัสสินค้า	No.3	A0070
ความยาว	12.5 cm	



Bone File

รหัสสินค้า		A0066
ความยาว	18.5 cm	



Bone Rongeur

รหัสสินค้า	ใหญ่	A0069
	เล็ก	A0068
ความยาว	15.5 cm, 14 cm	



9 cm

10 cm

11 cm

Mouth Gags

รหัสสินค้า	9 cm	A0173
	10 cm	A0174
	11 cm	A0175
วัสดุ	Stainless steel	



Size S

Size M

Size L

Iron Finger

รหัสสินค้า	Size S	A0159
	Size M	A0160
	Size L	A0161
ความยาว	(S) 7 cm, (M) 8 cm, (L) 9 cm	



Molt Curette

รหัสสินค้า	No.871/2-4	A6276
	No.SI-022	A6242
ความยาว	18.5 cm, 17 cm	

Surgery Instruments

เครื่องมือผ่าตัด



Periosteal Retractor

รหัสสินค้า	Retractor No.23	A0184
	Molt No.9	A0183
ความยาว	19.5, 18 cm	



Prichard

รหัสสินค้า	Prichard	A2762
ความยาว	19 cm	




Tissue Forceps

รหัสสินค้า	With teeth	A0277
	No teeth	A0278
ความยาว	12 cm	



With teeth



No teeth



Chisels

รหัสสินค้า	ปลายใหญ่ 6.5 cm.	C-0450
	ปลายเล็ก 4.5 cm.	C-0448
ความยาว	17 cm	



Mallet

รหัสสินค้า	A0123	
ความยาว	19 cm	



Castroviejo

รหัสสินค้า	Needle Holder	A9503
	Scissors	A0027
ความยาว	14.5 cm., 16.5 cm	



Needle Holder



Scissors

Needle Holder

รหัสสินค้า	5.5 inch	A0178
	6 inch	A1205
	6.5 inch	A0179
วัสดุ	Surgical grade stainless steel	



Tungsten Carbide Needle Holder

รหัสสินค้า	5.5 inch	A2355
	6 inch	A1463
	6.5 inch	C-0603
วัสดุ	Surgical grade stainless steel	
ปลาย	Tungsten carbide	



LaGrange Scissors

รหัสสินค้า	A9124	
ความยาว	11.7 cm	



Curved



Scissors (Short Blade)

รหัสสินค้า	Straight	A0219
	Curved	A0220
ความยาว	11 cm	



Straight



Curved

Scissors (Long Blade)

รหัสสินค้า	Straight	A0221
	Curved	A0222
ความยาว	12.2 cm	



Straight



Curved

Scissors (Short Blade) (Gold)

รหัสสินค้า	Curved	SM0008
ความยาว	11.5 cm	



Curved

Kelly Scissors

รหัสสินค้า	Straight	70-1471
	Curved	70-1472
ความยาว	16.3 cm	



Straight



Curved



Goldman Fox Scissors

รหัสสินค้า	Straight	A2685
	Curved	A2686
ความยาว	13 cm	



Straight



Curved

Metzenbaum Scissors (Gold)

รหัสสินค้า	Straight	A9169
	Curved	A9170
ความยาว	14.5 cm	



Straight



Curved

Metzenbaum Scissors

รหัสสินค้า	Straight	A2687
	Curved	A2688
ความยาว	14.5 cm	

Towel Clamps

รหัสสินค้า	8 cm.	A2064
	9 cm.	A0247
วัสดุ	Surgical grade stainless steel	

Tongue Depressors (Minnesota)

รหัสสินค้า	Minnesota	A0276
ความยาว	14.5 cm	



Size S

Size M

Size L

Size XL

Tongue Depressors (Columbia)

รหัสสินค้า	Size S	A6405
	Size M	A1742
	Size L	A2509
	Size XL	A1630

ขนาด (W x L)	Size S = 3 x 13 cm
	Size M = 3.5 x 14 cm
	Size L = 3.5 x 16 cm
	Size XL = 4.5 x 5.5 x 14.8 cm



Crown Remover with 3 Tips

รหัสสินค้า	A0094
ความยาว	15.7 cm

Crown Splitter


รหัสสินค้า	Straight	A2620
	Curved	A9115
ความยาว	15 cm	



Straight



Curved



Crown Removing Plier

รหัสสินค้า	Crown Removing Plier	A9145
	Refill 10 pcs.	A9052
ความยาว	15 cm	




Frazier Suction Tubes

ปลายทึบขนาดเล็ก สามารถชักขึ้นในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้ มีลวดสำหรับทำความสะอาดสิ่งอุดตันภายในท่อ Suction

รหัสสินค้า	Ø 2 mm, L 19.5 cm	A1788
	Ø 2.5 mm, L 18 cm	A0232
	Ø 3 mm, L 18 cm	A0233
	Ø 4 mm, L 18 cm	A0234

ข้อต่อ Slope end fit to 6.5 mm saliva ejector hose



Suction Tubes

ปลายทึบมีให้เลือกหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน

No.	Length	ปลาย Tip Diameter	ข้อต่อ Diameter	รหัสสินค้า
4	20 cm	3 mm	8.5 mm	A0230
5	17.3 cm	4.5 mm	7.5 mm	A1475
6	17.5 cm	5 mm	10 mm	A1476
7	19 cm	4.5 mm	7 mm	A1477
8	14 cm	9 mm	10 mm	A1478
9	13.6 cm	5 mm	10 mm	A1479
10	12.2 cm	5 mm	12 mm	A1480
11	14 cm	5 mm	12 mm	A1481
13	11 cm	5 mm	9.5 mm	A1482
14	12 cm	10 mm	10 mm	A0231
15	11.5 cm	10 mm	10 mm	A1483

3-Ways Tip for Triple Syringe

รหัสสินค้า	A0559
ความยาว	8.5 cm.

Periodontal Instruments

เครื่องมือปริกด



Sickle 5/33

รหัสสินค้า	No.5/33 (ฟันหน้า)	A0235
ความยาว	17.5 cm	



Sickle 6/7

รหัสสินค้า	No.6/7 (ฟันหลัง)	A0236
ความยาว	17.5 cm	



Gracey Curettes

รหัสสินค้า	No. 1/2	A0237
	No. 3/4	A0238
	No. 5/6	A0239
	No. 7/8	A0240
	No. 9/10	A0241
	No. 11/12	A0242
	No. 13/14	A0243
	No. 2R/2L	A0244
	No. 4R/4L	A0245



ความยาว 16.5 - 17.5 cm



หัวชุดหินปูน P10

รหัสสินค้า	Standard Type	A1187
	Slim Type	A1188
ความยาว	19 cm	



Standard Type



Slim Type

Endodontic Instruments

เครื่องมือรักษารากฟัน



Endo Explorer

รหัสสินค้า	EX16	A0100
ความยาว	17 cm	



Endo Plugger

รหัสสินค้า	No. 5/7	A0217
	No. 9/11	A0218
ความยาว	16.5 cm	



Endo Spoon

รหัสสินค้า	No. 31L	A0106
	No. 32L	A2056
	No. 33L	A2057
	No. 35L	A0104
ความยาว	16.5 cm	



Endo Spreaders

รหัสสินค้า	D11T	A0215
	D11TS	A0216
ความยาว	15.3 cm	



Explorer Probe

รหัสสินค้า		A0198
ความยาว	16.5 cm	



Probe

รหัสสินค้า	UNC-15 Probe	SMC007
	WHO Probe	A1446
	Nabers Probe	C-0133
ความยาว	15.5 cm, 15.5 cm, 16.3 cm.	



UNC-15 Probe
1-15 mm markings



WHO Probe
3.5-5.5-8.5-11.5 mm markings



Nabers Probe
3-6-9-12 mm markings

Endodontic Instruments

เครื่องมือรักษารากฟัน



Glick No.1

รหัสสินค้า	Glick No.1	A0121
ความยาว	16.8 cm	



premium plus™



US DONTICS

Finger Ruler

รหัสสินค้า	Premium Plus (0 - 35mm)	A4000
	US Dontics (0 - 35mm)	A0118
วัสดุ	Stainless Steel	



Rubber Dam Frame

รหัสสินค้า	Size 3 x 3 inch	A0212
	Size 4 x 4 inch	A0213
	Size 5 x 5 inch	A0214
วัสดุ	Stainless Steel	



Rubber Dam Forcep

รหัสสินค้า		A0211
ความยาว	17.5 cm	

US DONTICS



Rubber Dam Punch

รหัสสินค้า	US Dontics	A0210
ความยาว	16.5 cm	

Sanctuary

THE DENTAL
ADVISOR
+++++



Rubber Dam Punch

รหัสสินค้า	Sanctuary	A2489
ความยาว	16 cm	
ผลิตจาก	ประเทศมาเลเซีย	

Prosthodontic Instruments

เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์



Caliper

รหัสสินค้า	วัดโลหะ	A0084
	วัด Wax	A0085
ความยาว	10.3 cm	



วัดโลหะ



วัด wax



Divider

รหัสสินค้า	NEO007
ความยาว	9 cm



Enamel Hatchet

รหัสสินค้า	A0108
ความยาว	16.2 cm



Gritman

รหัสสินค้า	A0122
ความยาว	18.5 cm



Lecron Carver

รหัสสินค้า	A9171
ความยาว	17 cm



Plaster Spatula

รหัสสินค้า	Straight	A0185
	Curved	A0186
ความยาว	20.5 cm, 21.5 cm	



Prosthodontic Instruments

เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์



Plaster Shear

รหัสสินค้า	A0187
ความยาว	20.7 cm



Plaster Knife

รหัสสินค้า	A0195
ความยาว	16.5 cm



PKT

รหัสสินค้า	No.1	A0188
	No.2	A0189
	No.3	A0190
	No.4	A0191
	No.5	A0192
ความยาว	16.5 - 18 cm	



Roach Carver

รหัสสินค้า	A0208
ความยาว	17 cm



Wax Carver

รหัสสินค้า	A0279
ความยาว	17.2 cm



Wax Spatula

รหัสสินค้า	No.7	A0281
ความยาว	16.3 cm	



Wax Knife

รหัสสินค้า	A0280
ความยาว	18 cm

Prosthodontic Instruments

เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์



Syringe Silicone

- Syringe สำหรับโหลดและฉีดวัสดุพิมพ์ปาก
- สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave 134°C

รหัสสินค้า	Syringe Silicone set	2930200300
จำนวน	1 x Syringe silicone	
	5 x Plastic nozzle	2900000234
	1 x Cleaning brush	



Wire Cutter

รหัสสินค้า	ปลายคาร์ไบด์	A1875
	Japan type	A0076
ความยาว	18.8 cm	



ปลายคาร์ไบด์



Japan Type



Wire Bending Plier

คีมดัดลวด 325 APEX

รหัสสินค้า	คีมดัดลวด APEX 325	A6140
ขนาดลวด	12.5 cm	



คีมดัดลวด 3 ขา

รหัสสินค้า	คีมดัดลวด 3 ขา	A0078
ขนาดลวด	12.5 cm	



Prosthetic Instruments

เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์



คีมตัดลวดปากกลม-กลม

รหัสสินค้า	คีมตัดลวดปากกลม-กลม	A0079
ขนาดลวด	13 cm	



คีมตัดลวดปากกลม-แบน

รหัสสินค้า	คีมตัดลวดปากกลม-แบน	A0080
ขนาดลวด	12.5 cm	



คีมตัดลวดปากแบน-แบน

รหัสสินค้า	คีมตัดลวดปากแบน-แบน	A0081
ขนาดลวด	12.5 cm	



คีมตัดลวดปากปากนกแก้ว

รหัสสินค้า	คีมตัดลวดปากนกแก้ว	A0082
ขนาดลวด	13 cm	



คีมตัดลวดปากปากกลมเว้า

รหัสสินค้า	คีมตัดลวดปากกลมเว้า	A0083
ขนาดลวด	13.5 cm	



Rimlock Impression Tray with Retention Rims

ถาดพิมพ์ปากแบบไม่มีรู พร้อมขอบสำหรับยึดวัสดุพิมพ์ปาก



รหัสสินค้า	No.11 (XL)	A0136
	No.12 (L)	A0135
	No.13 (M)	A0134
	No.14 (S)	A0133
	No.15 (XS)	A0132
	No.16 (XXS)	A0131

วัสดุ Stainless Steel

Perforated Impression Tray with Retention Rims

ถาดพิมพ์ปากแบบมีรูพรุน พร้อมขอบสำหรับยึดวัสดุพิมพ์ปาก



รหัสสินค้า	No.11 (XL)	A0130
	No.12 (L)	A0129
	No.13 (M)	A0128
	No.14 (S)	A0127
	No.15 (XS)	A0126
	No.16 (XXS)	A0125

วัสดุ Stainless steel

Edentulous Tray ถาดพิมพ์ปากสำหรับพิมพ์ฟันเพื่อทำฟันปลอมทั้งปาก



รหัสสินค้า	Size S	A0138
	Size M	A0139
	Size L	A0140

วัสดุ Stainless steel

Partial Tray ถาดพิมพ์ปากเฉพาะส่วนแบบปรับไม่ได้ สำหรับงานครอบฟันและสะพานฟัน



รหัสสินค้า	Upper Anterior no.33	A0502
	Lower Anterior no.32	A0501
	Upper Right/Lower Left no.31	A0504
	Upper Left/Lower Right no.30	A0503

วัสดุ Stainless steel

Partial Tray ถาดพิมพ์ปากเฉพาะส่วนแบบปรับได้ พร้อมแกนหมุน สำหรับงานฟันปลอมเฉพาะส่วน



รหัสสินค้า	Size S	A0498
	Size M	A0499
	Size L	A0500

วัสดุ Stainless steel

Orthodontic Instruments

เครื่องมืองานจัดฟัน



Band Removing Pliers

รหัสสินค้า	A1323
ความยาว	14.5 cm



Band Crimping Pliers

รหัสสินค้า	A1182
ความยาว	12.5 cm



Band Pusher

รหัสสินค้า	A1186
ความยาว	15 cm



Band Seater

รหัสสินค้า	A1184
ขนาดตลอด	15 cm



Bracket Holder Tweezers

รหัสสินค้า	Type 1	A1407
	Type 2	A9117
ความยาว	14 cm	



Buccal Tube Holder

รหัสสินค้า	NC058
ความยาว	14.5 cm

Orthodontic Instruments

เครื่องมืองานจัดฟัน



Bracket Remove Plier

รหัสสินค้า

A1390

ความยาว

13.5 cm



Contouring Pliers

รหัสสินค้า

Band Contouring Pliers

A1183

Crown Contouring Pliers

A2179

ขนาดลวด

13 cm



Band Contouring Pliers



Crown Contouring Pliers



Distal End Cutter

รหัสสินค้า

A1453

ขนาดลวด

15 cm



Hard Wire Cutter

รหัสสินค้า

A1389

ขนาดลวด

14.5 cm





Howe Pliers

รหัสสินค้า	Straight	A1403
	Curved	A0018
ความยาว	18.8 cm	



Straight



Curved



Ligature Cutter Pliers

รหัสสินค้า	A1406	
ความยาว	13.5 cm	



Ligature Tucker

รหัสสินค้า	NC108	
ขนาดหลอด	17 cm	



Mathieu Pliers for O Ring

รหัสสินค้า	A1391	
ขนาดหลอด	14.5 cm	



Mathieu Pliers for Ligature

รหัสสินค้า	A9125	
ขนาดหลอด	14.5 cm	



Crimpable Hook Pliers

รหัสสินค้า

A9126

ขนาดลวด

14.5 cm



Jarabak Pliers

รหัสสินค้า

A9127

ขนาดลวด

14.5 cm



Torque Pliers

รหัสสินค้า

A9128

ความยาว

13.5 cm



Weingart Pliers

รหัสสินค้า

A9005

ขนาดลวด

13.5 cm



Stainless Steel Instruments

เครื่องมือสแตนเลส



Cotton Container

รหัสสินค้า	3 inch	A0830
	4 inch	A0831
วัสดุ	Stainless Steel	



Cups

รหัสสินค้า	Pumice Cup (Ø33 x H18 mm)	A1633
	M022 (Ø60 x H28 mm) (2 oz.)	0351
	M015 (Ø48 x H30 mm)	0341
	M001 (Ø52 x H54 mm)	A2433
	M014 (Ø83 x H59 mm) (6 oz.)	0352
วัสดุ	Stainless steel	



Dressing Drum

รหัสสินค้า	12x12 cm.	A0808
	16x12 cm.	A0809
	18x14 cm.	A2423
	21x16 cm	A0811
	24x19 cm.	A0812
วัสดุ	Stainless steel	



Sterilizing Forcep

รหัสสินค้า	8 inch	A0821
	10 inch	A0822
	12 inch	A0823
วัสดุ	Stainless steel	



Transfer Forcep

รหัสสินค้า	6 inch	A0816
	8 inch	A0817
	10 inch	A0818
	12 inch	A0819
วัสดุ	Stainless steel	



Forcep Jar

รหัสสินค้า	1 x 4 inch	A0813
	2 x 4.5 inch	A0814
	2 x 7.5 inch	A0815
วัสดุ	Stainless steel	

Stainless Steel Instruments

เครื่องมือสแตนเลส



Pill Counting Tray with Spatula

รหัสสินค้า	A0829
วัสดุ	Stainless steel



8 x 3 x 1.5"

8 x 5 x 2"

12 x 8 x 2.5"

Tray with Cover

รหัสสินค้า	8 x 3 x 1.5 inch	A0835
	8 x 5 x 2 inch	A0836
	12 x 8 x 2 inch	A0837
	12 x 8 x 2.5 inch	A0838
วัสดุ	Stainless steel	



ชามรูปไต

รหัสสินค้า	ชามรูปไต 6"	A2092
	ชามรูปไต 8"	A1789
วัสดุ	Stainless steel	



1 Clip

4 Clips

6 Clips

8 Clips

10 Clips

12 Clips

X-ray Film Holders

รหัสสินค้า	1 Clip	A0627
	4 Clips	A0628
	6 Clips	A0629
	8 Clips	A0630
	10 Clips	A0631
	12 Clips	A0632
วัสดุ	Stainless steel	



หินลับเครื่องมือ

รหัสสินค้า	Sharpening Stone	A1675
วัสดุ	Arkansas Stone	
ขนาด	W100 x H13 x D25mm	

Stainless Steel Instruments

เครื่องมือสแตนเลส

Instrument Box



Universal Tray 2 Layers



3 Instruments




5 Instruments




7 Instruments



10 Instruments



11 Instruments



13 Instruments



14 Plus Instruments



20 Instruments


รหัสสินค้า	3 Instruments	W x L x H: 50 x 203 x 32 mm	SHT-2003
	5 Instruments	W x L x H: 73 x 183 x 35 mm	A1416
	7 Instruments	W x L x H: 93 x 190 x 23 mm	SYT-1407
	10 Instruments	W x L x H: 145 x 184 x 35 mm	A1417
	11 Instruments	W x L x H: 152 x 230 x 33 mm	SNT-8006
	13 Instruments	W x L x H: 180 x 280 x 35 mm	SNT-8003
	14 Plus Instrument (4 Elevator + 10 Instruments + Accessory area)	W x L x H: 202 x 370 x 32 mm	SCT-2214
	20 Instruments	W x L x H: 185 x 286 x 30 mm	A1419
	Universal Tray 2 layers	W x L x H: 255 x 355 x 60 mm	SDT-2126

วัสดุ Stainless steel and silicone rubber



Luxator Periosteal

- เครื่องมือสำหรับตัดเอ็นยึดปริทันต์ ออกแบบโดยทันตแพทย์ชาวสวีเดน สำหรับการถอนฟันแบบไม่บอบช้ำ
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยลดอาการเมื่อยล้า และลดแรงในการถอนฟัน
- ปลายเบลดเรียบบาง สำหรับกดอัดกระดูก เบ้าฟันตัดเยื่อหุ้มทำให้ฟันหลุดออกจากเบ้าฟันได้อย่างนุ่มนวล จึงทำให้การถอนฟันเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวีเดน




รหัสสินค้า	L2S (2mm, straight blade)	DT506339
	L3S (3mm, straight blade)	DT506340
	L3C (3mm, curved blade)	DT506341
	L3CA (3mm, contra angle)	DT506353
	L3IC (3mm, inverted curved)	DT506354
	L5S (5mm, straight blade)	DT506342
	L5C (5mm, curved blade)	DT506343

วัสดุ Stainless Steel, Polyimide PA6.6

Luxator Short Periosteal

- เบลดสั้นกว่า 10 mm
- เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีขนาดมือเล็ก
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวีเดน



รหัสสินค้า	S2S (2mm, straight blade)	DT506358
	S3S (3mm, straight blade)	DT506360
	S3C (3mm, curved blade)	DT506359
	S5S (5mm, straight blade)	DT506362

วัสดุ Stainless Steel, Polyimide PA6.6

Luxator Periotome

DIRECTA



รหัสสินค้า	L2S TIN (2mm, straight blade, green) DT506434
	L3S TIN (3mm, straight blade, grey) DT506433
วัสดุ	Titanium nitride coated stainless steel

Luxator Titanium Periotome

- เคลือบไททาเนียมช่วยลดแรงเสียดทานได้ 43% เมื่อเทียบกับ Luxator แบบปกติ
- ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อให้น้อยที่สุด
- ปลายเคลือบไททาเนียมทนทาน ไม่ต้องลับคม
- ปลายบางและคม ด้ามจับถนัดมือ ทำงานง่ายขึ้น
- แพลไม่บอบซ้ำ คนไข้ไม่เจ็บ และแผลหายไวขึ้น
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวีเดน


Luxator Dual Edge Periotome

DIRECTA



รหัสสินค้า	DE3 (3mm/1.5mm, grey) DT506356
	DE5 (5mm/3mm, brown) DT506357
วัสดุ	Stainless Steel, Polyimide PA6.6

- ปลายเบลต ขอบทั้งสองด้านเป็นขั้น ลดความเสี่ยงในการฉีกเนื้อ
- เหมาะสำหรับฟันหักลึก และรากฟันผุ




Forte Elevator

DIRECTA



รหัสสินค้า	F25 (2.5mm, straight blade, green) DT506370
	F32 (3.2mm, straight blade, grey) DT506371
	F40 (4.0mm, straight blade, light brown) DT506372
วัสดุ	Stainless Steel, Polyimide PA6.6

- อุปกรณ์สำหรับจัดฟัน ปลายเบลตบางแต่แข็งแรง ช่วยให้ยกรากฟันได้ โดยเครื่องมือไม่เสียหาย
- เข้ามุมได้ดี ทนแรงบิดได้สูง
- ใช้ร่วมกับ Luxator Periotome ช่วยให้การถอนฟันเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
- การออกแบบปลายแหลมที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ยึดเนื้อฟันหรือซีเมนต์รากฟันเพื่อการจัดฟันปลอดภัยยิ่งขึ้น





Luxator® Periotome
Periodontal ligament knife

Ergonomic design

A world-renowned, ergonomically designed handle that minimizes fatigue and the amount of force needed during an extraction.

Atraumatic extraction


The fine tapered blade compresses the alveolar bone and cuts the periodontal ligaments, gently easing the tooth from its socket. Reduced damage to the surrounding tissue results in better anatomy for an implant site.

Maximum tactility

The use of highest quality materials gives the instruments outstanding tactility.

Wide range of sizes and shapes

There are many varieties of blades, sizes and shapes available, each with their own specific use and purpose. This enables users to choose the ideal instrument for any extraction.






Dental Instruments



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

- Diagnostic Instruments
- Extraction Instruments
- Surgery Instruments
- Endodontic Instruments
- Restorative Instruments
- Periodontal Instruments
- Implant Instruments





MADE IN GERMANY

Die Firma Schweickhardt befindet sich in Familienbesitz und feiert im Jahr 2021 ihr 125-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahre 1896 wurde die Welt durch zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise und in den Jahren 2020 sowie 2021 durch die Covid Pandemie erschüttert. Trotzdem wird die Marke SCHWERT heute in mehr als 60 Ländern weltweit erfolgreich vertrieben.

In Schweickhardt hat man von Anbeginn an größten Wert auf die Qualität der Produkte gelegt. Moderne Fertigungstechniken, die ihrer Zeit jeweils voraus waren, qualifizierte Mitarbeiter und der enge Kontakt zu Anwendern haben stets dazu geführt, dass man unter der Marke SCHWERT innovative und funktionelle Instrumente erhalten hat. Dieser Anspruch an uns selbst hat sich in den letzten 125 Jahren nicht geändert.

Mit dem vorliegenden UpDate erhalten Sie einen kleinen Überblick über sowohl bewährtes als auch neues Instrumentarium, welches dem Anwender nicht nur helfen soll, seine Arbeit besser zu verrichten, sondern dies auch effektiv und mit Freude zu tun. Unser gesamtes Sortiment können Sie im Internet unter www.schwert.com beauskunften. Sehr gerne steht Ihnen unser Vertriebsteam für Ihre Fragen zur Verfügung.

Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns darauf.

Ihr SCHWERT TEAM

As a family owned business, the company Schweickhardt celebrates its 125th anniversary in 2021. Since its founding in 1896, the world has been rocked by two world wars, a global economic crisis, in 2020 and 2021 by the Covid pandemic. Despite this, the SCHWERT brand is now successfully marketed in more than 60 countries worldwide.

In Schweickhardt, great importance has been attached to the quality of the products from the very beginning. Modern manufacturing techniques, always ahead of their time, qualified employees and close contact with users have always resulted in innovative and functional instruments under the SCHWERT brand. This claim to ourselves has not changed in the last 125 years.

With this update you will receive a small overview of both proven and new instruments, which should not only help the user to do his work better, but also to do it effectively and with pleasure. You can find our entire product range on the Internet at www.schwert.com.

Our sales team will be happy to answer your questions.

Come to us, we look forward to it.


YOUR SCHWERT TEAM

Extraction Instruments

1896 SCHWERT
SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Tooth Forcep No.250-150

รหัสสินค้า 250-150
ความยาว 18 cm




Tooth Forcep No.250-151

รหัสสินค้า 250-151
ความยาว 18 cm



Tooth Forcep No.250-23

รหัสสินค้า 250-23
ความยาว 16.5 cm




Tooth Forcep No.250-150S

รหัสสินค้า 250-150S
ความยาว 15 cm



Tooth Forcep No.250-151S

รหัสสินค้า 250-151S
ความยาว 15 cm




Tooth Forcep No.250-69

รหัสสินค้า 250-69
ความยาว 18 cm




Tooth Forcep No.250-88L

รหัสสินค้า 250-88L
ความยาว 19 cm



Tooth Forcep No.250-88R

รหัสสินค้า 250-88R
ความยาว 19 cm



Root Forcep

รหัสสินค้า Upper 164 164
Lower 166 166
ความยาว 15.5 cm



Extraction Instruments

1896 SCHWERT
SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


Byonet

รหัสสินค้า	Left	836-27
	Right	836-28
ความยาว	16 cm	



Elevator

รหัสสินค้า	634-1 (5 mm)	634-1
	634-2 (3.5 mm)	634-2
	634-3 (3 mm)	634-3
ความยาว	16.4 cm	



Elevator - BEIN

รหัสสินค้า	620-2 (2 mm)	620-2
	620-3 (3 mm)	620-3
	620-4 (4 mm)	620-4
ความยาว	14 cm	



Luxator


รหัสสินค้า	614-2 (2 mm) Straight	614-2
	614-3 (3 mm) Straight	614-3
	614-4 (4 mm) Straight	614-4
	614-5 (5 mm) Straight	614-5
	614-12 (2 mm) Curved	614-12
	614-13 (3 mm) Curved	614-13
	614-14 (4 mm) Curved	614-14
ความยาว	15.5 cm	



Extraction Instruments

Root Tip Pick



รหัสสินค้า	Double Ended No.810	810
	Single End Straight	814-1
	Single End Left	815-3
	Single End Right	815-4
ความยาว	17 cm. / 18 cm	



Surgery Instruments

Artery Forcep

รหัสสินค้า	Straight Short	1254
	Curved Short	1255
	Straight Long	1254-14
	Curved Long	1255-14
ความยาว	12.5 cm / 14 cm	




Needle Holder

รหัสสินค้า	Needle Holder	2016-16
	TC Needle Holder	2018-16 TC
ความยาว	16 cm	

TC Needle Holder

- Long durability due to Tungsten Carbide inserts on both jaws
- Both handles gold coated



Surgery Instruments

1896 SCHWERT
SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

TC Micro Needle Holder with Lock

รหัสสินค้า	2000-10 TC Straight	2000-10
	2000-60 TC Straight	2000-60
ความยาว	17.5 cm	




Bone Rongeurs

รหัสสินค้า	433
ความยาว	16 cm



Adson Forcep (Tissue forcep)

รหัสสินค้า	No Teeth	1207
	With Teeth	1208
ความยาว	12 cm	



Mouth Gag

รหัสสินค้า	สำหรับเด็ก	2237
	สำหรับผู้ใหญ่	2238
ความยาว	12 cm / 14 cm	




Surgery Instruments

1896 SCHWERT
SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Bone Curette

รหัสสินค้า	No.85	1375-1
	No.86	1375-2
ความยาว	17 cm	



Bone File

รหัสสินค้า	1472
ความยาว	17 cm



Periosteal

รหัสสินค้า	Molt No.9	1400
	Molt	1407
	Seldin No.23	1393
ความยาว	Mot No.9, 17.5 cm	
	Molt, 17.5 cm	
	Seldin No.23, 19 cm	



1400 Molt No.9
5mm / 8mm

1407 Molt
5mm / 5mm

1393 Seldin No.23

1405 Prichard
10mm / 5mm

Prichard


รหัสสินค้า	Prichard	1405
ความยาว	18 cm	

Surgery Instruments

1896 SCHWERT
SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



Iris Super Cut Scissors

รหัสสินค้า	Straight	1110-400
	Curved	1111-400
ความยาว	11.5 cm	



La Grange Super Cut Scissors

รหัสสินค้า	1133-400
ความยาว	11.5 cm



Kelly Super Cut Scissors

รหัสสินค้า	Curved	1143-400
ความยาว	16 cm	



Joseph Super Cut Scissors

รหัสสินค้า	Curved	1125-400
ความยาว	14 cm	



Crown Scissors

รหัสสินค้า	Straight No.4821	SW4821
	Curved No.4825	SW4825
ความยาว	10.5 cm	



Surgery Instruments

Crown Removing Plier (GC Plier)

รหัสสินค้า	GC Plier	4930
	Replacement Kit	4930-13
ความยาว	11.5 cm	

Universal Crown Removal Pliers with exchangeable plastic tips.
Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring,
20 plastic-polymer tips and 10g Diatrac adhesive powder.

Replacement kit: 10g Diatrac adhesive powder, 40 plastic-polymer tips.



Endodontic Instruments

Root canal Spreaders D11TS

รหัสสินค้า	3620-03
ความยาว	16 cm, Ø 0.3 mm



Rubber Dam Punch

รหัสสินค้า	Punch forceps	3550
ความยาว	17 cm	



Rubber Dam Forcep

รหัสสินค้า	Clamp forceps	3554-4
ความยาว	18 cm	



Restorative Instruments



Interproximal Carver

รหัสสินค้า	4136
ความยาว	17 cm



Cord Packer


รหัสสินค้า	4880-2
ความยาว	17 cm



Periodontal Instruments

Sickle Scaler

รหัสสินค้า	H6/7	3305-06
ความยาว	17.4 cm.	




H6/7

Hygienist Sickle Scaler with opposed tips
For anterior and premolars, mesial / distal.

Jacquette Scaler

รหัสสินค้า	H5/33	3305-533
ความยาว	17.4 cm.	



H5/33

For anterior and premolars, especially for heavy calculus

Exchange Key

รหัสสินค้า	3300-00
ความยาว	12.3 cm.



For exchanging the working tips

Implant Instruments

Ti Currettes (Titanium Currettes)

รหัสสินค้า	No.1/2 Titanium	3303-01Ti
	No.3/4 Titanium	3303-03Ti
	No.5/6 Titanium	3303-05Ti
	No.4R/4L Titanium	3303-04Ti

ความยาว 17.4 cm

Titanium currettes: All purpose implant currettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks. The titanium inserts are resharpenable.



Bone Mill Forceps

รหัสสินค้า	Bone Mill Forceps	1722
วัสดุ	Titanium	


For the preparation of autologous bone material. Specially designed new forceps, which allows parallel closing of the milling parts.

Trephine Burs (10mm. body length)

รหัสสินค้า	Ø interior	Ø exterior	Graduation
1750-340	3.0 mm	5.0 mm	2/4/6/8/10
1750-350	5.0 mm	6.0 mm	2/4/6/8/10

Trephine Burs (14mm. body length)

รหัสสินค้า	Ø interior	Ø exterior	Graduation
1750-230	3.0 mm	4.0 mm	6/8/10/12/14
1750-240	4.0 mm	5.0 mm	6/8/10/12/14
1750-250	5.0 mm	6.0 mm	6/8/10/12/14



Plastic Probe

รหัสสินค้า	UNC12	HD1022
ปริมาณ	5 piece	

Features

- Made of special plastic, which is strong and flexible and makes the patient feel comfortable when it is in the mouth
- Simple and easy to measure
- Easy and convenient to handle





1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Schwert Dental

SCHWERT
SWORD - ESPADA
EPEE - SPADA



■ ■ ■ Made in Germany

 **Watermarkly**

Choice for millions of dentists worldwide



Dental Equipments



- Cordless Endomotor
- Apex Locator
- Gutta-percha Obturation System
- Dental Air Polisher
- Imaging Plate Scanner
- Plasma Air Purifier
- Curing Light
- Ultrasonic Scaler
- Handpiece for Ultrasonic Scaler





Ai-Motor

Woodpecker Brushless Endo Motor
REDSIGNED FOR EXPERTS

Dr. Yoshi Terauchi

Customized
reciprocating angle

Integrated
apex locator mode
delivers
safety protection

High performance
brushless motor

Safe ledge bypassing

Mini
contra-angle

Stable operation
enables efficient
preparation



Watermarkly
Yoshi Terauchi


Cordless Endo Motor




Ai-Motor (T-mode)



- ใช้ในการเตรียม, ขยายคลองรากฟัน หรือวัดความยาวคลองรากฟัน
- ทำ Ledge bypassing ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการขยายคลองรากฟัน ในลักษณะหมุนไปมาสั้นๆ 90° (Watch-winding motion) ก่อน Ledge bypass และหมุนไปข้างหน้า 180° และหมุนกลับ 90° หลัง Ledge bypass
- สามารถปรับมุมหมุนไปกลับได้ตั้งแต่ 20° - 400° (ปรับทีละ 10°)
- หัว Contra-angle ขนาดเล็ก Ø 8mm สูง 9.7mm หมุนได้ 360°
- ใช้มอเตอร์แบบ Brushless ประสิทธิภาพสูง มีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย และอายุการใช้งานยาวนาน ทำงานได้นิ่งในปลายรากที่แคบหรือโค้ง ลดความเสี่ยงในการทำไฟล์หัก
- เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ไฟล์เข้าไปในคลองรากฟัน และหยุดทำงานเมื่อนำไฟล์ออกมา
- หมุนข้างอัตโนมัติเมื่อถึงปลายรากฟันส่วนแคบ
- หมุนกลับด้าน/หยุดหมุนเมื่อถึงจุดหยุดบริเวณปลายรากฟัน
- มีโหมดการทำงาน 6 โหมด
 - EAL: สำหรับวัดความยาวคลองรากฟัน (Apex locator)
 - CW: หมุนตามเข็มนาฬิกา 360° ใช้กับไฟล์โรตารี (Rotary file)
 - CCW: หมุนทวนเข็มนาฬิกา ใช้กับไฟล์พิเศษ หรือใช้สำหรับฉีดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือสารอื่นๆ
 - REC: โหมดหมุนไปกลับ ใช้สำหรับไฟล์ชนิดหมุนไปกลับ (Reciprocating file)
 - ATR: ปรับแรงบิดหมุนกลับด้านได้
 - T-mode: สำหรับ Ledge bypass หมุนไปข้างหน้า 90° และหมุนกลับ 90° จากนั้นหมุนตามโหมดที่เลือกไว้



รหัสสินค้า	Ai-Motor (T-mode) black edition	AIMOTOR-B
	Ai-Motor (T-mode) red edition	AIMOTOR-R
แบตเตอรี่	Lithium battery 3.7V / 2000mAh	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 400mA Max	
ไฟฟ้าขาออก	DC 5V 1A	
แรงบิด	0.4 - 5.0 Ncm (4 - 50mNm)	
ความเร็วรอบ	100 rpm - 2500 rpm	



Integrated apex locator mode delivers safety protection



Cordless Endo Motor



EndoMatic



- เครื่องขยายคลองรากฟันแบบไร้สาย พร้อมวัดความยาวรากฟัน Apex locator ในชิ้นเดียวกัน
- หัวพลาสติก Contra-angle หมุนได้ 300 องศา และสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- หน้าจอ OLED มองเห็นได้ชัดเจนทุกมุมมอง
- มีช่วงแรงบิด (Torque) และความเร็วรอบที่กว้าง จึงสามารถใช้ร่วมกับไฟล์ได้หลากหลาย เช่น FKG, X-endo, Shaper
- ใช้ระบบควบคุมแรงบิดแบบไดนามิก ป้องกันการแยกไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ไฟล์เข้าไปในคลองรากฟัน และหยุดทำงานเมื่อนำไฟล์ออกมา
- หมุนกลับด้าน/หยุดหมุนเมื่อถึงจุดหยุดบริเวณปลายรากฟัน
- ไฟล์จะหมุนช้าลงเมื่อใกล้ถึงจุดหยุดบริเวณปลายรากฟัน (Apical stop)
- มีโหมดการทำงาน 5 โหมด
 - EAL: สำหรับวัดความยาวคลองรากฟัน (Apex locator)
 - CW: หมุนตามเข็มนาฬิกา 360° ใช้กับไฟล์โรตารี (Rotary file)
 - CCW: หมุนทวนเข็มนาฬิกา ใช้กับไฟล์พิเศษ หรือใช้สำหรับฉีดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือสารอื่นๆ
 - REC: โหมดหมุนไปกลับ สำหรับไฟล์ชนิดหมุนไปกลับ (Reciprocating file)
 - ATR: ปรับแรงบิดหมุนกลับด้านได้

รหัสสินค้า	EndoMatic	A2870
แบตเตอรี่	Lithium battery 3.7V / 2000mAh	
ไฟฟ้าเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 400mA Max	
ไฟฟ้าออก	DC 5V 1A	
แรงบิด	0.4 Ncm - 5.0 Ncm (4mNm - 50mNm)	
ความเร็วรอบ	100 rpm - 1000 rpm	



Cordless Endo Motor




Endo Pace




- ใช้ในการเตรียมและขยายคลองรากฟัน
- ใช้มอเตอร์แบบ Brushless ประสิทธิภาพสูง มีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย และอายุการใช้งานยาวนานกว่ามอเตอร์แบบ Brush ถึง 10 เท่า ทำงานได้ในปลายรากที่แคบหรือโค้ง
- สามารถปรับมุมหมุนไปกลับได้ตั้งแต่ 20° - 400° (ปรับทีละ 10°)
- ควบคุมมุมการหมุนได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงของการแยกออกของเครื่องมือ ทำให้การเตรียมคลองรากฟันเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- หัว Contra-angle ขนาดเล็ก Ø 8mm สูง 9.7mm หมุนได้ 360° อัตราส่วนความเร็ว 6:1 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเร็วต่ำและการหมุนที่เสถียรภายใต้แรงบิดสูง
- สามารถปรับมุมหมุนไปกลับได้ตั้งแต่ 20° - 400° (ปรับทีละ 10°)
- น้ำหนักเบา กระทัดรัด
- สามารถทำงานร่วมกับเครื่องวัดความยาวรากฟัน (Apex locator)
- มีโหมดการทำงาน 4 โหมด
 - CW: หมุนตามเข็มนาฬิกา 360° ใช้กับไฟล์โรตารี (Rotary file)
 - CCW: หมุนทวนเข็มนาฬิกา ใช้กับไฟล์พิเศษ หรือใช้สำหรับฉีดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือสารอื่นๆ
 - REC: โหมดหมุนไปกลับ (F/R) ใช้สำหรับไฟล์ชนิดหมุนไปกลับ (Reciprocating file)
 - ATR: ปรับแรงบิดหมุนกลับด้านได้

รหัสสินค้า	Endo Pace	A0033
แบตเตอรี่	Lithium battery 3.6V / 850mAh	
ไฟฟ้าขาเข้า	100V-240V, 50Hz/60Hz, 0.4A Max	
ไฟฟ้าขาออก	DC 5V / 1A	
แรงบิด	0.4 - 4.2 Ncm	
ความเร็วรอบ	100 rpm - 1500 rpm	
น้ำหนัก	106.8 g	



■ Endo Pace ■ Asian Ebrand ■ European D brand




Apex Locator




Ai-Pex



- เครื่องวัดความยาวรากฟันและทดสอบการตอบสนองของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน (Apex locator with pulp tester) สามารถใช้ร่วมกับเครื่องขยายคลองรากฟัน (Endo motor)
- ทดสอบการตอบสนองของเนื้อเยื่อโพรงฟันต่อการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่คงที่ (Electric pulp testing)
- ใช้ร่วมกับเครื่องขยายคลองรากฟัน (Endo motor) ช่วยทำให้เห็นตำแหน่งไฟล์ในคลองรากฟันแบบเรียลไทม์ และสามารถใช้งานฟังก์ชันอัตโนมัติต่างๆ ร่วมด้วยได้ เช่น หมุนกลับด้านอัตโนมัติเมื่อถึงจุดหยุดบริเวณปลายรากฟัน (Apical stop) เป็นต้น
- วัดความยาวคลองรากฟันได้อย่างแม่นยำและบอกตำแหน่งรูเปิดปลายรากฟัน (Apical foramen) ได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำ
- ฐานเครื่องเป็นแม่เหล็กดูดติดกับตัวเครื่อง โดยสามารถหมุนตัวเครื่องได้ 360 องศา
- หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 4 สี ขนาด 3.8 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน
- มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อระยะห่างระหว่างเครื่องมือวัดและคลองรากฟัน น้อยกว่า 1.5 mm เสียงเร็วขึ้นเมื่อเข้าใกล้มากขึ้น และเสียงเตือนยาวเมื่อถึงจุดหยุดบริเวณปลายรากฟัน (Apical stop)
- มีที่ยึดไฟล์ 4 ชั้น, ตัวคล้องริมฝีปาก 5 ชั้น, โพรบวัด 2 หัว และโพรบทดสอบ 2 หัว โดยสามารถทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- โพรบมีสองขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5mm และ 2.6mm)
- สามารถชาร์จไฟได้เต็มภายใน 3 ชม. และใช้งานได้นานถึง 5 ชม. 20 นาที



รหัสสินค้า	Ai-Pex	AIPEX
ขนาด	101 x 101 x 175.5 mm	
น้ำหนัก	685 g	
แบตเตอรี่	Lithium battery 3.7 V/2000mAh	
กินไฟ	≤ 0.5W	



Apex Locator



Minipex



- เครื่องวัดความยาวรากฟันขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ความแม่นยำสูง
- ตัวเครื่องทำจาก ABS หน้าจอขนาด 2.4 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน
- แสดงผลด้วยสีบนหน้าจอ พร้อมเสียงเตือนเมื่อระยะห่างระหว่างเครื่องมือวัดและคลองรากฟัน น้อยกว่า 2 mm
- มีที่ยึดไฟล์ 4 ชั้น, ตัวคล้องริมฝีปาก 5 ชั้น, และโพรบ 2 หัว ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- สามารถชาร์จไฟได้เต็มภายใน 6 - 8 ชม.


รหัสสินค้า	Minipex	MINIAPEX
ขนาด	70 x 62 x 20 mm	
น้ำหนัก	71 g	
แบตเตอรี่	3.7 V/mAh	
กินไฟ	≤ 5W	

Woodpex V



- เครื่องวัดความยาวรากฟัน ประสิทธิภาพสูง ความแม่นยำสูง
- ใช้เทคโนโลยี Multi-frequency เพื่อบอกตำแหน่งปลายรากฟัน
- หน้าจอ LCD ขนาด 4.5 นิ้ว แสดงภาพขยายปลายรากฟันส่วนแคบที่สุด และตำแหน่งหัวไฟล์ได้อย่างแม่นยำ มีแถบสีที่แตกต่างกัน และเสียงแจ้งเตือน
- สามารถตั้งค่าตำแหน่งแจ้งเตือนและเสียงเตือนเมื่อหัวไฟล์เข้าใกล้จุดหยุดบริเวณปลายราก (Apical Stop Setting)
- มีที่ยึดไฟล์ 4 ชั้น, ตัวคล้องริมฝีปาก 5 ชั้น, และโพรบ 2 หัว ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ชาร์จไฟเต็มภายใน 2 ชั่วโมง

รหัสสินค้า	Woodpex V	WOODPEX-V
ขนาด	W88 x L84 xH112 mm	
น้ำหนัก	336 g	
แบตเตอรี่	Lithium battery 3.6 V/750mAh (Model: 14500)	
กินไฟ	≤ 0.5W	



Gutta-percha Obturation System



Fi-G



- ปืนฉีดวัสดุอุดคลองรากฟัน กัดตาเปอร์ชา (Gutta-percha)
- สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้สูงถึง 200°C ได้ภายใน 15 วินาที
- ตั้งอุณหภูมิได้ 4 ค่า (150°C, 180°C, 200°C, 230°C)
- หน้าจอแสดงผลทั้งสองด้าน ใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวา
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานสะดวก
- ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเดียว
- มีระบบป้องกันความปลอดภัย โดยปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากทำงาน 10 นาที
- หัวฉีดขนาด 0.5mm หมุนได้ 360 องศา

รหัสสินค้า	Fi-G Gutta-percha	FI-G
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 0.8 mA	
ไฟฟ้าขาออก	DC 15A/1.6A	



Fi-P



- เครื่องฉีดวัสดุอุดคลองรากฟัน กัดตาเปอร์ชา (Gutta-percha)
- สามารถเพิ่มอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ได้ภายใน 0.5 วินาที และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติทุก 10 วินาที เพื่อความปลอดภัย
- ตั้งอุณหภูมิได้ 4 ค่า (150°C, 180°C, 200°C, 230°C)
- หน้าจอแสดงผลสามารถหมุนได้ ใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวา
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานสะดวก
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเดียว

รหัสสินค้า	Fi-P Gutta-percha	FI-P
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 0.8mA	
ไฟฟ้าขาออก	DC 15A/1.6A	



Gutta-percha Obturation System



Tips for Obturation Fi-G



Tips for Obturation Fi-P



Dental Turbine Handpiece

HP33 Airotor Handpiece



- ด้ามกรอฟันชนิดกรอเร็ว ชนิดรูน้ำระบายความร้อนของหัวกรอฟัน (Bur) จำนวน 3 รู และรูด้านท้าย 4 รู
- มีระบบป้องกันการดูดย้อนกลับของน้ำและลมขณะหยุดใช้งาน (Anti-suction sanitary head system) ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการปนเปื้อนภายในหัวด้ามกรอ
- ลูกปืนเซรามิก ทนต่อการสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนาน
- แรงจับหัว Bur สูงถึง 35N สามารถถอดเปลี่ยนหัว Bur ได้ด้วยการกด (Push Button)
- แรงบิด (Torque) สูง สามารถกรอตัดเนื้อฟันได้ง่าย
- แรงดันลม 0.25 - 0.27 MPa, แรงดันน้ำ 0.1 - 0.25 MPa
- ความเร็วรอบ 300,000 - 350,000 รอบต่อนาที
- เสียงรบกวนน้อยกว่า 70 dB
- สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	HP33 Airotor Handpiece	HP11M4
ความสูงส่วนหัว	13.4mm	
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว	Ø12mm	
ความสูงส่วนหัว	13.4mm	

ลูกปืนเซรามิก




รูน้ำ 3 รู สำหรับระบายความร้อนหัว Bur



Dental Air Polisher



AP-A



- เครื่องพ่นขัดคราบทำความสะอาดฟัน เป็นการใช้น้ำ, ลม และผงขัดร่วมกัน
- สามารถปรับแรงดันลมและปริมาณน้ำได้
- สำหรับใช้ขัดคราบสี คราบจุลินทรีย์ (dental plaque) และสิ่งสกปรกที่เกาะติดตามผิวฟัน และซอกฟันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้ามหัวพ่นมีน้ำหนักเบา สามารถถอดแยกออกเป็น 3 ส่วนได้ง่ายและประกอบได้ง่าย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave
- มีด้ามหัวพ่นสำหรับการขัดคราบเหนือเหงือก (Supragingival) และใต้เหงือก (Subgingival)
- หัวพ่นสำหรับใต้เหงือก (Subgingival) สามารถหมุนได้ 360 องศา ปรับโค้งงอได้ มีรูพ่นผงขัด 3 รู และรูพ่นน้ำ 1 รู
- ผงขัดชนิดพิเศษ (Prophylaxis powder) มีส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนต และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ มีรสชาติดี มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 65 ไมครอน ผงกันน้ำ ไม่ทำให้เกิดการอุดตันที่หัวพ่น
- ถังใส่ผงขัดสำหรับการขัดคราบเหนือเหงือก (Supragingival) และใต้เหงือก (Subgingival) ภายในเป็นทรงกรวยโปร่งใส หมุนได้ 360 องศา ทำให้สามารถมองเห็นการไหลของผงขัดในถังได้
- ขนาดกระทัดรัด ดีไซน์โฉบเฉี่ยว สวยหรู

รหัสสินค้า	AP-A	AP-A
แรงดันลมขาเข้า	5.5 - 7.5 bar (0.55 - 0.75 MPa)	
ขนาด	W170 x H90 x L270mm	
น้ำหนัก	2 kg	

Main unit	1 unit	25µm subgingival glycine powder	1 bottle	Needles (Long & Short)	1 kit
Foot pedal	1 pc	65µm supragingival sodium bicarbonate powder	1 bottle	700mL conical water bottle	1 pc
Power adapter (power cord included)	1 pc	Nozzle wrench	1 pc	Male and female connectors	1 pair
Subgingival air polishing handpiece (AP-2)	1 pc	Subgingival nozzle	10 pcs	Union tee	1 pc
Supragingival air polishing handpiece (AP-1)	1 pc	1400mL water bottle	1 pc	Air pipe connector	1 pc
Subgingival powder tank	1 pc	Sterilization box	2 pcs	Supragingival powder tank	1 pc



Imaging Plate Scanner



i-Scan



- เครื่องสแกนเพลทเอกซเรย์ดิจิทัล
- เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นสัญญาณภาพดิจิทัลทำงานด้วยหน่วยประมวลผลกลาง 8 แกน (8-Core CPU) ประสิทธิภาพการทำงานสูง
- แสดงผลบนหน้าจอขนาด 7 นิ้วแบบสัมผัส ด้วยความละเอียดภาพสูงถึง 800 x 1280 pixel
- ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มครั้งเดียว
- ขนาดกะทัดรัด สามารถวางใกล้เก้าอี้ทำฟันให้คนไข้ดูได้
- สามารถต่อใช้งานกับคีย์บอร์ดหรือเมาส์ได้
- แผ่นรับภาพรังสี 4 ขนาด (0 - 3) สำหรับภาพฟันหลากหลายตำแหน่ง มีความบางเพียง 0.4 มม. ใช้งานได้มากกว่า 1,000 ครั้ง
- แสดงผลได้ทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ โดยเชื่อมต่อถึงกันผ่าน Wi-Fi ใช้งานได้สะดวกสบาย
- ซอฟต์แวร์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้งานง่าย มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน ประมวลผลภาพได้อย่างแม่นยำ
- คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ i-Scan ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8, Windows 10
 - หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Core i4
 - หน่วยความจำหลัก (RAM) 8GB หรือมากกว่า
 - หน่วยเก็บความจำหลัก (Harddisk) 500GB หรือมากกว่า
 - การ์ดจอ NVIDIA GT710
 - จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1980 x 1280
 - มีพอร์ต USB และสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้



รหัสสินค้า	i-Scan	PSP-I
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 1.1A	
ไฟฟ้าขาออก	DC 5V 3.2A	
น้ำหนัก	4.5 kg	
Image uniformity	< 2%	



Digital Imaging Plate System




RIOScan



Components



Image Plate Sizes




- เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นสัญญาณภาพดิจิทัล
- โหมด HS ใช้เวลาสแกนภาพเพียง 5 วินาที
- มีระบบตรวจจับแผ่นรับภาพรังสีเมื่อใส่แผ่นเข้าเครื่อง และสามารถแยกขนาดของแผ่นรับภาพรังสีที่ใส่เข้าไปได้อัตโนมัติ
- สามารถลบภาพได้โดยอัตโนมัติ
- สามารถตรวจสอบภาพที่สแกนแล้วได้ที่จอทัชสกรีนขนาด 4.3 นิ้ว
- โหมด Quick Scan สามารถสแกนภาพและเก็บภาพไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่อง เมื่อการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายมีปัญหา
- ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถวางใกล้เก้าอี้ทำฟันให้คนไข้ดูได้ และสามารถแชร์ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในคลินิกได้ผ่านเครือข่าย Ethernet
- มีซอฟต์แวร์ RIOView สำหรับแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการภาพ, วัดขนาด, ปรับความคมชัด, ปรับความเข้มและความสว่างของภาพได้ เป็นต้น
- แผ่นรับภาพรังสี (Image Plate) 5 ขนาด (0 - 5) สำหรับภาพฟันหลากหลายตำแหน่ง บางคล้ายฟิล์ม โค้งงอได้ง่าย นำกลับมาใช้ซ้ำได้
- คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ RIOScan ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8, Windows 10
 - หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Core i5
 - ความละเอียดของจอ 1280 x 800 pixel หรือสูงกว่า
 - Ethernet ความเร็ว 100Mbps
- ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้

รหัสสินค้า	RIOScan RPS500	RPS500
ขนาด	W170 x H260 x D278mm	
น้ำหนัก	4.5 kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 1.5A (DC 2.4V Adapter 2.5A)	
Image uniformity	< 2%	

2 Multi-access with Existing Ray Viewer SMARTDent™



3 Integration with Existing 3rd Party Viewer




1 Standalone RIOView



Imaging Plate Scanner




i-Sensor



- ระบบภาพเอ็กซเรย์ดิจิทัลภายในช่องปาก
- สามารถประมวลผลภาพภายใน 3 วินาที ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- มีความละเอียดในการรับภาพ 25 lp/mm ด้วยชิป ADC 16 bit สามารถแสดงรายละเอียดของภาพได้มากขึ้น มีความคมชัดสูง ช่วยในการตรวจหาฟันผุ และรักษารากฟัน
- ตรวจพบจุดแยกคลองรากฟันได้อย่างง่ายดาย
- แผ่นเซนเซอร์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มุมโค้งมน หนาเพียง 4.5 มม. IP68 กันน้ำ กันฝุ่น สามารถจุ่มลงในน้ำยาฆ่าเชื้อได้
- สายของเซนเซอร์มีความทนทาน ผ่านการทดสอบการโค้งงอมากกว่า 80,000 ครั้ง
- แสดงผลบน i-Scan ได้
- แสดงผลได้ทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ โดยเชื่อมต่อถึงกันผ่าน Wi-Fi ใช้งานได้สะดวกสบาย
- ซอฟต์แวร์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้งานง่าย มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน ประมวลผลภาพได้อย่างแม่นยำ
- คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ i-Sensor ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
 - หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core 2 หรือดีกว่า
 - หน่วยความจำ (RAM) 2GB หรือมากกว่า
 - ความจุฮาร์ดดิสก์ 320GB หรือมากกว่า
 - การ์ดจอ NVIDIA หรือ ATI
 - จอคอมพิวเตอร์ ความละเอียด 1280 x 1024 หรือมากกว่า
 - มีพอร์ต USB และสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

รหัสสินค้า	i-Sensor H1	SS-H1
	i-Sensor H2	SS-H2
ขนาด	38.5 x 25 x 4.5mm (H1), 40 x 31 x 4.5mm (H2)	
น้ำหนัก	118g (H1), 158g (H2)	
แผ่นรับภาพ	20 x 30mm (H1), 26 x 36mm (H2)	
ไฟฟ้าเข้า	5V USB interface	



Plasma Air Purifier




X5

Q7



- เครื่องฟอกอากาศพลาสมาแรงดันสูง เกรดการแพทย์
- เทคโนโลยีฟอกอากาศระบบไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง ดักจับอนุภาคและละอองฝอยได้เล็กถึง 14 นาโนเมตร (0.0146 ไมครอน)
- ใช้เทคโนโลยี TPA Ion Field ด้วยสนามไฟฟ้าสถิตแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 20,000 ถึง 40,000 โวลต์ สามารถฆ่าไวรัสและแบคทีเรียได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ทำให้เกิดขยะพิษ
- สามารถฆ่าเชื้อ H3N3 influenza virus ได้ 99.97% และเชื้อ Staphylococcus albicans ได้ 99.99%
- มีเซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (PM 2.5) ที่มีความแม่นยำสูง พร้อมตัวเลขแสดงผลค่ามาตรฐานของฝุ่น และสัญญาณไฟ 3 สี แสดงคุณภาพของอากาศ
- ควบคุมการทำงานผ่านปุ่มเพียงปุ่มเดียว (เปิด-ปิด, ปรับความเร็วลม, เลือกโหมดการทำงาน)



รุ่น	X5	Q7
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220 Vac	220 Vac
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50 / 60Hz	50 / 60Hz
กำลังไฟฟ้า	55 Watt	110 Watt
พื้นที่ใช้งาน	30 - 40 ตารางเมตร	70 - 110 ตารางเมตร
อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ของอนุภาค	355 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
เสียงการทำงาน (เบาที่สุด)	40 เดซิเบล	40 เดซิเบล
ขนาด	316 x 306 x 650mm	380 x 380 x 760mm
น้ำหนัก	10.7 kg	19.7 kg
รหัสสินค้า	WAPQ3	WAPQ7

Curing Light




X-Cure



- ตัวด้ามโลหะ มีให้เลือก 2 สี (สีทอง และสีเงิน)
- หน้าจอ OLED เป็นเทคโนโลยีล่าสุด มองเห็นชัดเจน ใช้งานง่าย
- โหมดการทำงาน 3 โหมด: Check, Soft, High
 - โหมด Check ($200 - 400 \text{ mw/cm}^2$): 30, 60 วินาที
 - โหมด Soft ($1000 - 1200 \text{ mw/cm}^2$): 5, 10, 15, 20 วินาที
 - โหมด High ($2300 - 2500 \text{ mw/cm}^2$): 1, 2 และ 3 วินาที
- ความยาวคลื่น $385 - 515 \text{ nm}$ เหมาะสำหรับฉายแสงเรซินทั่วไปที่ใช้ในงานทันตกรรม
- ให้แสงที่คงที่สม่ำเสมอและความเข้มแสงสูง มีมุมการปล่อยแสงแคบเพียง 20.6° ทำให้แสงที่ส่องออกมาสามารถโฟกัสได้มากกว่าและบ่มวัสดุได้ดี
- ใช้ไฟ LED ขนาด 10W ที่สามารถให้ความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 3000 mw/cm^2 สามารถบ่มได้ลึกขึ้น ลดระยะเวลาในการฉายแสง เพิ่มประสิทธิภาพในการฉายแสง
- การฉายแสงไม่ตรงกับวัสดุ และห่างจากวัสดุ 7 mm สามารถบ่มได้ลึกถึง 5.28 mm
- สามารถตรวจหารอยฟันผุได้ด้วยการใช้โหมด Check โดยจะเห็นรอยฟันผุเป็นสีส้ม
- ให้ความแข็งแรงของเรซินที่บ่มแล้ว สูงกว่ายี่ห้ออื่นๆ
- ค่าการหดตัวของเรซินที่บ่มแล้ว น้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆ





Befor caries detection





Under caries detection

รหัสสินค้า	X-Cure Gold	X-Cure-Gold
	X-Cure Silver	X-Cure-Silver
ขนาด	276 x 28 x 30mm	
น้ำหนัก	750 g	
แบตเตอรี่	Rechargeable Lithium Battery ICR 18490, 1400mAh	
ไฟฟ้าขาเข้า	Adapter AC 100V-240V 50Hz/60Hz 0.8A max	
ไฟฟ้าขาออก	DC 15V 1.6A	
ความเข้มแสง	Maximum 3000 mW/cm^2	



Model	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
X-Cure	100.0%	95.7%	89.7%	82.9%	77.8%	71.8%	67.5%	61.5%



Curing Light



LED.H




- ตัวดำโลหะ มีให้เลือก 5 สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ดำ และขาว)
- โหมดการทำงาน 3 โหมด: Full, Ramping, Pulse
- เลือกตั้งเวลา: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 วินาที
- ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูง
- เมื่อชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง ใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 500 ครั้ง เมื่อทำงานใน Low mode
- กินไฟน้อยในโหมดพร้อมทำงาน (Standby)

รหัสสินค้า	LED.H Curing Light	LEDH
ขนาด	252mm x Ø25 mm	
น้ำหนัก	178 g	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V 50Hz/60Hz	
ความเข้มแสง	1000mW/cm ² -1200mW/cm ²	

LED.H Ortho



- ตัวดำโลหะ ระบายความร้อนได้ดี ไม่ทำให้ตัวดำจับร้อนขณะใช้งานเป็นระยะเวลานาน
- ท่อนำแสงเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดได้ด้วยวิธี Autoclave
- โหมดการทำงาน 2 โหมด:
P1: โหมด Orthodontic (1600-1800mw/cm²)
เลือกตั้งเวลา: 3, 5, 10 วินาที
P2: โหมด Standard (1000-1200mw/cm²)
เลือกตั้งเวลา: 5, 10, 15, 20 วินาที
- ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูง
- ให้ความเข้มแสงคงที่ ถึงแม้ว่าพลังงานแบตเตอรี่จะลดลง
- ผลทดสอบดังกราฟ การฉายแสงโดยที่ความเข้มแสงไม่คงที่ จะทำให้การแข็งตัวของเรซินไม่สมบูรณ์เมื่อพลังงานลดลงเหลือ 60%



รหัสสินค้า	LED.H Ortho Curing Light	LEDHORT
ขนาด	252mm x Ø25 mm	
น้ำหนัก	178 g	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V 50Hz/60Hz	

Rapid Orthodontic
3 seconds for curing

ด้วยความเข้มแสงสูงถึง 1800mW/cm²
ใช้เวลาเพียง 3 วินาทีในการยึดเบร็กเก็ต

Beveled Light Guide

New

- ท่อนำแสงแบบโค้งเอียงแบบใหม่
- ฉายแสงแนวตั้งได้ทุกมุม
- แก้ไขปัญหาความเข้มแสงที่น้อยลงเมื่อฉายแสงในแนวตั้ง ในท่อนำแสงแบบเก่า
- ความเข้มแสงสูงกว่าท่อนำแสงแบบเก่ามากกว่า 40%
- มีอะไหล่ท่อนำแสง 2 ชิ้น

Curing Light



Accessories for LED.H and LED.H Ortho



รหัสสินค้า	Light Guide for LED.H and LED.H Ortho	A2698
ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm	
รหัสสินค้า	Battery for LED.H and LED.H Ortho	A2452
รุ่น	Lithium battery ICR 18650, 3.7V 2200mAh	

LED.F




- หน้าจอแบบ OLED สามารถมองเห็นได้ทุกมุมมอง
- หน้าจอแสดงระยะเวลาที่เลือก, เวลาที่กำลังทำงาน, ระดับความเข้มแสง
- ด้ามฉวยออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับถนัดมือ
- มีพัดลมในตัว เพื่อระบายความร้อน
- ท่อนำแสงเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดได้ด้วยวิธี Autoclave
- มีแผ่นพลาสติกกรองแสงเพื่อถนอมสายตา
- ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- เมื่อชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง ใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 500 ครั้ง เมื่อทำงานใน Low mode
- มีเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง และสัญญาณไฟบอกความเข้มแสง
- มีโหมดการทำงาน 3 โหมด คือโหมด Turbo, Normal และ Low
- เหมาะสำหรับฉายแสงสำหรับจัดฟัน, วีเนียร์ และโพสต์



Turbo mode
Light Intensity: 1600 mW/cm² - 1800 mW/cm²
Select of Time: 3 sec, 5 sec and 10 sec.



Normal mode
Light Intensity: 1000 mW/cm² - 1200 mW/cm²
Select of Time: 5 sec, 10 sec and 20 sec.



Low mode
Light Intensity: 400 mW/cm² - 500 mW/cm²
Select of Time: 10 sec, 20 sec, 1 min, 3 min and 5 min.

รหัสสินค้า	LED.F Curing Light	LED.F
ขนาด	195 x 40 x 150 mm	
น้ำหนัก	210 g	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz	
ความเข้มแสง	1600mW/cm ² -1800mW/cm ² 850mW/cm ² -1000mW/cm ² (optional)	



Ultrasonic Scaler



UDS-K LED



Tip

- เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezoelectric (P5)
- มีระบบติดตามความถี่ในการสั่นอัตโนมัติ
- มีระบบควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้วาล์ว Solenoid และมีตัวกรองน้ำก่อนเข้าสู่วาล์ว
- ที่ปลายด้ามจับหัวขูดหินปูน มีไฟ LED ช่วยส่องสว่าง
- ด้ามจับหัวขูดหินปูนสามารถถอดออกและนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่ 135°C
- ใช้สำหรับการขูดหินปูนเหนือเหงือก (Supragingival scaling) และการขูดหินปูนใต้เหงือก (Subgingival scaling)

รหัสสินค้า	UDS-K LED	UDSKLED
ขนาด	170 x 111 x 65 mm	
น้ำหนัก	0.75 kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	220Vac 50/60Hz 150mA	
กำลังไฟขาออก	3W - 20W	
แรงดันน้ำ	0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)	
ความถี่ในการสั่น	28kHz ± 3kHz	


UDS-L LED



Tip

- เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezoelectric (P5)
- มีระบบติดตามความถี่ในการสั่นอัตโนมัติ และระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
- มีระบบควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้วาล์ว Solenoid และมีตัวกรองน้ำก่อนเข้าสู่วาล์ว
- ที่ปลายด้ามจับหัวขูดหินปูน มีไฟ LED ช่วยส่องสว่าง
- ด้ามจับหัวขูดหินปูนสามารถถอดออกและนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่ 135°C
- ใช้สำหรับการขูดหินปูนเหนือเหงือก (Supragingival scaling), การขูดหินปูนใต้เหงือก (Subgingival scaling) และการรักษารากฟัน (Endodontics)

รหัสสินค้า	UDS-L LED	UDSLLEDH
ขนาด	190 x 125 x 60 mm	
น้ำหนัก	0.73 kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	220Vac 50/60Hz 150mA	
กำลังไฟขาออก	3W - 20W	
แรงดันน้ำ	0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)	
ความถี่ในการสั่น	28kHz ± 3kHz	



NITI-File

Ultrasonic Scaler



U6 Ultrasonic Endodontic Expert



**Supragingival
Scaling**




**Subgingival
Scaling**



**Endodontic
Irrigation**

- ใช้สำหรับการขูดหินปูนเหนือเหงือก (Supragingival scaling), การขูดหินปูนใต้เหงือก (Subgingival scaling) และการรักษา รากฟัน (Endodontic treatment)
- ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ และปรับระดับความสั่นได้
- ระบบสลายหินปูนอัจฉริยะ
- ระบบสัมผัสง่ายต่อการใช้งาน

รหัสสินค้า	U6 Ultrasonic Endodontic Expert	A2881
ขนาด	197 x 174 x 74 mm	
น้ำหนัก	0.65kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	220Vac 50/60Hz 150mA	
กำลังไฟขาออก	3W - 20W	
แรงดันน้ำ	0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)	
ความถี่ในการสั่น	28kHz $\pm$ 3kHz	



High quality handpiece

ด้ามจับอลูมิเนียมอัลลอยสามารถ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Autoclave) ได้ที่อุณหภูมิสูง และไม่แตกหักหรือ เปลี่ยนรูปได้ง่าย เทคนิคการซีลล่าสุด ทำให้ด้ามจับมีความทนทาน และด้าม จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้รู้สึกสบายมือ

Smart touch system

สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานและ ปรับระดับกำลังได้บนแผงควบคุมที่กัน น้ำได้ สามารถสวมถุงมือสัมผัสบนแผง ควบคุมได้

Powerful functions

มาพร้อมด้วยฟังก์ชันสำหรับการขูด หินปูนเหนือเหงือก (Supragingival scaling), การขูดหินปูนใต้เหงือก (Subgingival scaling), การดูแลรักษา รากเทียม (Implant maintenance), การเตรียมโพรงฟัน (Cavity prepara- tion) และการรักษา รากฟัน (Endo- odontic treatment)

Handpiece for Ultrasonic Scaler



HW-3H



รหัสสินค้า	HW-3H	HW-3H
ขนาด	117 x Ø18 mm	
น้ำหนัก	47 g	

- ถอดแยกชิ้นได้, ไม่มีไฟ LED, สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

HW-5L



รหัสสินค้า	HW-5L	HW-5L
ขนาด	105 x Ø18.9 mm	
น้ำหนัก	51.5 g	

- ถอดแยกชิ้นได้, มีไฟ LED, สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

HW-6L



รหัสสินค้า	HW-6L	HW-6L
ขนาด	101 x Ø18mm	
น้ำหนัก	44 g	

- ถอดแยกชิ้นได้, มีไฟ LED, สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

Spare part for Ultrasonic Scaler

TW-1L Torque Wrench



รหัสสินค้า	TW-1L
- สำหรับใช้เปลี่ยนหัว Tip - ฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave - ใช้กับรุ่น UDS, U6	

Foot Switch (square)



รหัสสินค้า	A9172
- สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง - ใช้กับเครื่องชุดหินปูน P5	

Quick Connector



รหัสสินค้า	A2163
- สำหรับต่อสายน้ำเครื่องชุดหินปูน - ใช้กับเครื่องชุดหินปูน P5	

LED lamp




รหัสสินค้า	A9173
- สำหรับด้ามจับหัวชุดหินปูน - ใช้กับด้ามจับหัวชุดหินปูนได้ทุกรุ่น	

Tip




Scaling

Model




Model




Inlay Preparation

Model



Periodontics

Model




Tip




Periodontics

Model




Model




Dimensions Unit: mm

Periodontics

Model



Model




Tip




Endodontics

Model




Endodontics

Model




Dimensions Unit: mm

Model



Model




Tip



Endodontics


Model



Cavity preparation


Dimensions Unit: mm

Model




Scaling

Model



Model



Periodontics





More efficient scaling Dental Air Polisher

AP-A

Ergonomic design

Fully transparent funnel-shaped powder tank

Stable powder output

360°rotatable, allowing real-time observation of powder flow in the tank

Compact and lightweight

The main unit weighs only 2kg

Space-saving base design



Watermarkly

i-Scan

Wireless Image Plate Scanner



Intelligent Image Plate Scanner
with 8-core CPU and powerful
software



Dental Equipments

- Mobile Unit
- Mobile Suction
- High Speed Handpieces
- Low Speed Handpieces
- Brush Micromotors
- Curing Lights
- Ultrasonic Scaler
- Alginate Mixer
- Sealing Machine
- Bleaching Unit

APOZA



Rolence Enterprise Inc.
啓定實業股份有限公司

marathon



bio-art

KEGON

MONITEX

GREELOY

Jin
RELIABLE
HANDPIECES



PANTHER



SAESHIN



Watermarkly

Mobile Unit

GU-P209

- ยูนิททำฟันแบบเคลื่อนที่
- ฝาด้านบนเครื่องถอดออกได้ มีที่วางใส่เครื่องมือ
- มีระบบควบคุมการทำงานของสายดูดน้ำลาย, หัวเป่าน้ำ-ลม, ด้ามกรอเร็ว, ด้ามกรอช้า, ด้ามขูดหินปูน และ ด้ามเครื่องฉายแสง
- ภายในติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นขนาด 600W
- ถึงอากาศสเตนเลสภายในในเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย
- มีขวดใส่น้ำสะอาด และขวดรับน้ำเสีย ทนแรงดันลมได้ถึง 16 kg
- มีสวิทช์เท้าควบคุมการทำงานของด้ามกรอและด้ามขูดหินปูน

รหัสสินค้า	GU-P209	A9293
ขนาด / น้ำหนัก	W440 x H720 x D325mm / 27 kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 110V-240V, 50Hz/60Hz, 600W	
แรงดันอากาศ	0 - 6 Bar	
เสียงรบกวน	42 dBA	



Mobile Suction

GS-M400

- เครื่องดูดแรงสูง สำหรับงานทันตกรรมทุกประเภท
- สำหรับดูดน้ำลาย หรือดูดสารคัดหลั่งหรือเลือดในการผ่าตัด
- ติดตั้งใช้งานง่าย เพียงแค่ต่อท่อน้ำทิ้ง และเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- มอเตอร์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 8 - 10 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ภายใน (Thermostat) เพื่อรักษาอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- ตัวเครื่องมาพร้อมหัวดูดแรงดันสูงจำนวน 2 หัว และหัวดูดน้ำลายจำนวน 1 หัว โดยมีฟิลเตอร์กรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ก่อนเข้าเครื่อง

รหัสสินค้า	GS-M400	GS-M400
ขนาด	W325 x H860 x D415mm	
น้ำหนัก	27 kg	
ไฟฟ้าขาเข้า	AC 110V-240V, 50Hz/60Hz, 400W	
แรงดันสุญญากาศ	-12 kPa	
อัตราการไหล	400 L/min	
เสียงรบกวน	50 dBA	



High Speed Handpieces

Jin
RELIABLE
HANDPIECES

Standard High Speed Handpiece



- ด้ามกรอฟันความเร็วสูง 370,000-420,000 rpm
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น.
- มีไฟส่องสว่าง LED
- ระบบพ่นละอองน้ำ 3 ทาง
- ถอดใส่หัวกรอฟันแบบกดฝาหลัง (Push-Button Chuck)
- ตัวด้ามออกแบบเป็นชนิดผิวด้านลดแรงต้านทาน ทำให้ด้ามกรอฟันไม่ลื่น ช่วยในการยึดจับ
- ด้านท้ายเป็นชนิด 4 รู

รหัสสินค้า	Standard Handpiece	A9502
แรงดันลม	180 - 250 kPa (1.8 - 2.5 Bar)	
แรงดันน้ำ	198 kPa (2kg)	

Fiber Optic High Speed Handpiece



- ด้ามกรอฟันความเร็วสูง 300,000-320,000 rpm
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น.
- สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ให้กำลังส่องสว่าง 25,000 lx
- ระบบพ่นละอองน้ำ 3 ทาง
- มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าหัวกรอฟัน (Anti-retraction)
- ถอดใส่หัวกรอฟันแบบกดฝาหลัง (Push-Button Chuck)
- ตัวด้ามออกแบบเป็นชนิดผิวด้านลดแรงต้านทาน ทำให้ด้ามกรอฟันไม่ลื่น ช่วยในการยึดจับ
- ข้อต่อด้ามกรอฟันเป็นชนิด Quick Joint coupling หมุนรอบ ตัวได้ 360 องศา ด้านท้ายเป็นชนิด 4 รู สามารถถอด หรือใส่ด้ามกรอฟันเข้ากับยูนิตทำฟันได้ง่าย
- เสียงเงียบน้อยกว่า 70 เดซิเบล

รหัสสินค้า	Fiber Optic Handpiece	A9034
แรงดันลม	200 - 231 kPa (2.1 - 2.35 Bar)	
แรงดันน้ำ	198 kPa (2kg)	

Low Speed Handpieces



Contra Angle Handpiece (Internal Water Spray)



รหัสสินค้า	Contra-angle handpiece	A9107
	Straight handpiece	A9109
	E-type handpiece	A9095
แรงดันลม	245 - 392 kPa (2.5 - 4.0 Bar)	
แรงดันน้ำ	198 kPa (2kg)	
ความเร็วรอบ	40,000 rpm	

Contra Angle Handpiece (External Water Spray)



รหัสสินค้า	Contra-angle handpiece	201M4-1CAP
	Straight handpiece	201M4-1SH
	E-type handpiece	A6130
แรงดันลม	245 - 392 kPa (2.5 - 4.0 Bar)	
แรงดันน้ำ	198 kPa (2kg)	
ความเร็วรอบ	22,000-27,000 rpm	

Contra Angle Handpiece

- ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ ด้ามต่อชนิดหักมุม (Contra angle handpiece) อัตราทดรอบ 1:1
- ใช้สำหรับหัวกรอฟันที่มีแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.35 มม.
- ถอดใส่หัวกรอฟันแบบกดฝาหลัง (Push-Button Chuck)
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

Straight Handpiece

- ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ ด้ามต่อชนิดตรง (Straight handpiece) อัตราทดรอบ 1:1
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
- ระบบล็อกหัวกรอฟันแบบบิดล็อก (Locking ring)

E-Type Handpiece

- ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ ด้ามต่อแบบ E-Type อัตราทดรอบ 1:1
- ใช้ได้กับด้ามต่อชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra Angle) และชนิดสำหรับขัดฟัน (Prophy Handpiece)
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

Handpieces

Prophy Handpiece

- ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ สำหรับขัดฟัน อัตราทดรอบ 4:1
- ใช้สำหรับหัวกรอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.334 - 2.35 มม.
- ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบต่อนาที
- ใช้ได้ทั้ง Snap-on adaptor และ Screw type polishing cup
- ลูกปืนผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่ 132°C เป็นเวลา 15 นาที

รหัสสินค้า	ROSE-201-M4	202POL-S
แรงดันลม	180 - 250 kPa (1.8 - 2.5 Bar)	
แรงดันน้ำ	198 kPa (2kg)	



Triple Syringe

- ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ปลายทึบทำจากสแตนเลส
- สามารถเป่าลมหรือน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งได้
- สามารถเป่าลมและน้ำ พร้อมกันได้
- สามารถถอดปลายทึบเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

รหัสสินค้า	Triple Syringe	A9130
จำนวน	1 Handle + 2 Tips	



Dental Oral Pulp Tester

- เครื่องทดสอบความมีชีวิตของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน
- สามารถปรับค่าความเร็วได้ 3 ระดับ High, Medium, Low
- สะดวกในการใช้งาน

รหัสสินค้า	L1FF	A2406
กระแสไฟฟ้า	80 mA	
แบตเตอรี่	9 V	
น้ำหนัก	100 g	



Brush Micromotors

marathon

Escort II Pro - Brush Control Box

- สัญญาณรบกวนและแรงสั่นสะเทือนต่ำ
- มีระบบป้องกันการใช้มอเตอร์เกินกำลังโดยอัตโนมัติ
- มีที่ใส่ด้ามกรอฟัน และช่องเสียบหัวกรอฟัน
- สามารถปรับความเร็วรอบและทิศทางการเดินหน้า-ถอยหลังของหัวกรอฟัน
- มีสวิตช์แป้นเหยียบสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง

รหัสสินค้า	Escort II Pro	A6566
ขนาด/น้ำหนัก	W140 x D155 x H90 mm. / 1.45 kg	
ความเร็วรอบ	Max 35,000 rpm	
กำลังไฟฟ้า	45 Watt	



white



blue

NEW N7 - Brush Control Box

- มีระบบป้องกันการใช้มอเตอร์เกินกำลังโดยอัตโนมัติ
- มีที่ใส่ด้ามกรอฟัน และฝาครอบสวิตช์ Power เพื่อป้องกันฝุ่น
- สามารถปรับความเร็วรอบและทิศทางการเดินหน้า-ถอยหลังของหัวกรอฟัน
- มีสวิตช์แป้นเหยียบสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง

รหัสสินค้า	NEW N7	A9010
ขนาด/น้ำหนัก	W115 x D147 x H96 mm. / 1.7 Kg.	
ความเร็วรอบ	Max 40,000 rpm	
กำลังไฟฟ้า	50 Watt	



SDE-H37L1 - Brush Micromotor

รหัสสินค้า	SDE-H37L1	A1876
ขนาด/น้ำหนัก	L155 x Ø30 mm / 210g.	
ความยาวสาย	1.5 m	
ความเร็วรอบ	0 - 35,000 rpm	
แรงบิดสูงสุด	3.2 Ncm	



SDE-SM45C - Brush Micromotor

รหัสสินค้า	SDE-SM45C	SM45C
ขนาด/น้ำหนัก	L155 x Ø30 mm / 235g.	
ความยาวสาย	1.5 m	
ความเร็วรอบ	0 - 40,000 rpm	
แรงบิดสูงสุด	4.5 Ncm	



Made in Korea

Brush Micromotors

marathon

SDE-M33Es - E-type Micromotor

รหัสสินค้า	SDE-M33Es	A1688
ขนาด/น้ำหนัก	L99 x Ø25 mm / 109g.	
ความยาวสาย	1.5 m	
ความเร็วรอบ	0 - 35,000 rpm	
แรงบิดสูงสุด	2.6 Ncm	



SFP-27 - On/Off Foot Switch

รหัสสินค้า	SFP-27	A2529
ขนาด	W67 x L107 x H32 mm	



Brush Micromotors

SAESHIN

Strong 210/105L - Micromotor Set

Made in Korea

- สัญญาณรบกวนและแรงสั่นสะเทือนต่ำ
- มีที่ใส่ด้ามกรอฟัน และช่องเสียบหัวกรอ 18 ช่อง
- มีสวิตช์ปรับทิศการเดินหน้า-ถอยหลังของหัวกรอฟันได้
- สามารถปรับความเร็วรอบและทิศทางเดินหน้า-ถอยหลังของหัวกรอฟัน
- มีสวิตช์แป้นเหยียบสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง
- ให้มาพร้อมด้ามกรอฟันรุ่น 105L

รหัสสินค้า	STRONG 210/105L	A9253
ขนาด/น้ำหนัก	W140 x D155 x H90 mm. / 1.3 kg	
ความเร็วรอบ	Max 35,000 rpm	
แรงบิด	300 gf.cm	



Strong 105 L- Brush Handpiece

รหัสสินค้า	STRONG 105L	105L
ความยาวสาย	1.5 m	
ความเร็วรอบ	Max 35,000 rpm	



Strong 108E - Brush E-Type Motor

รหัสสินค้า	STRONG 108E (35K)	A1613
ความเร็วรอบ	Max 35,000 rpm	



Dental Equipments


Tray Lux M5 - Fluorescent Curing Unit

MONITEX

- เครื่องบ่มวัสดุพิมพ์ปากคอมโพสิตหรือเรซิน
- อายุการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ 5000 ชั่วโมง
- ปรับเวลาได้ตั้งแต่ 6 วินาที ถึง 99 วินาที (ทีละ 0.1 วินาที)
- สามารถวางถาดวัสดุพิมพ์ปากบนและล่างได้พร้อมกัน



รหัสสินค้า	Tray Lux M5	A9067
ขนาด	L260 x W135 x H90 mm	
น้ำหนัก	2.1 kg	
ไฟฟ้าเข้า	220 Vac 50/60 Hz 30 W	
หลอดไฟ	Fluorescent 27 W	
ความยาวคลื่น	400 - 500 nm	



Algimax-II GX300 - Alginate Mixer

MONITEX

- เครื่องผสมวัสดุพิมพ์ปากอัลจินตอัตโนมัติ
- ผสมวัสดุออกมาได้อย่างเรียบเนียน ไม่เป็นก้อน และไม่มีฟองอากาศ ใช้ระยะเวลาในการผสมระดับวินาที
- มีโหมดการผสม 3 โหมด (8, 10 และ 12 วินาที)
- ความเร็วรอบ 3,400 รอบ/นาที


รหัสสินค้า	Algimax-II GX-300	GX-300
ขนาด	L250 x W205 x H285 mm	
น้ำหนัก	17.5 kg	
Accessories	Spatula / Stirrer / Storage Case / Water Dosing Bottle / Mixing Cups x 4	



วิธีผสมวัสดุพิมพ์ปาก



1. ใส่ผงอัลจินตและน้ำในถ้วยผสม



2. ผสมด้วยแท่งกวน 2-3 วินาทีและปิดฝา



3. วางถ้วยผสมลงในเบ้าภายในเครื่อง



4. ปิดฝาด้านบนเครื่อง กดปุ่ม "START"



5. หลังจากผสมเสร็จแล้ว ใช้พายตักวัสดุพิมพ์ปากออกจากถ้วย

Dental Equipments

ELITEDENT MS-1 Ultrasonic Scaler

Rolence Enterprise Inc.
啓定實業股份有限公司

- เครื่องชุดหินปูนแบบ Magnetostrictive (P10)
- ระบบอัลตราโซนิกความถี่คู่ (25kHz/30kHz) ใช้งานสะดวก
- ตัวเครื่องสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ตัวด้ามออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานสะดวก ทนทาน ดูแลรักษาง่าย สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่ 135°C
- มีปุ่มปรับระดับความแรงและแสดงผลด้วยไฟ LED, มีปุ่มปรับปริมาณน้ำ
- มีสวิตช์เท้าควบคุมการทำงานของหัวชุด และปริมาณน้ำ
- โหมด Turbo เพิ่มกำลังแรงสูงเมื่อกดสวิตช์เท้าขั้นที่ 2 สำหรับชุดหินปูนปริมาณมาก
- ใช้สำหรับการชุดหินปูนเหนือเหงือก (Supragingival scaling), การชุดหินปูนใต้เหงือก (Subgingival scaling), โรครปริทันต์ทุกประเภท, ทำความสะอาดคลองรากฟันหรือรากเทียม
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน



รหัสสินค้า	ELITEDENT MS-1	MS-1
ขนาด	W23 x H6.5 x D22cm	
น้ำหนัก	2.1 kg	
ไฟฟ้าเข้า	230 Vac 50/60Hz 0.6A Max	
กินไฟสูงสุด	85W	
แรงดันน้ำ	20 - 40 psi	
ความถี่ในการสั่น	25kHz ± 2kHz	

Super Thin X-ray Viewer box

- ใช้กับระบบไฟฟ้า AC
- หลอดไฟ LED
- บางเพียง 0.5 นิ้ว
- สามารถยึดติดผนัง, บนเคาน์เตอร์ หรือบนยูนิต์



รหัสสินค้า	X-ray Viewer Box	PL-055D
ขนาดจอ LED	W11 x D0.5 x H8.5 นิ้ว	

Dental Vibrator

- เครื่องเขย่าปูนปลาสเตอร์แบบฐานสี่เหลี่ยม
- มีสวิตช์หมุนปรับระดับเป็นแบบ smooth สามารถเพิ่มระดับความแรงได้อย่างต่อเนื่อง
- มีฐานวางทำจากยางอย่างหนา เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และป้องกันการเคลื่อนไหว
- Maximum load : 2 Kg



รหัสสินค้า	Dental vibrator	A0766
ขนาด	W205 x L155 x H100 mm	
กำลังไฟฟ้า	120 Watt	

Dental Equipments

BT Cool Plus - Bleaching Unit

- ฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี LED แสงสีฟ้า เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย โดยไม่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นระหว่างการฟอกสีฟันและไม่มีเสียงรบกวน
- หมุนได้รอบ 360° ไฟรูปโค้งสามารถฉายแสงได้เต็มปาก
- มีโหมดการทำงานหลากหลาย ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น และเข้ากันได้ดีกับกับวัสดุฟอกสีฟันส่วนใหญ่
- ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมแขนหมุนยาว 140 cm ที่ปรับได้ มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย

รหัสสินค้า	BT Cool Plus Set	A2470
	- Control Box x 1 - Arm + Power Supply + Stem - Stand x 1 - Googles x 3 - Spanner x 1 - L-Shape Hexagonal Spanner x 1 - Distance Guide x 1 - Screws x 4	

ขนาด	สูง 120 cm
น้ำหนัก	16 kg
ไฟฟ้าขาเข้า	100 - 240 Vac, 50/60Hz, 0.6A
สเปคตรัม	430 - 490 nm



Doctor Stool

- สามารถปรับมุมได้ และปรับความสูงด้วยระบบนิวเมติก
- อายุการใช้งาน 100,000 รอบ
- ที่นั่งสูง 45 - 57 cm ความสูงรวมพนักพิง 86 cm
- วัสดุเป็น เบาะหนังแท้ และ เบาะหนัง PU

รหัสสินค้า	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ - สีฟ้า
	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ - สีม่วง
	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ - สีน้ำตาล

ขนาดที่นั่ง	ที่นั่งกลม Ø36 นิ้ว
-------------	---------------------

รหัสสินค้า	เก้าอี้ทันตแพทย์ - สีฟ้า
	เก้าอี้ทันตแพทย์ - สีม่วง
	เก้าอี้ทันตแพทย์ - สีน้ำตาล

ขนาดที่นั่ง	ที่นั่งวงรี
-------------	-------------



เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์

เก้าอี้ทันตแพทย์


BioStamp Sealing Machine

- เครื่องซีลปิดผนึกของบรรจุเครื่องมือเพื่อนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave
- ใช้งานสะดวก มีใบมิดในตัวสำหรับตัดของซีล
- ผนึกซองได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดหน้ากว้าง 30 ซม.
- ขนาดรอยซีลซอง 12 มม.
- มีแท่นวางของซีลในตัว
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศบราซิล

รหัสสินค้า	BioStamp	A2268
ขนาด	W500 x L320 x H160 mm	
น้ำหนัก	3.6 kg	




Turns on through the lever



Sealing length: 300mm

BioStamp
SEALING MACHINE



PlastVac P7 Vacuum Forming Machine

- เครื่องผลิตชิ้นงานทันตกรรมด้วยแรงสุญญากาศ
- สามารถใช้งานทันตกรรมได้หลากหลาย เช่น ถาดฟอกสีฟัน, ทำฐานฟันปลอม, งานวีเนียร์, อุปกรณ์ป้องกันฟันสำหรับนักกีฬา
- ใช้งานง่าย ช่วยให้วัสดุที่ใช้เนบสนิทกับต้นแบบได้ดี ชิ้นงานมีรายละเอียดสูง
- รองรับแผ่น Vacuum foaming ได้ทั้งแบบกลมและสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า	PlastVac P7	A2297
ขนาด	W24 x L27 x H19 mm	
น้ำหนัก	5.4 kg	
มอเตอร์	1400 Watt	



Rotary Ring:
Heating on both sides of the sheet



Carbon Resistance:
Speed in Heating / Cooling

PlastVac P7
vacuum forming machine






Made in KOREA

marathon

Escort II pro

Brush Control Box



saeyang

 Watermarkly